



OR STANDARD

Guante Quirúrgico de Látex con Polvo

- Fabricado con látex de caucho natural
 - **Precaución:** no se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en individuos sensibilizados al látex
 - **Advertencia:** este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas
- Una opción versátil de látex con polvo estéril
- Envasado plegado diseñado para ahorrar espacio

Referencia	Talla	Envasado
MSG4155	5 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG4160	6	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG4165	6 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG4170	7	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG4175	7 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG4180	8	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG4185	8 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG4190	9	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja

Recomendado su uso en:
Cirugía General

Regulaciones y Estándares de Calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual- Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

ESPECIFICACIONES:

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0.65
- Grosor en Dedos: 0.20 mm
- Longitud: 279 mm
- Color: Blanco
- Textura: Ligeramente Texturado
- Diseño del Molde: Anatómico y curvo para reducir la fatiga en las manos
- Diseño del Puño: Anatómico y con reborde para evitar que ruede hacia abajo

Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en www.medline.eu/es

