



OR STANDARD

Gants de Chirurgie Poudrés en Latex

- Gants en latex naturel
 - Attention : l'utilisation sûre de ces gants par ou sur des individus sensibles au latex n'a pas été établie
 - Précaution : ce produit contient du latex pouvant provoquer des réactions allergiques, incluant des chocs anaphylactiques
- Un gant stérile et polyvalent: une option en latex poudré
- Un packaging compact pour un gain de place

Références	Taille	Conditionnement
MSG4155	5 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG4160	6	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG4165	6 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG4170	7	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG4175	7 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG4180	8	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG4185	8 ½	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton
MSG4190	9	50 paires/boîte, 4 boîtes/carton

Recommandé pour :
Chirurgie générale

Normes de qualité

- Conforme à EN ISO 13485.
- Conforme à la directive EU 93/42/EEC sur les Dispositifs Médicaux
- Certifiés Equipements de Protection Individuels (EPI) de Catégorie III selon la Directive 89/686/CEE

Spécificités techniques:

- Détection des trous selon la norme EN 455: 0.65 NQA
- Epaisseur au doigt: 0.20mm
- Longueur : 285 mm
- Couleur: Blanc
- Surface: Légèrement texturée
- Design du Moule: Ergonomique et incurvée pour réduire la fatigue des mains liée au port
- Manchette: Conique et roulée afin d'empêcher le glissement du gant

Pour en savoir plus sur nos produits, veuillez contacter votre responsable commercial ou visiter notre site www.medline.com/fr

