



# OR STANDARD

## Guanto chirurgico polverato in Lattice

- In lattice di gomma naturale
  - Attenzione: l'utilizzo di questo guanto da o su persone sensibili al Lattice non è sicuro
  - Attenzione: Questo prodotto contiene Lattice di gomma naturale che può essere causa di allergie anche mortali
- Un'opzione sterile e versatile di lattice polverato
- Confezione progettata per una migliore gestione dello spazio

Codice	Taglia	Confezionamento
MSG4155	5 ½	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG4160	6	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG4165	6 ½	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG4170	7	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG4175	7 ½	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG4180	8	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG4185	8 ½	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG4190	9	50 coppie/bx, 4 bx/cs

**Raccomandato per l'utilizzo in:**  
Chirurgia generale

### Norme e standard di qualità

- Sistema di gestione della Qualità certificato EN ISO 13485
- Dispositivo Medico secondo la Direttiva 93/42/EEC
- Certificato come "Dispositivo di Protezione Individuale" di III categoria secondo la Direttiva 89/686/EEC.

### CARATTERISTICHE

- Test presenza di fori EN455: AQL 0.65
- Spessore al polpastrello: 0.20 mm
- Lunghezza: 285 mm
- Colore: bianco
- Leggermente testurizzato
- Disegno dello stampo: Anatomico, dita curve per ridurre lo stress sulla mano
- Design del polsino: Con sistema anti arrotolamento

*Per conoscere di più riguardo ai nostri prodotti, si prega di contattate il rappresentate Medline della vostra zona oppure visitare il sito [www.medline.com/it](http://www.medline.com/it)*

