



OR STANDARD

Luvas cirúrgicas de látex com pó

- Fabricadas em látex de borracha natural
 - **Atenção:** Não foi possível determinar se estas luvas devem ser usadas por indivíduos com sensibilidade ao látex
 - **Atenção:** Este produto contém látex de borracha natural que pode causar reações alérgicas, incluindo reações anafiláticas
- Uma opção versátil de látex estéril com pó
- A embalagem dobrada permite poupar espaço

Referência	Tamanho	Embalagem
MSG4155	5 ½	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG4160	6	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG4165	6 ½	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG4170	7	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG4175	7 ½	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG4180	8	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG4185	8 ½	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares
MSG4190	9	1 embalagem com 50 pares, 1 caixa com 200 pares

Recomendadas para uso em:
Cirurgia geral

Regulamentos e normas de qualidade

- Certificadas com a EN ISO 13485
- Diretiva relativa aos dispositivos médicos 93/42/EEC
- Diretiva "Equipamento de proteção individual" 89/686/EEC, Categoria III

ESPECIFICAÇÕES:

- Ausência de orifícios de acordo com a norma EN455: AQL 0.65
- Espessura dos dedos: 0,20 mm
- Comprimento: 285 mm
- Cor: branco
- Textura suave
- Desenho do molde anatómico e curvo para reduzir a fadiga das mãos
- Desenho do punho: cónico com rebordo para reduzir o deslizamento

Para mais informação, entre em contacto com o representante da Medline ou consulte a nossa página Web em www.medline.eu/pt

