



OP-STANDARD PF

OP-Handschuh aus Latex

- Hergestellt aus natürlichem Latex
 - Enthält 10µg/g oder weniger wasserlösliches Protein
 - **Achtung:** Die sichere Anwendung dieser Handschuhe durch oder bei Personen mit einer Überempfindlichkeit gegen Latex ist nicht gewährleistet
 - **Achtung:** Dieses Produkt enthält natürliches Latex, das allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann
- Puderfrei, trägt damit zur Verringerung von durch Puder ausgelösten Hautreizungen und postoperativen Komplikationen in Zusammenhang mit Granulomen bei
- Vielseitige, sterile, puderfreie Option aus Latex
- Platzsparend gefaltetes Verpackungsdesign

Artikelnummer	Größe	Verpackung
MSG5255	5 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG5260	6	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG5265	6 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG5270	7	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG5275	7 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG5280	8	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG5285	8 ½	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton
MSG5290	9	50 Paar/Box, 4 Boxen/Karton

Empfohlene Verwendung:

Allgemeine Chirurgie

Bestimmungen und Qualitätsstandards

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Konform gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG - Klasse IIa
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Kategorie III nach 89/686/EWG

SPEZIFIKATIONEN:

- Frei von Löchern gemäß EN455: AQL 0,65
- Materialdicke Finger: 0,22 mm
- Länge: 291 mm
- Farbe: Creme
- Oberflächenbeschichtung: Leicht texturiert
- Handschuhform-Design: anatomisch
- Stulpensdesign: Konisch mit Rollrand, verringert das Herabrutschen

Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Medline Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie uns unter www.medline.eu/de

