



OR STANDARD PF

Guante Quirúrgico de Látex Sin Polvo

- Fabricado con látex de caucho natural
- Contiene menos de 50µg/g de proteína extraíble total
- **Precaución:** no se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en individuos sensibilizados al látex
- **Advertencia:** este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas
- Sin polvo para evitar complicaciones relacionadas con el polvo
- Una opción versátil de látex sin polvo estéril
- Envasado plegado diseñado para ahorrar espacio

ESPECIFICACIONES:

Referencia	Talla	Envasado
MSG5255	5 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5260	6	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5265	6 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5270	7	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5275	7 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5280	8	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5285	8 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5290	9	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja

Recomendado su uso en:
Cirugía General

Regulaciones y Estándares de Calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual- Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0.65
- Grosor en Dedos: 0.22mm
- Longitud: 279mm
- Color: Crema
- Textura: Ligeramente Texturado
- Diseño del Molde: Anatómico y curvo para reducir la fatiga en las manos
- Diseño del Puño: Anatómico y con reborde para evitar que ruede hacia abajo

Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en www.medline.eu/es

