



OR STANDARD PF

Guanto chirurgico in Lattice

- In lattice di gomma naturale
 - Contenuto estraibile di proteine minore di 10ug/g
 - Attenzione: l'utilizzo di questo guanto da o su persone sensibili al Lattice non è sicuro
 - Attenzione: Questo prodotto contiene Lattice di gomma naturale che può essere causa di allergie anche mortali
- Un'opzione sterile e versatile di lattice depolverato
- Depolverato per evitare problemi causati dalla polvere
- Confezione progettata per una migliore gestione dello spazio

Codice	Taglia	Confezionamento
MSG5255	5 ½	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG5260	6	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG5265	6 ½	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG5270	7	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG5275	7 ½	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG5280	8	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG5285	8 ½	50 coppie/bx, 4 bx/cs
MSG5290	9	50 coppie/bx, 4 bx/cs

Raccomandato per l'utilizzo in:

Chirurgia generale

Norme e standard di qualità

- Sistema di gestione della Qualità certificato EN ISO 13485
- Dispositivo Medico secondo la Direttiva 93/42/EEC
- Certificato come " Dispositivo di Protezione Individuale" di III categoria secondo la Direttiva 89/686/EEC.

CARATTERISTICHE

- Test presenza di fori EN455: AQL 0.65
- Spessore al polpastrello: 0.22 mm
- Lunghezza: 291 mm
- Colore: Crema
- Leggermente testurizzato
- Disegno dello stampo: Anatomico, dita curve per ridurre lo stress sulla mano
- Design del polsino: Con sistema anti arrotolamento



Per conoscere di più riguardo ai nostri prodotti, si prega di contattate il rappresentate Medline della vostra zona oppure visitare il sito www.medline.com/it