



OK-TAFEL AFDEKDOEKEN

Verhoogde patiëntveiligheid en operationele efficiëntie in de operatiekamer met Medline's Sahara en Ultrasorbs® absorberende tafel afdekdoeken.

De incidentie van decubitus bij chirurgische patiënten blijft toenemen.¹ Druk, vochtigheid, temperatuur en wrijving zijn de belangrijkste 4 extrinsieke factoren die oorzaak zijn van de druk ULCus ontwikkeling. Kies uit de tafellakens van Sahara en Ultrasorbs om deze problemen in uw OK te beheren.²

Uit onderzoek is gebleken dat 23 procent van de in het ziekenhuis verworven decubitus zich ontwikkelt tijdens operaties die langer dan drie uur duren.³ Met deze statistiek in gedachten, beveelt Medline het volgende aan:

- De **Sahara**-sheet voor procedures met een laag vloeistofniveau die minder dan drie uur duurt.
- **Ultrasorbs** voor procedures met veel vocht (cardiaal, algemeen/thoracaal, orthopedisch) die meer dan drie uur duren om een verbeterd vocht- en micro-omgevingsmanagement te bieden.

Beide producten zijn ook zeer effectief in het beschermen van het patiënten tafelloppervlak, waardoor een snelle wissel naar de volgende procedure mogelijk wordt.




Maak de slimste keuze voor uw behoeften

Een vergelijking van Sahara en Ultrasorbs

Sahara

- » Core polymeertechnologie transporteert vocht snel weg, behoudt de integriteit van de huid
- » Gewatteerd voor een glad oppervlak en comfort voor de patiënt
- » Verkrijgbaar in 3 verschillende maten voor verschillende ingrepen 102 x 230 cm, 102 x 152 cm en 100 x 310 cm
- » Sahara Grippy is ideaal voor chirurgische ingrepen in een gekantelde positie
- » Laag risico op het herbergen van bacteriën omdat het disposable is



Ultrasorbs

- » Luchtdoorlatende, superabsorberende kerntechnologie om snel vocht weg te voeren, waardoor de opbouw van lichaamswarmte vermindert en een optimale micro-omgeving voor de integriteit van de huid wordt behouden
- » Zachte toplaag voor verbeterd comfort voor de patiënt om wrijvingskrachten te verminderen
- » Verkrijgbaar in steriele versies en met een versterkt rugblad, waarmee u patiënten met een gewicht tot 170 kg kunt draaien en verplaatsen
- » een hogere vochtopname
- » Lage linting volgens ISO 9073-10 and EN 13795 standards
- » Laag risico op het herbergen van bacteriën omdat het disposable is

| Product | Artikelnummer | Maat | absorptie | lage linting | lucht doorlaatbaar | anti-slip onderkant | til capaciteit | steriele | Verpakking |
|-------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|------------|
| Sahara | DYND4060SBE | 102 x 152 cm | hoog | x | | x | | | 20 |
| | DYND4090SBE | 102 x 230 cm | hoog | x | | x | | | 20 |
| | QSS01 | 100 x 310 cm | hoog | x | | | | | 20 |
| Ultrasorbs® | MSCE4090PUPS | 101 x 228 cm | zeer hoog | x | x | | | | 30 |
| | MSCE4090PPSTA | 101 x 228 cm | zeer hoog | x | x | | | x | 25 |
| | USAP4090ES | 101 x 228 cm | zeer hoog | x | x | | 170 kg | | 25 |
| Extrasorbs® | EXTRASRBE150 | 80 x 210 cm | zeer hoog | x | x | | 150 kg | | 30 |

- Chen, Hong-Lin, Chen X., Wu J. (2012). The Incidence of Pressure Ulcers in Surgical Patients of the Last 5 Years: A Systematic Review. WOUNDS, 24 (9), 234-241.
- Primiano, M., Friend, M., McClure, C., Nardi, S., Fix, L., Schafer, M., Savochka, K., ... McNett, M. (2011). Pressure ulcer prevalence and risk factors during prolonged surgical procedures. AORN journal, 94(6), 555-66.
- ibid.

Ook op zoek naar iets om de vloer te beschermen? Vraag uw accountmanager over Liqui-Loc™ vloermatten.

niet-steriele Sahara:  Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Niet-steriele Ultrasorbs en Extrasorbs:



Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA



Steriele ultrasorb gel MSCE4090PPSTA:



Raguse Gesellschaft für medizinische Produkte mbH
Südfield 6
59387 Ascheberg - Herbern, Germany

CE 0482

Deze producten zijn niet-steriele medische hulpmiddelen klasse I, bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML772-NL/AN 03/2019