



MEDI PLAST®

SKYDD FÖR OPERATIONSBORD

Forbedre pasientsikkerheten og effektiviteten i operasjonssalen med Medlines Sahara og Ultrasorbs® absorberbare oppdekningslaken.

Tilfeller av liggesår hos kirurgipasienter fortsetter å øke.¹ I tillegg til langvarig press på samme punkt er **fukt, temperatur, drag- og skjuvkrefter** fire av de mest vanlige faktorene tilknyttet utviklingen av liggesår. Velg mellom oppdekningslaken Sahara eller Ultrasorbs for å bidra med å lindre disse problemene i operasjonssalen.²

Forskning har vist at 23 prosent av sykehusrelaterte liggesår utvikles under operasjoner som varer i mer enn tre timer.³ Ut i fra denne statistikken, anbefaler Medline:

- **Sahara** oppdekningslaken for prosedyrer med lavt volum av væske og som varer i mindre enn tre timer.
- **Ultrasorbs** oppdekningslaken for prosedyrer med høyt volum av væske (hjertekirurgi, generell/thoraxkirurgi, ortopedisk kirurgi), som varer i mer enn tre timer. Det håndterer bedre fukt og mikromiljøer.

Begge produktene er også effektive når det gjelder beskyttelse av bordplaten, som gjør det enkelt å klargjøre salen til neste operasjon.




Ta det smarte valget for å dekke dine behov

En sammenligning av Sahara og Ultrasorbs

Sahara

- » Kjernepolymer teknologi som raskt fjerner fukt og beskytter huden
- » Vattert materiale gir en myk overflate og bedre pasientkomfort
- » Tilgjengelig i tre forskjellige størrelser for ulike prosedyrer: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm og 100 x 310 cm
- » Sahara Grippy er ideel til kirurgiske prosedyrer som utføres i skrå posisjon
- » Lav risiko for bakteriedannelse på grunn av engangsbruken



Ultrasorbs

- » Kjernen er laget ved hjelp av luftgjennomtrengende og superabsorberende teknologi, som raskt transporterer bort fukt, forhindrer oppbygging av kroppsvarme og vedlikeholder et optimalt mikromiljø for å holde huden intakt.
- » Mykt øvre lag for ekstra pasientkomfort, som bidrar med å redusere friksjon og skade på huden
- » Tilgjengelig i sterile versjoner og med et forsterket underlag, slik at du kan snu, vende og flytte pasienter som veier opptil 170 kg
- » Forbedret absorpsjonsevne
- » Lite lo i samsvar med standardene ISO 9073-10 og EN 13795
- » Lav risiko for bakteriedannelse på grunn av engangsbruken

Produkt	Varenr.	Størrelse	Absorbering	Lav Loing	Luftgjennomtrengende	Sklisikker underlag	Løftekapasitet	Steril	Pakning
Sahara	DYND4060SBE	102 x 152 cm	Høy	x		x			20
	DYND4090SBE	102 x 230 cm	Høy	x		x			20
	QSS01	100 x 310 cm	Høy	x					20
Ultrasorbs®	MSCE4090PUPS	101 x 228 cm	Meget høy	x	x				30
	MSCE4090PPSTA	101 x 228 cm	Meget høy	x	x			x	25
	USAP4090ES	101 x 228 cm	Meget høy	x	x		170 kg		25
Extrasorbs®	EXTRASRBE150	80 x 210 cm	Meget høy	x	x		150 kg		30

Distribuerad av:

Mediplast AS, Tollbugata 115, NO-3041 Drammen, Oslo
 mediplast@mediplast.no
 www.mediplast.com

- Chen, Hong-Lin, Chen X., Wu J. (2012). The Incidence of Pressure Ulcers in Surgical Patients of the Last 5 Years: A Systematic Review. WOUNDS, 24 (9), 234-241.
- Primiano, M., Friend, M., McClure, C., Nardi, S., Fix, L., Schafer, M., Savochka, K., ... McNett, M. (2011). Pressure ulcer prevalence and risk factors during prolonged surgical procedures. AORN journal, 94(6), 555-66.
- ibid.



Ønsker du også beskyttelse for gulvet? Spør din representant om Liqui-Loc™-gulvmatter.

Non-sterile Sahara: Medline International France SAS
 5 rue Charles Lindbergh
 44110 Châteaubriant, France



Non-sterile Ultrasorbs and Extrasorbs:



Medline Industries Inc.
 Three Lakes Drive
 Northfield, IL 60093, USA



Sterile Ultrasorb MSCE4090PPSTA:



Raguse Gesellschaft für medizinische Produkte mbH
 Südfeld 6
 59387 Ascheberg - Herbern, Germany

CE 0482

Disse produktene er medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.

Vi forbeholder oss rettigheten til å korrigere feil som kan oppstå i denne brosjyren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline er et registrert varemerke eid av Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML772-NO 06/2020