



COBERTURAS DE MESA PARA SALA DE OPERAÇÕES



Aumente a segurança do doente e a eficácia na sala de operações com as coberturas de mesa Sahara e Ultrasorbs® da Medline.

A incidência de úlceras por pressão em doentes cirúrgicos continua a aumentar. Para além da pressão, a humidade, a temperatura, a fricção e as fissuras são quatro dos principais fatores extrínsecos associados ao desenvolvimento de úlceras de pressão. Escolha entre as coberturas de mesa Sahara e Ultrasorbs para ajudar a gerir estes problemas na sua sala de operações.²

A investigação revela que 23% das úlceras por pressão adquiridas no hospital se desenvolvem durante cirurgias com duração superior a três horas.³ Face a essa estatística, a Medline recomenda:

- A cobertura **Sahara** para procedimentos com fluidos reduzidos que demorem menos do que três horas.
- **Ultrasorbs** para procedimentos com elevado nível de fluidos (cirurgia cardíaca, tórax, geral e ortopedia) com duração de mais de três horas para oferecer a melhor gestão de humidade e microambiente.

Ambos os produtos são igualmente eficazes a proteger a superfície da mesa, permitindo uma rápida preparação da sala de operações entre cirurgias.




Faça a escolha mais inteligente para as suas necessidades

Comparação entre Sahara e Ultrasorbs

Sahara

- » A tecnologia de núcleo de polímero afasta rapidamente a humidade, mantendo a integridade da pele
- » Acolchoado para obter uma superfície lisa e confortável para o doente
- » Disponível em 3 tamanhos diferentes para diferentes procedimentos: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm e 100 x 310 cm
- » O Sahara Grippy é ideal para intervenções cirúrgicas que requerem uma posição inclinada
- » Risco reduzido de propagação bacteriana por ser de uso único




Ultrasorbs

- » Tecnologia de núcleo superabsorvente permeável ao ar para remover rapidamente a humidade, reduzir a acumulação de calor corporal e manter um microambiente ideal para a integridade da pele
- » Camada superior suave para melhorar o conforto do doente e ajudar a reduzir a fricção e fissuras
- » Disponível em versões esterilizadas e com uma camada posterior reforçada, permitindo-lhe rodar, reposicionar e transferir doentes até aos 170 kg
- » Absorção reforçada
- » Baixa libertação de partículas em conformidade com as normas ISO 9073-10 e EN 13795
- » Risco reduzido de propagação bacteriana por ser de uso único

Produto	Referência	Tamanho	Absorção	Baixa libertação de partículas	Permeável ao ar	Camada posterior anti-derrapante	Capacidade de elevação de peso	Esterilizado	Quantidade por caixa
Sahara	DYND4060SBE	102 x 152 cm	Alta	x		x			20
	DYND4090SBE	102 x 230 cm	Alta	x		x			20
	QSS01	100 x 310 cm	Alta	x					20
Ultrasorbs®	MSCE4090PUPS	101 x 228 cm	Muito alta	x	x				30
	MSCE4090PPSTA	101 x 228 cm	Muito alta	x	x			x	25
	USAP4090ES	101 x 228 cm	Muito alta	x	x		170 kg		25
Extrasorbs®	EXTRASRBE150	80 x 210 cm	Muito alta	x	x		150 kg		30

- Chen, Hong-Lin, Chen X., Wu J. (2012). The Incidence of Pressure Ulcers in Surgical Patients of the Last 5 Years: A Systematic Review. WOUNDS, 24 (9), 234-241.
- Primiano, M., Friend, M., McClure, C., Nardi, S., Fix, L., Schafer, M., Savochka, K., ... McNett, M. (2011). Pressure ulcer prevalence and risk factors during prolonged surgical procedures. AORN journal, 94(6), 555-66.
- ibid.



Também quer proteger o chão? Pergunte ao seu gestor de conta pelos tapetes Liqui-Loc™.

Sahara não esterilizado: Medline International France SAS
5 rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Ultrasorbs não esterilizado e Extrasorbs: Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA



Ultrasorb esterilizado MSCE4090PPSTA: Raguse Gesellschaft für medizinische Produkte mbH
Südfield 6
59387 Ascheberg - Herbern, Germany

0482

Estes produtos são dispositivos médicos classe I, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML772-PT/AN 07/2019