



MEDI PLAST®

SKYDD FÖR OPERATIONSBORD

Sahara och Ultrasorbs®, absorberande skydd för operationsbord från Medline, för ökad patientsäkerhet och effektivitet i operationsalen.

Förekomsten av trycksår bland operationspatienter fortsätter att öka.¹ Förutom tryck utgör **fukt, temperatur, drag- och skjuvkrafter** fyra av de yttre faktorer som är förknippade med uppkomsten av trycksår. Välj mellan Sahara och Ultrasorbs, skydd för operationsbord, till hjälp för att hantera dessa problem i operationssalen.²

Forskning har visat att 23 procent av alla trycksår som uppkommer på sjukhus bildas under operationer som pågår i mer än tre timmar.³ Med denna statistik i åtanke rekommenderar Medline:

- **Sahara**, lakan för ingrepp som pågår i mindre än tre timmar och under vilka det bildas lite vätska.
- **Ultrasorbs**, för effektiv hantering av fukt och mikromiljö under ingrepp som pågår i mer än tre timmar (hjärtoperationer, allmän-/thorax-, ortopedkirurgiska ingrepp) och under vilka det bildas mycket vätska.

Båda produkterna ger också ett gott skydd för ytan på operationsbordet, vilket gör att operationssalen går snabbt att förbereda inför nästa operation.




Välj det bästa utefter era behov

En jämförelse mellan Sahara och Ultrasorbs

Sahara

- » Teknik med inre polymerskikt för att fukten snabbt ska föras bort och huden bevaras
- » Kiltat material för att ytan ska vara jämn och komfortabel för patienten
- » Finns i tre olika storlekar för olika ingrepp: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm och 100 x 310 cm
- » Sahara Grippy är idealiskt för kirurgiska ingrepp som fordrar att patienten ligger i tippat läge
- » Risken för bakterieansamling är liten eftersom skyddet är avsett för engångsbruk



Ultrasorbs

- » Luftgenomsläppligt innerskikt med mycket god uppsugningsförmåga för att fukten snabbt ska ledas bort, mindre kroppsvärme ansamlas, en optimal mikromiljö upprätthålls och huden bevaras
- » Mjuk ovansida på skyddet som ska bidra till ökad patientkomfort och mindre skjuv- och dragkrafter
- » Finns att tillgå sterilt och med förstärkt baksida som medger vändningar, lägesändringar och förflyttningar av patienter med en kroppsvikt på upp till 170 kg
- » Bättre uppsugningsförmåga
- » Låg benägenhet för partikelsläpp, i enlighet med standard ISO 9073-10 och EN 13795
- » Risken för bakterieansamling är liten eftersom skyddet är avsett för engångsbruk

Produkt	Artikelnr.	Storlek	Absorptionsförmåga	Lågt partikelsläpp	Luftgenomsläpplig	Anti glidlager	Lyftkapacitet	Steril	Förpackningstorlek
Sahara	DYND4060SBE	102 x 152 cm	God	x		x			20
	DYND4090SBE	102 x 230 cm	God	x		x			20
	QSS01	100 x 310 cm	God	x					20
Ultrasorbs®	MSCE4090PUPS	101 x 228 cm	Mycket god	x	x				30
	MSCE4090PPSTA	101 x 228 cm	Mycket god	x	x			x	25
	USAP4090ES	101 x 228 cm	Mycket god	x	x		170 kg		25
Extrasorbs®	EXTRASRBE150	80 x 210 cm	Mycket god	x	x		150 kg		30

Distribuerad av:

Mediplast AB, Box 1004, 212 10 Malmö, Sverige
 mediplast.info@mediplast.com
 www.mediplast.com

1. Chen, Hong-Lin, Chen X., Wu J. (2012). The Incidence of Pressure Ulcers in Surgical Patients of the Last 5 Years: A Systematic Review. WOUNDS, 24 (9), 234-241.
2. Primiano, M., Friend, M., McClure, C., Nardi, S., Fix, L., Schafer, M., Savochka, K., ... McNett, M. (2011). Pressure ulcer prevalence and risk factors during prolonged surgical procedures. AORN journal, 94(6), 555-66.
3. ibid.



Letar ni även efter skydd för golvet? Be produktspecialisten om information om golvmattorna Liqui-Loc™.

Non-sterile Sahara: Medline International France SAS
 5 rue Charles Lindbergh
 44110 Châteaubriant, France



Non-sterile Ultrasorbs
 and Extrasorbs:



Medline Industries Inc.
 Three Lakes Drive
 Northfield, IL 60093, USA



Sterile Ultrasorb
 MSCE4090PPSTA:



Raguse Gesellschaft für medizinische Produkte mbH
 Südfeld 6
 59387 Ascheberg - Herbern, Germany



0482

Dessa produkter är medicintekniska produkter av klass I som är avsedda för att användas av hälso- och sjukvårdspersonal. Läs bruksanvisningen och beakta de försiktighetsåtgärder som står på respektive produktetikett före användning.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML772-SE 06/2020