



## MUNDPFLEGE



**VAPrevent®**  
Richtlinienkonforme Patientenpflege und Infektionsprophylaxe

# EINZELKOMPONENTEN für die schrittweise Umsetzung Ihrer Pflegeprotokolle



## DENTIPS® Mundpflegestäbchen, ohne Zahnputzmittel

Mit den Mundpflegestäbchen werden Schleim und Rückstände aus der Mundhöhle des Patienten entfernt. Sie können in Kombination mit Mundwasser, Mundbefeuchtungsgel und anderen Mundspülungen für die Reinigung und Befeuchtung der Mundhöhle und der Lippen eingesetzt werden.

MDS096202EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	500 Stück / Schachtel (500 Mundpflegestäbchen / Schachtel)
MDS096206EU	Beutel mit je 20 Mundpflegestäbchen	50 Beutel à 20 Stück / Karton (1.000 Mundpflegestäbchen / Karton)

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte



## DenTips® Mundpflegestäbchen, inkl. Zahnputzmittel

Der mit Zahnputzmittel vorbehandelte Schaumstoff stimuliert das Gewebe im Mund und entfernt Rückstände und Schleim aus der Mundhöhle des Patienten. Das Mundpflegestäbchen kann allein oder in Kombination mit Zahnpasta oder Mundbefeuchtungsgel genutzt werden. Das bereits aufgebrauchte Zahnputzmittel lässt sich am besten mit etwas Speichel des Patienten oder mit einigen Tropfen Wasser anwenden.

MDS096502EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	500 Stück / Schachtel (500 Mundpflegestäbchen / Schachtel)
MDS096504EU	Beutel mit je 10 Mundpflegestäbchen	10 Beutel à 10 Stück / Karton (1.000 Mundpflegestäbchen / Karton)

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte



## ABSAUG-MUNDPFLEGESTÄBCHEN, inkl. Zahnputzmittel

Dieses Mundpflegestäbchen kann an ein Standard-Absaugsystem angeschlossen und mit der Daumen-Öffnung gesteuert werden. Das Mundpflegestäbchen wird zur Reinigung der Mundhöhle eingesetzt, wenn die Verwendung einer Zahnbürste nicht erforderlich ist. Der Schaumstoff ist mit Zahnputzmittel vorbehandelt. Die Absaugfunktion hilft, Sekrete zu beseitigen. Durch die leicht gebogene Form kann auch der hintere Mundraum erreicht und so eine gründliche Reinigung erzielt werden.

MDS096525EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	100 Absaug-Mundpflegestäbchen / Schachtel
-------------	-------------------------------------	---

CE 0086 (BSI) Medizinprodukt der Klasse IIa



## ABSAUG-ZAHNBÜRSTE, ohne Zahnputzmittel

Diese Zahnbürste kann an ein Standard-Absaugsystem angeschlossen und mit der Daumen-Öffnung gesteuert werden. Die sehr weiche Zahnbürste auf der einen und der Schaumstoff auf der anderen Seite werden für die mechanische Reinigung der Zähne und des Zahnfleisches verwendet. Die Absaugfunktion hilft bei der Beseitigung von Sekreten und Rückständen.

MDS096575EU	Einzel verpackte Absaug-Zahnbürste	100 Absaug-Zahnbürsten / Schachtel
-------------	------------------------------------	------------------------------------

CE 0086 (BSI) Medizinprodukt der Klasse IIa



## ZAHNBÜRSTE FÜR ERWACHSENE

Die Zahnbürste für Erwachsene mit besonders weichen Nylonborsten ist sanft zu Zähnen und Zahnfleisch und sorgt darüber hinaus für eine wirksame Mundreinigung.

MDS096082	Einzel verpackte Zahnbürste für Erwachsene	72 Zahnbürsten / Schachtel
-----------	--	----------------------------



## MUNDBEFEUCHUNGSGEL

Das Mundbefeuchtungsgel von Medline wird mit Mundpflegestäbchen aufgetragen und schützt die Lippen sowie das Mundgewebe des Patienten vor dem Austrocknen.

MDS096803E	Mundbefeuchtungsgel	100 Stück / Schachtel
------------	---------------------	-----------------------

# MUNDPFLEGE-SETS - ENTWICKELT FÜR HOHEN KOMFORT IN DER TÄGLICHEN MUNDPFLEGE

Die Sets von Medline enthalten alle Artikel, die Sie für die Mundpflege benötigen.



In der Verpackung der Sets befindet sich eine Mulde in Form einer kleinen Schüssel. Diese ist sehr gut dafür geeignet, die verordnete Lösung für die Mundpflege bereitzustellen.



## INDIVIDUELLES MUNDPFLEGE-SET Standard

Das Set enthält:  
 - 2 DenTips® Mundpflegestäbchen, grün, mit Zahnputzmittel vorbehandelt  
 - 1 Päckchen Medline Mundspülung (15 ml)  
 - 1 Päckchen Medline Mundbefeuchtungsgel (3 g)

MDS096013MEU	VAPrevent® Mundpflege-Set Standard	100 Sets / Karton
--------------	------------------------------------	-------------------

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte



## INDIVIDUELLES MUNDPFLEGE-SET mit Absaug-Mundpflegestäbchen

Das Set enthält:  
 - 2 Absaug-Mundpflegestäbchen, mit Zahnputzmittel vorbehandelt  
 - 1 DenTips® Mundpflegestäbchen, blau, unbehandelt

Auch erhältlich mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel

MDS09651300EU	VAPrevent®Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen	100 Sets / Karton
MDS096513MEU	VAPrevent®Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen, mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel	100 Sets / Karton

CE 0086 (BSI) Medizinprodukt der Klasse IIa



## INDIVIDUELLES MUNDPFLEGE-SET mit Absaug-Zahnbürste

Das Set enthält:  
 1 Absaug-Zahnbürste, unbehandelt  
 1 DenTips® Mundpflegestäbchen, blau, unbehandelt

Auch erhältlich mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel

MDS09657200EU	VAPrevent®Set mit Absaug-Zahnbürste	100 Sets / Karton
MDS096572MEU	VAPrevent®Set mit Absaug-Zahnbürste, mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel	100 Sets / Karton

CE 0086 (BSI) Medizinprodukt der Klasse IIa

Bestandteile der Medline-Mundspülung: Wasser, Glycerin, Poloxamer 407, Geschmacksstoffe, Betain, Kaliumsorbat, Hydroxyethylzellulose, Sucralose, Zitronensäure  
 Bestandteile des Medline-Mundbefeuchtungsgels: Wasser, Glycerin, Carbomer, Natriumhydroxid, Geschmacksstoffe, Sucralose, Sorbinsäure, Hydroxyethylzellulose, Dinatrium-EDTA

Alle genannten Produkte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsvorschriften auf den entsprechenden Etiketten.\*

# ZUBEHÖR



## FLEXIBLER KONNEKTOR FÜR ABSAUGSCHLÄUCHE

Durch den flexiblen Konnektor mit zwei Eingängen für Absaugschläuche ist es nicht mehr erforderlich, Schläuche passend für Absaugvorrichtungen zuzuschneiden.

VAPCONNECT	Konnektor für Absaugschläuche	25 Stück / Schachtel (1.000 Stück / Karton)
------------	-------------------------------	---

CE

Es handelt sich um ein nicht steriles, medizinisches Produkt der Klasse I für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal. Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise auf den entsprechenden Etiketten.\*

# MUNDPFLEGE IM GESUNDHEITSWESEN

Ob in der Klinik oder in ambulanten Einrichtungen, eine gute Mundhygiene ist zur Vermeidung von Infektionen und für das Wohlbefinden der Patienten unerlässlich.

## Komfort für den Patienten: Allgemeines Wohlbefinden

Schlechte Mundhygiene kann sich auch auf das Wohlbefinden des Patienten auswirken. Patienten mit nicht intakter Mundschleimhaut sind in der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme eingeschränkt und laufen Gefahr zu dehydrieren.

## Infektionsprophylaxe: Pneumonien (VAP und HAP)

Die Vorbeugung von VAP (Lungenentzündung durch Beatmung) und HAP (nosokomiale, im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung) hat in der Krankenpflege eine hohe Priorität, da diese ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko für die Patienten darstellen.

1. Häufigste Infektion bei Patienten auf der Intensivstation<sup>1</sup>

2. Häufigste Ursache für nosokomiale Infektionen im Krankenhaus<sup>2</sup>

## Die Mortalität durch VAP wird weiterhin diskutiert<sup>3</sup>. Es bestehen grundsätzlich folgende Zusammenhänge:

- » Erhöhtes Auftreten von VAP bei verlängerter Beatmungsdauer
- » Erhöhtes Auftreten bei längerer Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus insgesamt
- » Deutlich erhöhte Behandlungskosten beim Auftreten einer VAP<sup>4</sup>



ALWAYS  
ON.

**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
Fax: +49 2821 7510-7802

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
A-One Business Center  
Z.A. la pièce N°1 - A5  
1180 Rolle  
Schweiz

Tel.: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich

Tel.: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)



Medline International France SAS  
5 rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Medline Industries Inc.  
Three Lakes Drive  
Northfield, IL 60093, USA



Shanghai International Holding  
Corp GmbH (Europe)  
Eiffelstraße 80 20537  
Hamburg, Germany



Conod Medical Co., Ltd  
NO.38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town  
215532 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

<sup>1</sup> Vincent, J. L. et al. Sepsis in European intensive care units: Results of the SOAP study. *Critical Care Medicine* 34, 344–353 (2006).

<sup>2</sup> Rotstein C, Evans G, Born A, et al. Clinical practice guidelines for hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia in adults. *Can J Infect Dis Med Microbiology*, 19(1), 19-53 (2008).

<sup>3</sup> Melsen, W. G., Rovers, M. M. & Bonten, M. J. M. Ventilator-associated pneumonia and mortality: A systematic review of observational studies. *Critical Care Medicine* 37, 2709–2718 (2009).

<sup>4</sup> Safdar, N., Dezfulian, C., Collard, H. R. & Saint, S. Clinical and economic consequences of ventilator-associated pneumonia: A systematic review. *Critical Care Medicine* 33, (2005).