



Mundpflege von Medline: VAPrevent®
Richtlinienkonforme Patientenpflege und Infektionsprophylaxe

EINZELKOMPONENTEN für die schrittweise Umsetzung Ihrer Pflegeprotokolle



DENTIPS® Mundpflegestäbchen, ohne Zahnputzmittel*

Mit den Mundpflegestäbchen werden Schleim und Rückstände aus der Mundhöhle des Patienten entfernt. Sie können in Kombination mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel für die Reinigung und Befeuchtung der Mundhöhle und der Lippen eingesetzt werden.

MDS096202EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	500 Stück/Schachtel (500 Mundpflegestäbchen/Schachtel)
MDS096206EU	Beutel mit je 20 Mundpflegestäbchen	50 Beutel à 20 Stück/Karton (1.000 Mundpflegestäbchen/Karton)



DenTips® Mundpflegestäbchen, mit Zahnputzmittel*

Das bereits mit Zahnputzmittel versehene Mundpflegestäbchen stimuliert das Gewebe im Mund und entfernt Rückstände und Schleim aus der Mundhöhle des Patienten. Das Mundpflegestäbchen kann alleine oder mit Zahnpasta oder Mundbefeuchtungsgel genutzt werden. Das bereits aufgebrauchte Zahnputzmittel wird einfach mit etwas Speichel des Patienten oder mit einigen Tropfen Wasser anwenden.


MDS096502EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	500 Stück/Schachtel (500 Mundpflegestäbchen/Schachtel)
MDS096504EU	Beutel mit je 10 Mundpflegestäbchen	10 Beutel à 10 Stück/Karton (1.000 Mundpflegestäbchen/Karton)



Absaug-Mundpflegestäbchen, mit Zahnputzmittel*

Dieses Absaug-Mundpflegestäbchen wird zur Reinigung der Mundhöhle eingesetzt, wenn die Verwendung einer Absaug-Zahnbürste nicht erforderlich ist. Es wird an ein Standard-Absaugsystem angeschlossen und mit der Daumen-Öffnung gesteuert. Die Absaugfunktion hilft, Sekrete zu beseitigen. Der Schaumstoff ist mit Zahnputzmittel vorbehandelt. Durch die leicht gebogene Form kann auch der hintere Mundraum erreicht und so eine gründliche Reinigung erzielt werden.

MDS096525EU	Einzel verpackte Absaug-Mundpflegestäbchen	100 Absaug-Mundpflegestäbchen/Schachtel
-------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------



Absaug-Zahnbürste, ohne Zahnputzmittel*

Die auf der einen Seite sehr weiche, angenehme Absaug-Zahnbürste hat auf der anderen Seite Schaumstoff und kann so ganz einfach für die mechanische Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch eingesetzt werden.

MDS096575EU	Einzel verpackte Absaug-Zahnbürste	100 Absaug-Zahnbürsten/Schachtel
-------------	------------------------------------	----------------------------------



Zahnbürste, für Erwachsene

Die Zahnbürste für Erwachsene mit besonders weichen Nylonborsten ist sanft zu Zähnen und Zahnfleisch und sorgt darüber hinaus für eine wirksame Mundreinigung.

MDS096082	Einzel verpackte Zahnbürste für Erwachsene	72 Zahnbürsten/Schachtel
-----------	--------------------------------------------	--------------------------




Mundbefeuchtungsgel


Das Mundbefeuchtungsgel von Medline wird mit Mundpflegestäbchen aufgetragen und schützt die Lippen sowie das Mundgewebe des Patienten vor dem Austrocknen.

MDS096803E	Mundbefeuchtungsgel	100 Stück/Schachtel
------------	---------------------	---------------------

MUNDPFLEGE-SETS - entwickelt für hohen Komfort in der täglichen Mundpflege



Gut durchdacht: Die Verpackung des Sets kann dank der dafür vorgesehenen Mulde als Behältnis für die Mundspülung verwendet werden.



Individuelles Mundpflege-Set, Standard*

Das Set enthält:
2 DenTips® Mundpflegestäbchen, grün, mit Zahnputzmittel vorbehandelt
1 Päckchen Medline Mundspülung (15 ml)
1 Päckchen Medline Mundbefeuchtungsgel (3 g)

MDS096013MEU	VAPrevent® Mundpflege-Set Standard	100 Sets/Karton
--------------	------------------------------------	-----------------



Individuelles Mundpflege-Set, mit Absaug-Mundpflegestäbchen*

Das Set enthält:
2 Absaug-Mundpflegestäbchen, mit Zahnputzmittel vorbehandelt
1 DenTips® Mundpflegestäbchen, blau, unbehandelt

Auch erhältlich mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel

MDS09651300EU	VAPrevent®Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen	100 Sets/Karton
MDS096513MEU	VAPrevent®Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen, mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel	100 Sets/Karton



Individuelles Mundpflege-Set, mit Absaug-Zahnbürste*

Das Set enthält:
1 Absaug-Zahnbürste, unbehandelt
1 DenTips® Mundpflegestäbchen, blau, unbehandelt

Auch erhältlich mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel

MDS09657200EU	VAPrevent®Set mit Absaug-Zahnbürste	100 Sets/Karton
MDS096572MEU	VAPrevent®Set mit Absaug-Zahnbürste, mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel	100 Sets/Karton

Inhaltsstoffe der Medline-Mundspülung: Wasser, Glycerin, Poloxamer 407, Geschmacksstoffe, Betain, Kaliumsorbat, Hydroxyethylzellulose, Sucralose, Zitronensäure
Inhaltsstoffe des Medline-Mundbefeuchtungsgels: Wasser, Glycerin, Carbomer, Natriumhydroxid, Geschmacksstoffe, Sucralose, Sorbinsäure, Hydroxyethylzellulose, Dinatrium-EDTA

ZUBEHÖR



Flexibler Konnektor, für Absaugschläuche**

Dank des flexiblen Konnektors können Absaugschläuche einfach an die jeweilige Absaugvorrichtung angeschlossen werden.

VAPCONNECT	Konnektor für Absaugschläuche	25 Stück/Schachtel (1.000 Stück/Karton)
------------	-------------------------------	-----------------------------------------

MUNDPFLEGE im Gesundheitswesen

Eine gute Mundhygiene ist zur Vermeidung von Infektionen und für das Wohlbefinden der Patienten unerlässlich – egal ob in der Klinik oder in ambulanten Einrichtungen.

Grundsätzliche Zusammenhänge:

- » VAP und HAP sind die häufigsten Infektionen auf der Intensivstation¹
- » Häufigste Ursache für nosokomiale Infektionen im Krankenhaus²
- » Erhöhtes Auftreten von VAP bei verlängerter Beatmungsdauer
- » Erhöhtes Auftreten bei längerer Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation und im Krankenhaus insgesamt
- » Deutlich erhöhte Behandlungskosten beim Auftreten einer VAP³

Infektionsprophylaxe: Pneumonien (VAP und HAP)

VAP (Lungenentzündung durch Beatmung) und HAP (nosokomiale, im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung) stellen ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko für Patienten dar. Die Vorbeugung in der Krankenpflege hat daher eine sehr hohe Priorität.

Komfort für den Patienten: Allgemeines Wohlbefinden

Schlechte Mundhygiene kann sich auch auf das Wohlbefinden des Patienten auswirken. Patienten mit nicht intakter Mundschleimhaut sind in der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme eingeschränkt und laufen Gefahr zu dehydrieren.

Ergebnisse einer Umstellung der Mundpflege auf Medline Produkte im Rahmen einer Hygiene-Projektarbeit:⁴

- » Zusammenhang zwischen Regelmäßigkeit und Sorgfältigkeit der Mundpflege und Anzahl der Pneumonien
- » Reduktion der Prävalenz von Pneumonien

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.



ALWAYS
ON.

Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz


Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich

Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

* Alle genannten Produkte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsvorschriften auf den entsprechenden Etiketten.  Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

** Es handelt sich um ein nicht steriles, medizinisches Produkt der Klasse I für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal. Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise auf den entsprechenden Etiketten. 



Shanghai International Holding
Corp GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80 20537
Hamburg, Germany



Conod Medical Co., Ltd
NO 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town
215532 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

¹ Vincent, J. L. et al. Sepsis in European intensive care units: Results of the SOAP study. *Critical Care Medicine* 34, 344–353 (2006).

² Rotstein C, Evans G, Born A, et al. Clinical practice guidelines for hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia in adults. *Can J Infect Dis Med Microbiology*, 19(1), 19-53 (2008).

³ Safdar, N., Dezfoulian, C., Collard, H. R. & Saint, S. Clinical and economic consequences of ventilator-associated pneumonia: A systematic review. *Critical Care Medicine* 33, (2005).

⁴ Data on file

Alle VAPprevent-Produkte sind vom BSI zertifiziert und von Medline Industries, Inc. hergestellt.

Diese Produkte sind Medizinprodukte. Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen und Warnungen bzw. Sicherheitshinweise.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2019 Medline und DenTips sind eingetragene Marken von Medline Industries, Inc. VAPprevent ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA. ML427-DE04/TH 10/2019.