

# Mundpflege von Medline: VAPprevent®

Für das Wohl Ihrer Patienten, Einhaltung der Richtlinien und Infektionsprophylaxe



**Unsere  
Produkte  
für die  
Mundpflege**

# Einzelkomponenten für die schrittweise Umsetzung Ihrer Pflegeprotokolle



## DENTIPS® Mundpflegestäbchen, unbehandelt

Mit den Mundpflegestäbchen werden Schleim und Rückstände aus der Mundhöhle des Patienten entfernt. Sie können in Kombination mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel für die Reinigung und Befeuchtung der Mundhöhle und der Lippen eingesetzt werden.

MDS096202EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	500 Mundpflegestäbchen/Schachtel
MDS096206EU	Beutel mit je 20 Mundpflegestäbchen	50 Beutel à 20 Stück/Karton (1000 Mundpflegestäbchen/Karton)

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte\*



## DenTips® Mundpflegestäbchen, mit Zahnputzmittel vorbehandelt

Das bereits mit Zahnputzmittel vorbehandelte Mundpflegestäbchen stimuliert das Gewebe im Mund und entfernt Rückstände und Schleim aus der Mundhöhle des Patienten. Das Mundpflegestäbchen kann allein oder in Kombination mit Zahnpasta oder Mundbefeuchtungsgel eingesetzt werden. Das bereits aufgebrauchte Zahnputzmittel wird einfach mit etwas Speichel des Patienten oder mit einigen Tropfen Wasser angewendet.

MDS096502EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	500 Mundpflegestäbchen/Schachtel
MDS096504EU	Beutel mit je 10 Mundpflegestäbchen	100 Sets/Karton (1.000 Mundpflegestäbchen / Karton)

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte\*



## Absaug-Mundpflegestäbchen, mit Zahnputzmittel vorbehandelt

Dieses Absaug-Mundpflegestäbchen wird an ein Standard-Absaugsystem angeschlossen und mit der Daumen-Öffnung gesteuert. Dieses Mundpflegestäbchen wird zur Reinigung der Mundhöhle eingesetzt, wenn die Verwendung einer Absaug-Zahnbürste nicht erforderlich ist. Der Schaumstoff ist mit Zahnputzmittel vorbehandelt. Die Absaugfunktion hilft, Sekrete zu beseitigen. Durch die leicht gebogene Form kann auch der hintere Mundraum erreicht und so eine gründliche Reinigung erzielt werden.

MDS096525EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	100 Stück/Karton
-------------	-------------------------------------	------------------

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte\*



## Absaug-Zahnbürste, unbehandelt

Diese Absaug-Zahnbürste kann an ein Standard-Absaugsystem angeschlossen und mit der Daumen-Öffnung gesteuert werden. Die sehr weiche Zahnbürste auf der einen und der Schaumstoff auf der anderen Seite werden für die mechanische Reinigung der Zähne und des Zahnfleisches sowie der Backeninnenseite verwendet. Die Absaugfunktion hilft bei der Beseitigung von Sekreten.

MDS096575EU	Absaug-Zahnbürste, einzeln verpackt	100 Stück/Karton
-------------	-------------------------------------	------------------

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte\*



## Zahnbürsten

Sowohl die Zahnbürste für Erwachsene als auch die Zahnbürste für Kinder haben besonders weiche Nylonborsten und sind sanft zu Zähnen und Zahnfleisch, sorgen für eine wirksame Mundreinigung.

MDS096082	Zahnbürste für Erwachsene, einzeln verpackt	72 Zahnbürsten/Schachtel
TB001	Kinder-Zahnbürste, einzeln verpackt	100 Zahnbürsten/Schachtel


## Mundbefeuchtungsgel

Das Mundbefeuchtungsgel von Medline wird mit Mundpflegestäbchen aufgetragen und schützt die Lippen sowie das Mundgewebe des Patienten vor dem Austrocknen.

MDS096803E	Mundbefeuchtungsgel	100 Sets/Karton
------------	---------------------	-----------------



# Mundpflege-Sets entwickelt für hohen Komfort in der täglichen Mundpflege



Gut durchdacht: Die Verpackung der Sets kann dank der dafür vorgesehen Mulde als Behältnis für eine Mundspülung verwendet werden.



## Individuelles Mundpflegeset, Standard

Das Set enthält:

- 2 DenTips® Mundpflegestäbchen, grün, mit Zahnputzmittel vorbehandelt
- 1 Päckchen Medline Mundspülung (15 ml)
- 1 Päckchen Medline Mundbefeuchtungsgel (3 g).

MDS096013MEU	Individuelles Mundpflege-Set, Standard	100 Sets/Karton
--------------	--	-----------------

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte\*



## Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen

Das Set enthält:

- 2 Absaug-Mundpflegestäbchen, mit Zahnputzmittel vorbehandelt
- 1 DenTips Mundpflegestäbchen, blau, unbehandelt

Auch erhältlich mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel

MDS09651300EU	Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen	100 Sets/Karton
MDS096513MEU	Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen, Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel	100 Sets/Karton

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte\*



## Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Zahnbürste

Das Set enthält:

- 1 Absaug-Zahnbürste, unbehandelt
- 1 DenTips Mundpflegestäbchen, blau, unbehandelt.

Auch erhältlich mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel

MDS09657200EU	Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Zahnbürste	100 Sets/Karton
MDS096572MEU	Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Zahnbürste, Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel	100 Sets/Karton

CE Klasse I, nicht sterile Medizinprodukte\*



Bestandteile der Medline Mundspülung: Wasser, Glycerin, Poloxamer 407, Geschmacksstoffe, Betain, Kaliumsorbat, Hydroxyethylzellulose, Sucralose, Zitronensäure  
Bestandteile des Medline Mundbefeuchtungsgels: Wasser, Glycerin, Carbomer, Natriumhydroxid, Geschmacksstoffe, Sucralose, Sorbinsäure, Hydroxyethylzellulose, Dinatrium-EDTA  
Die oben aufgeführten Produkte sind für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.\*

## Zubehör



## Flexibler Konnektor, für Absaugschläuche

Dank des flexiblen Konnektors können Absaugschläuche einfach an die jeweilige Absaugvorrichtung angeschlossen werden.

VAPCONNECT	Konnektor für Absaugschläuche	25 Stück/Schachtel (1000 Stück/Karton)
------------	-------------------------------	---

CE Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.\*\*

# 24 Stunden Mundpflege-Sets vereinfachen die Einhaltung Ihrer Richtlinien.

Die 24 Stunden Mundpflege-Sets von Medline enthalten alle notwendigen Komponenten für die ganztägige Mundpflege eines einzelnen Patienten und sind praktisch in einer Spenderbox verpackt. Die enthaltenen unterschiedlichen Einzel-Sets sind farblich gekennzeichnet, damit schnell erkennbar ist, welche Maßnahme als nächstes ansteht. Aufgrund des Sichtfensters ist auf den ersten Blick für jeden erkennbar, welche Schritte bereits durchgeführt wurden. Darüber hinaus verfügt die Spenderbox über viele praktische Möglichkeiten der Platzierung: Es kann auf einen Tisch gestellt oder mit Hilfe der integrierten Pappschlaufe oder des Plastikbands an eine Reling, den Infusionsständer oder das Bett gehängt werden.

Artikel	Beschreibung	Absaug-Zahnbürsten-Set	Absaug-Mundpflegestäbchen-Set
Q400	Q4 24 Stunden Mundpflege-Set mit Mundbefeuchtungsgel	2 x 1 Absaug-Zahnbürste, 1 Absaug-Mundpflegestäbchen, 1 Mundpflegestäbchen (DenTips), 1 Mundbefeuchtungsgel	4 x 1 Absaug-Mundpflegestäbchen, 1 Mundpflegestäbchen (DenTips), 1 Mundbefeuchtungsgel
Q800	Q8 24 Stunden Mundpflege-Set mit Mundbefeuchtungsgel	2 x 1 Absaug-Zahnbürste, 1 Absaug-Mundpflegestäbchen, 2 Mundpflegestäbchen (DenTips), 1 Mundbefeuchtungsgel	1 x 1 Absaug-Mundpflegestäbchen, 2 Mundpflegestäbchen (DenTips), 1 Mundbefeuchtungsgel

☞ Medizinprodukt der Klasse: 1 nicht steril



**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
Fax: +49 2821 7510-7802

[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100

[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich

Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879

[de.medline.eu](http://de.medline.eu)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

\*  Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

 Medline Industries, Inc.  
Three Lakes Drive  
Northfield, IL 60093, USA

\*\*  Shanghai International Holding  
Corp. GmbH (Europe)  
Eiffelstraße 80  
20537 Hamburg, Germany

 Conod Medical Co., Ltd.  
No. 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Gulitown  
215532 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

Alle VAPrevent® Produkte sind vom BSI zertifiziert und von Medline Industries, Inc. hergestellt.  
Diese Produkte sind Medizinprodukte. Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline, Medline, DenTips und VAPconnect sind eingetragene Marken von Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA. ML427\_DE 01/2021.