

Mundpflege von Medline: VAPrevent®

Für das Wohl Ihrer Patienten, Einhaltung der Richtlinien und Infektionsprophylaxe



**Unsere
Produkte
für die
Mundpflege**

Einzelkomponenten für die schrittweise Umsetzung Ihrer Pflegeprotokolle



DenTips® Mundpflegestäbchen*

Mit den Mundpflegestäbchen wird Schleim aus der Mundhöhle des Patienten entfernt. Die DenTips® in der Farbe grün, mit einem mit Zahnpasta behandelten Schwamm, sorgen für eine zusätzliche Reinigung des Mundgewebes. Um die Zahnpasta zu aktivieren, verwenden Sie den Speichel des Patienten oder eine kleine Menge Wasser. Sie können in Kombination mit Mundwasser, Mundbefeuchtungsgel und anderen Mundspülungen für die Reinigung der Mundhöhle eingesetzt werden.

MDS096202EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	500 Stück/Karton (500 Mundpflegestäbchen/Schachtel)
MDS096206EU	Ein Beutel enthält 20 Mundpflegestäbchen	50 Stück/Karton (1.000 Mundpflegestäbchen/Karton)
MDS096502EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	500 Stück/Karton (500 Mundpflegestäbchen/Schachtel)
MDS096504EU	Mundpflegestäbchen verpackt in einer Tüte mit 10 Stück	100 Stück/Karton (1.000 Mundpflegestäbchen/Karton)



Absaug-Mundpflegestäbchen und -Zahnbürste*

Diese Absaug-Mundpflegestäbchen und -Zahnbürsten können an ein Standard-Absaugsystem angeschlossen und mit dem Daumen-Port gesteuert werden. Das Mundpflegestäbchen wird zur Reinigung der Mundhöhle eingesetzt, wenn die Verwendung einer Zahnbürste nicht erforderlich ist. Der Schaumstoff ist mit Zahnpfutzmittel vorbehandelt. Die sehr weiche Zahnbürste auf der einen und der Schaumstoff auf der anderen Seite, werden für die mechanische Reinigung der Zähne und des Zahnfleisches sowie der Backeninnenseite verwendet. Die Absaugfunktion hilft, Sekrete zu beseitigen. Durch die leicht gebogene Form, kann auch der hintere Mundraum erreicht und so eine gründliche Reinigung erzielt werden.

MDS096525EU	Einzel verpackte Mundpflegestäbchen	100 Stück/Karton (100 Mundpflegestäbchen/Schachtel)
MDS096575EU	Zahnbürste, einzeln verpackt	100 Stück/Karton (100 Zahnbürsten/Schachtel)



Zahnbürsten

Sowohl die Zahnbürste für Erwachsene als auch die Zahnbürste für Kinder haben besonders weiche Nylonborsten und sind sanft zu Zähnen und Zahnfleisch, sorgen für eine wirksame Mundreinigung.

MDS096082	Zahnbürste für Erwachsene, einzeln verpackt	72 Zahnbürsten/Schachtel
TB001	Kinder-Zahnbürste, einzeln verpackt	500 Stück/Karton 100 Zahnbürsten/Schachtel



Mundbefeuchtungsgel

Das Mundbefeuchtungsgel von Medline wird mit Mundpflegestäbchen aufgetragen und schützt die Lippen sowie das Mundgewebe des Patienten vor dem Austrocknen.

MDS096803E	Mundbefeuchtungsgel	100 Stück/Karton
------------	---------------------	------------------




Antiplaque-Mundspüllösung

Die Medline Antiplaque-Mundspüllösung hilft bei der Entfernung von Zahnbelag. Sie enthält 0,12 % Chlorhexidin sowie Xylit für einen sauberen, frischen und angenehmen Atem. Darüber hinaus trägt die kontinuierliche Anwendung zur Verbesserung der Zahnfleischhygiene bei.

MDSCHG15	Antiplaque-Mundspüllösung	70 Stück/Karton
----------	---------------------------	-----------------

Mundpflege-Sets entwickelt für hohen Komfort in der täglichen Mundpflege



Individuelles Mundpflegeset, Standard*

Das Set enthält:

- 2 DenTips® Mundpflegestäbchen, grün, mit Zahnputzmittel vorbehandelt
- 1 Päckchen Medline Mundspülung (15 ml)
- 1 Päckchen Medline Mundbefeuchtungsgel (3 g).



MDS096013MEU	Individuelles Mundpflege-Set, Standard	100 Sets/Karton
--------------	----------------------------------------	-----------------

Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen*

Das Set enthält:

- 2 Absaug-Mundpflegestäbchen, mit Zahnputzmittel vorbehandelt
- 1 DenTips Mundpflegestäbchen, blau, unbehandelt.



Auch erhältlich mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel

MDS09651300EU	Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen	100 Sets/Karton
MDS096513MEU	Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Mundpflegestäbchen, Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel	100 Sets/Karton

Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Zahnbürste*

Das Set enthält:

- 1 Absaug-Zahnbürste, unbehandelt
- 1 DenTips Mundpflegestäbchen, blau, unbehandelt.



Auch erhältlich mit Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel

MDS09657200EU	Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Zahnbürste	100 Sets/Karton
MDS096572MEU	Individuelles Mundpflege-Set mit Absaug-Zahnbürste, Mundspülung und Mundbefeuchtungsgel	100 Sets/Karton

Zubehör

Flexibler Konnektor, für Absaugschläuche**

Dank des flexiblen Konnektors können Absaugschläuche einfach an die jeweilige Absaugvorrichtung angeschlossen werden.



VAPCONNECT	Konnektor für Absaugschläuche	25 Stück/Schachtel (1000 Stück/Karton)
------------	-------------------------------	----------------------------------------

24 Stunden Mundpflege-Sets vereinfachen die Einhaltung Ihrer Richtlinien.

Die 24 Stunden Mundpflege-Sets von Medline enthalten alle notwendigen Komponenten für die ganztägige Mundpflege eines einzelnen Patienten und sind praktisch in einer Spenderbox verpackt. Die enthaltenen unterschiedlichen Einzel-Sets sind farblich gekennzeichnet, damit schnell erkennbar ist, welche Maßnahme als nächstes ansteht. Aufgrund des Sichtfensters ist auf den ersten Blick für jeden erkennbar, welche Schritte bereits durchgeführt wurden. Darüber hinaus verfügt die Spenderbox über viele praktische Möglichkeiten der Platzierung: Es kann auf einen Tisch gestellt oder mit Hilfe der integrierten Pappschleife oder des Plastikbands an eine Reling, den Infusionsständer oder das Bett gehängt werden.

Artikel	Beschreibung	Absaug-Zahnbürsten-Set	Absaug-Mundpflegestäbchen-Set
Q400	Q4 24 Stunden Mundpflege-Set mit Mundbefeuchtungsgel	2 x 1 Absaug-Zahnbürste, 1 Absaug-Mundpflegestäbchen, 1 Mundpflegestäbchen (DenTips), 1 Mundbefeuchtungsgel	4 x 1 Absaug-Mundpflegestäbchen, 1 Mundpflegestäbchen (DenTips), 1 Mundbefeuchtungsgel
Q800	Q8 24 Stunden Mundpflege-Set mit Mundbefeuchtungsgel	2 x 1 Absaug-Zahnbürste, 1 Absaug-Mundpflegestäbchen, 2 Mundpflegestäbchen (DenTips), 1 Mundbefeuchtungsgel	1 x 1 Absaug-Mundpflegestäbchen, 2 Mundpflegestäbchen (DenTips), 1 Mundbefeuchtungsgel



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parking 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
www.medline.eu/at
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

*Nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

**Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse I für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.
Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation und Sicherheitshinweise auf der Verpackung.

Alle VAPrevent® Produkte sind vom BSI zertifiziert und von Medline Industries, LP hergestellt.
Diese Produkte sind Medizinprodukte. Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2022 Medline, DenTips und VAPconnect sind eingetragene Marken von Medline Industries, LP. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA. ML427_DE 01/2022.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 8/0
20537 Hamburg, Germany



Medline Industries LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA



Conod Medical Co., Ltd.
No. 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town
215532 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

