

VAPrevent®

Comfort del paziente, approvazione da parte del personale e prevenzione delle infezioni



**Soluzioni
per l'igiene
orale**

Componenti singoli per implementare i protocolli passo dopo passo



DenTips® spugnetta tampone orale non trattata

Le spugnette sono utilizzate per rimuovere l'accumulo di muco nella bocca del paziente. Possono essere anche impiegate nell'igiene orale con l'ausilio di collutorio, gel idratante o altre soluzioni.

MDS096202EU	Spugnetta confezionata singolarmente	500 pz/conf. (500 tamponi/conf)
MDS096206EU	Spugnette confezionate in buste da 20 pezzi	50 pz/conf. (1,000 tamponi/conf)

CE Prodotti non sterili DM di classe I



DENTIPS® spugnetta tampone orale trattata con dentifricio

Grazie ad una spugnetta trattata con dentifricio, DenTips stimola il tessuto orale mentre rimuove i residui e l'accumulo di muco dalla bocca del paziente. La spugnetta può essere utilizzata da sola o in abbinamento con dentifricio o gel idratante. Per attivare il dentifricio, utilizzare la saliva del paziente o poche gocce d'acqua.

MDS096502EU	Spugnetta confezionata singolarmente	500 pz/conf. (500 spugnette/confezione)
MDS096504EU	Spugnette confezionate in busta da 10 pz	100pz/conf (1,000 spugnette/pacco)

CE Prodotti non sterili DM di classe I




Tampone con aspirazione trattato con dentifricio

Questo tampone può essere collegato a tubi standard per l'aspirazione, la cui gestione avviene tramite la porta di controllo manuale. È dotato anche di una spugnetta trattata con dentifricio, e può essere utilizzato per l'igiene orale quando non occorre lo spazzolino. La funzione di aspirazione agevola la rimozione delle secrezioni, e la testa inclinata permette di raggiungere la parte posteriore della bocca per una pulizia più accurata.

MDS096525EU	Spugnetta confezionata singolarmente	100pz/conf (100 spugnette/confezione)
-------------	--------------------------------------	--

CE Prodotti non sterili DM di classe I



Spazzolino con aspirazione non trattato

Questo spazzolino da denti può essere collegato a tubi standard per l'aspirazione, la cui gestione avviene tramite la porta di controllo manuale. Lo spazzolino da denti super-morbido dotato di spugna viene utilizzato per il trattamento meccanico di denti e gengive. La funzione di aspirazione contribuisce alla rimozione delle secrezioni.

MDS096575EU	Spazzolino confezionato singolarmente	100pz/conf (100 spazzolini/confezione)
-------------	---------------------------------------	---

CE Prodotti non sterili DM di classe I



Spazzolini

Lo spazzolino da denti per adulti e pediatrico, con setole di nylon estremamente morbide, è delicato con i denti e le gengive, pur garantendo una efficace igiene orale.

MDS096082	Spazzolino da denti per adulti	72 spazzolini/confezione
TB001	Spazzolino da denti pediatrico	500 pz/conf. 100 ea/box

Gel idratante orale

Il gel idratante orale Medline, se applicato con DenTips alle labbra ed ai tessuti della bocca del paziente, protegge entrambi dalla secchezza.

MDS096803E	Gel idratante orale	100pz/conf
------------	---------------------	------------



I kit monouso progettati per l'ottimizzazione dei costi e per migliorare i processi di assistenza

I kit contengono qualsiasi articolo di cui abbiate bisogno.



La confezione è perfetta per versare in maniera ottimale la soluzione prescritta, che verrà utilizzata per l'igiene orale.



Kit singolo per l'igiene orale standard

Il kit contiene:

- 2 spugnette tamponi orali verdi DenTips trattate con dentifricio
- 1 confezione di Collutorio Medline (15 ml)
- 1 confezione di Gel idratante Medline (3 g)

MDS096013MEU	VAPrevent Kit per l'Igiene Orale standard	100 bustine di gel/confezione (100 kit/confezione)
--------------	---	---

CE Prodotti non sterili DM di classe I



Kit singolo di igiene orale con tamponi per l'aspirazione

Il kit contiene:

- 2 tamponi per l'aspirazione trattati con dentifricio
- 1 spugnetta tampone orale DenTips®

Disponibile anche con Collutorio e Gel Idratante

MDS09651300EU	VaPrevent kit con tamponi per l'aspirazione, senza soluzioni	100pz/conf (100 kit/confezione)
MDS096513MEU	VaPrevent kit con tamponi per l'aspirazione e soluzioni	100pz/conf (100 kit/confezione)

CE Prodotti non sterili DM di classe I



Kit singolo igiene orale con spazzolino per l'aspirazione

Il kit contiene:

- 1 spazzolino con aspirazione non trattato
- 1 spugnetta tampone orale blu DenTips non trattata.

Disponibile anche con Collutorio e Gel Idratante

MDS09657200EU	VaPrevent kit con spazzolino per l'aspirazione, senza soluzioni	100pz/conf (100 kit/confezione)
MDS096572MEU	VaPrevent kit con spazzolino per l'aspirazione	100pz/conf (100 kit/confezione)

CE Prodotti non sterili DM di classe I

Ingredienti del Collutorio Medline: acqua, glicerina, Poloxamero 407, aromi, betaina, sorbato di potassio, idrossietilcellulosa, sucralosio, acido citrico.
Ingredienti del Gel Idratante Medline: glicerina, carbomer, idrossido di sodio, aromi, sucralosio, acido sorbico, idrossietilcellulosa, EDTA bisodico.
I prodotti sopra elencati sono destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.
Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Accessori



Connettore flessibile di collegamento per l'aspirazione

Il connettore flessibile, dotato di due estremità femmina, permette di non dover tagliare il tubo per poterlo adattare agli strumenti di aspirazione.

VAPCONNECT	Connettore di collegamento per l'aspirazione	25 ea/box 1,000 pz/conf.
------------	--	-----------------------------

CE Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I non sterile destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

I kit 24 ore garantiscono i massimi livelli di aderenza ai protocolli.

I kit 24 ore di Medline offrono tutti i componenti necessari per un'intera giornata di igiene orale su un paziente e sono comodamente confezionati in una scatola dispenser. I due diversi tipi di vassoi sono codificati in base a differenti colorazioni per aiutare gli operatori sanitari a individuare rapidamente quale utilizzare e anche per consentire agli altri di verificare facilmente se è stata eseguita la cura adeguata. Il box dispenser, inoltre, ha tre soluzioni di comodi contenitori grazie al pratico cinturino in plastica / carta, che consente di appendere il kit alla parete o al ventilatore, oppure è possibile posizionarlo al lato del tavolino.

Codice	Descrizione	Vassoio spazzolino con aspirazione	Vassoio con spugnetta tampone
Q400	Q4 - Kit igiene orale 24 ore con idratante	2x 1 spazzolino con aspirazione, 1 tampone con aspirazione, 1 DenTips, 1 idratante	4x 1 tampone con aspirazione, 1 DenTips®, 1 idratante
Q800	Q8 - Kit igiene orale 24 ore con idratante	2x 1 spazzolino con aspirazione, 1 tampone con aspirazione, 2 DenTips, 1 idratante	1x 1 tampone con aspirazione, 2 DenTips®, 1 gel idratante orale

☞ Dispositivo medico sterile di classe I non sterile



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
 Piazzale della Resistenza 3
 50018 Scandicci
 Firenze
 Italia
 Tel.: +39 55 776 65 11
 Fax: +39 55 34 01 12
it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
 1204 Ginevra
 Svizzera
 Tel. +41 848 244 433
 Fax. +41 848 244 100

it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

* **EC REP** Medline International France SAS
 5, rue Charles Lindbergh
 44110 Châteaubriant, France

 Medline Industries Inc.
 Three Lakes Drive
 Northfield, IL 60093, USA

** **EC REP** Shanghai International Holding
 Corp. GmbH (Europe)
 Eiffelstraße 80
 20537 Hamburg, Germany

 Conod Medical Co., Ltd.
 No. 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Gulitown
 215532 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

Tutti gli articoli VAPrevent sono prodotti dalla Medline Industries, Inc.
 Questi prodotti sono dispositivi medici. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi relativamente a questa brochure.
 © 2021 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. VAPrevent è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA. ML427_IT 01/2021.