



Mond- verzorging oplossingen

Losse artikelen om stap voor stap protocollen te implementeren



DenTips® onbehandelde mondzorgstaafjes

Mondverzorgingsstaafjes worden gebruikt om slijm uit de mond van de patiënt te verwijderen. Ze kunnen gebruikt worden om de mond te reinigen in combinatie met mondwater, moisturiser of andere vloeistoffen.

MDS096202EU	Individueel verpakte staafjes	500 st/doos (500 staafjes/doos)
MDS096206EU	Staafjes per 20 verpakt in een zakje	50 st/doosje (1.000 staafjes/doos)

CE Klasse I niet-steriele producten*



DenTips mondzorgstaafjes met tandpasta

DenTips® met een sponsje, behandeld met tandpasta, stimuleren het mondslimvlies en verwijderen vuil en slijm uit de mond van de patiënt. Kan alleen of in combinatie met extra tandpasta of moisturiser gebruikt worden. Om de tandpasta te activeren kunt u het speeksel van de patiënt of een paar druppels water gebruiken.

MDS096502EU	Individueel verpakte staafjes	500 st/doos (500 staafjes/doos)
MDS096504EU	Per 10 verpakte staafjes	100 st/doos (1.000 staafjes/omdoos)

CE Klasse I niet-steriele producten*




Staaftjes met afzuiging behandeld met tandpasta

Dit staafje kan aangesloten worden op een standaard zuigslang, waarbij de zuigkracht gecontroleerd wordt met behulp van het duimgat. Het staafje is voorzien van een sponsje behandeld met tandpasta en wordt gebruikt om de mond te reinigen wanneer een tandenborstel niet nodig is. De zuigfunctie helpt bij het verwijderen van afscheidingen en de schuine kop helpt u bij het bereiken van de achterkant van de mond voor een grondigere reiniging.

MDS096525EU	Individueel verpakte staafjes	100 st/doos (100 staafjes/doos)
-------------	-------------------------------	------------------------------------

CE Klasse I niet-steriele producten*



Tandenborstel met afzuiging onbehandeld

Deze tandenborstel kan aangesloten worden op een standaard zuigslang en de afzuiging kan gecontroleerd worden met behulp van het duimgat. De zeer zachte tandenborstel met een sponsje wordt gebruikt voor het mechanisch reinigen van de tanden en het tandvlees. De afzuigfunctie helpt om afscheidingen te verwijderen.

MDS096575EU	Individueel verpakte tandenborstel	100 st/doos (100 tandenborstels/doos)
-------------	------------------------------------	--

CE Klasse I niet-steriele producten*



Tandenborstels

De tandenborstel voor volwassenen en mini tandenborstels met zeer zachte haartjes zijn zacht voor de tanden en het tandvlees en zorgen voor effectieve mondreiniging.

MDS096082	Volwassenen tandenborstel	72 st/doos
TB001	Mini tandenborstel	500 st/doos 100 st/doos

Mond Moisturiser

Medline's Mond Moisturiser dat wordt aangebracht op de lippen en tandvlees van de patiënt met behulp van DenTips helpt om uitdroging te voorkomen.

MDS096803E	Mond Moisturiser	100 st/doos
------------	------------------	-------------



Sets ontworpen voor gemak en verbeterde processen

De set bevat alles dat nodig is.



De bijgeleverde kom is de perfecte plek om de voorgeschreven vloeistof voor mondzorg in te gieten.



Individuele mondzorgset standaard

De set bevat:

- 2 DenTips groene mondzorgstaafjes behandeld met tandpasta
- 1 sachet Medline Mondwater (15ml)
- 1 sachet Medline Mond Moisturiser gel (3g).

MDS096013MEU	VAPprevent mondzorgset standaard	100 st/doos (100 sets/doos)
--------------	----------------------------------	--------------------------------

CE Klasse I niet-steriele producten*



Individuele Mondverzorgingsset met staafjes met afzuiging

De set bevat:

- 2 mondzorgstaafjes met afzuiging behandeld met tandpasta
- 1 DenTips mondzorgstaafje

Ook verkrijgbaar met mondwater en mond moisturiser

MDS09651300EU	VAPprevent set met staafjes met afzuiging zonder vloeistof	100 st/doos (100 sets/doos)
MDS096513MEU	VAPprevent Set met staafjes met afzuiging en vloeistof	100 st/doos (100 sets/doos)

CE Klasse I niet-steriele producten*



Individuele Mondzorgset met tandenborstel met afzuiging

De set bevat:

- 1 tandenborstel met afzuiging onbehandeld
- 1 DenTips blauw mondzorgstaafje onbehandeld.

Ook verkrijgbaar met mondwater en mond moisturiser

MDS09657200EU	VAPprevent Set met tandenborstel met afzuiging zonder vloeistof	100 st/doos (100 sets/doos)
MDS096572MEU	VAPprevent Set met tandenborstel met afzuiging	100 st/doos (100 sets/doos)

CE Klasse I niet-steriele producten*

Medline mondwater ingrediënten: aqua, glycerine, poloxamer 407, smaakstof, betaïne, kaliumsorbaat, hydroxyethyl cellulose, sucralose, citroenzuur
Medline mond moisturiser ingrediënten: glycerine, sucralose, polyacrylzuur, natriumhydroxide, smaakstof, sorbinezuur, hydroxyethyl cellulose, Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA)
De hierboven beschreven producten zijn bedoeld om door professionele zorgverleners gebruikt te worden. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.*

Accessoires



Flexibele afzuigslang koppelstuk

Het flexibele afzuigslang koppelstuk met twee vrouwelijke uiteinden, zorgt ervoor dat het niet meer nodig is om slangen te knippen om afzuigaccessoires aan te sluiten.

VAPCONNECT	Afzuigslang koppelstuk	25 st/doos (1.000 st/omdoos)
------------	------------------------	---------------------------------

CE Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.**

24-uurs sets zorgen voor de beste naleving van protocollen.

Medline's 24-uurs sets bevatten alle benodigde componenten voor mondzorg gedurende een hele dag voor één patiënt en zijn handig verpakt in een dispenserdoos. De twee verschillende soorten schalen hebben elk een andere kleur, zodat zorgverleners snel kunnen weten welke ze moeten gebruiken. Ook kunnen anderen snel controleren of de juiste mondzorg is geleverd. Bovendien kan de dispenserdoos op drie handige manieren bewaard worden dankzij de handige plastic/papieren band, waardoor de set makkelijk opgehangen kan worden, of op het nachtkastje geplaatst kan worden.

Code	Omschrijving	Tandenborstel schaal	Mondzorgstaafje schaal
Q400	Q4 24-uurs mondzorgset met moisturiser	2x 1 tandenborstel met afzuiging, 1 mondzorgstaafje met afzuiging, 1 DenTips, 1 moisturiser	4x 1 mondzorgstaafje met afzuiging, 1 DenTips, 1 moisturiser
Q800	Q8 24-uurs mondzorgset met moisturiser	2x 1 tandenborstel met afzuiging, 1 mondzorgstaafje met afzuiging, 2 DenTips, 1 moisturiser	1x 1 mondzorgstaafje met afzuiging, 2 DenTips, 1 moisturiser

CE Klasse I niet steriel medisch hulpmiddel



Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
medline.eu
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

*  Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

 Medline Industries Inc.
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093, USA

**  Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany

 Conod Medical Co., Ltd.
No. 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town
215532 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

Alle VAPprevent producten zijn geproduceerd door Medline Industries, Inc.
Deze producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen de gebruiksaanwijzingen.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.
© 2021 Medline en DenTips zijn geregistreerde handelsmerken van Medline Industries, Inc. VAPprevent is een handelsmerk van Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA.
ML427_NL 07/2021.