




## Mond- verzorging oplossingen



# Losse artikelen om stap voor stap protocollen te implementeren



## DenTips® Mondverzorging swabs\*

Blauwe DenTips worden gebruikt om slijm uit de mond van de patiënt te verwijderen. Groene DenTips, met foam behandeld met dentifrice, zorgen voor extra reiniging van de mond. Om de dentifrice te activeren, gebruikt u wat speeksel van de patiënt of een klein beetje water. De swabs kunnen gebruikt worden om de mond te reinigen in combinatie met mondwater, moisturiser of andere vloeistoffen.

MDS096202EU	Individueel verpakte swabs	500 st/doos (500 staafjes/doos)
MDS096206EU	Swabs per 20 verpakt in een zakje	50 st/doosje (1.000 staafjes/doos)
MDS096502EU	Individueel verpakte swabs	500 st/doos (500 staafjes/doos)
MDS096504EU	Per 10 verpakte swabs	100 st/doos (1.000 staafjes/omdoos)

## Swab en tandenborstel met afzuiging\*

Swab en tandenborstels met afzuiging kunnen aangesloten worden op een standaard zuigslang en de afzuiging kan gecontroleerd worden met behulp van het duimgat. De swab is voorzien van een sponsje behandeld met dentifrice en wordt gebruikt om de mond te reinigen wanneer een tandenborstel niet nodig is. De zeer zachte tandenborstel met een sponsje wordt gebruikt voor het mechanisch reinigen van de tanden en het tandvlees. De afzuigfunctie helpt bij het verwijderen van afscheidingen en de schuine kop van onze afzuigaccessoires helpt u bij het bereiken van de achterkant van de mond voor een grondigere reiniging.

MDS096525EU	Individueel verpakte swabs	100 st/doos (100 staafjes/doos)
MDS096575EU	Individueel verpakte tandenborstel	100 st/doos (100 tandenborstels/doos)

## Tandenborstels

De tandenborstel voor volwassenen en mini tandenborstels met zeer zachte haartjes zijn zacht voor de tanden en het tandvlees en zorgen voor effectieve mondreiniging.

MDS096082	Volwassenen tandenborstel	72 st/doos
TB001	Mini tandenborstel	500 st/doos 100 st/doos

## Mond Moisturiser

Medline's Mond Moisturiser dat wordt aangebracht op de lippen en tandvlees van de patiënt met behulp van DenTips helpt om uitdroging te voorkomen.


MDS096803E	Mond Moisturiser	100 st/doos
------------	------------------	-------------

## Anti-Plak Mondwater

Medline Anti-Plak Mondwater helpt bij het verwijderen van tandplak. Het product bevat 0,12% chloorhexidine en xylitol, dat een schone, frisse en aangename adem bevordert. Bovendien versterkt het gebruik de effecten van tanden poetsen en helpt het de hygiëne van het tandvlees te verbeteren.

MDSCHG15	Medline Anti-Plak Mondwater	70 st/doos
----------	-----------------------------	------------

# Sets ontworpen voor gemak en verbeterde processen



## Individuele mondzorgset standaard\*

De set bevat:

- 2 DenTips groene mondzorgstaafjes behandeld met tandpasta
- 1 sachet Medline Mondwater (15ml)
- 1 sachet Medline Mond Moisturiser gel (3g).

MDS096013MEU	VAPrevent mondzorgset standaard	100 st/doos (100 sets/doos)
--------------	---------------------------------	--------------------------------



## Individuele Mondverzorgingsset met staafjes met afzuiging\*

De set bevat:

- 2 mondzorgstaafjes met afzuiging behandeld met tandpasta
- 1 DenTips mondzorgstaafje.

Ook verkrijgbaar met mondwater en mond moisturiser



MDS09651300EU	VAPrevent set met staafjes met afzuiging zonder vloeistof	100 st/doos (100 sets/doos)
MDS096513MEU	VAPrevent Set met staafjes met afzuiging en vloeistof	100 st/doos (100 sets/doos)



## Individuele Mondzorgset met tandenborstel met afzuiging\*

De set bevat:

- 1 tandenborstel met afzuiging onbehandeld
- 1 DenTips blauw mondzorgstaafje onbehandeld.

Ook verkrijgbaar met mondwater en mond moisturiser



MDS09657200EU	VAPrevent Set met tandenborstel met afzuiging zonder vloeistof	100 st/doos (100 sets/doos)
MDS096572MEU	VAPrevent Set met tandenborstel met afzuiging	100 st/doos (100 sets/doos)

## Accessoires



### Flexibele afzuigslang koppelstuk\*\*

Het flexibele afzuigslang koppelstuk met twee vrouwelijke uiteinden, zorgt ervoor dat het niet meer nodig is om slangen te knippen om afzuigaccessoires aan te sluiten.

VAPCONNECT	Afzuigslang koppelstuk	25 st/doos (1,000 st/omdoos)
------------	------------------------	---------------------------------

# 24-uurs sets zorgen voor de beste naleving van protocollen.

Medline's 24-uurs sets bevatten alle benodigde componenten voor mondzorg gedurende een hele dag voor één patiënt en zijn handig verpakt in een dispenserdoos. De twee verschillende soorten schalen hebben elk een andere kleur, zodat zorgverleners snel kunnen weten welke ze moeten gebruiken. Ook kunnen anderen snel controleren of de juiste mondzorg is geleverd. Bovendien kan de dispenserdoos op drie handige manieren bewaard worden dankzij de handige plastic/papieren band, waardoor de set makkelijk opgehangen kan worden, of op het nachtkastje geplaatst kan worden.

Code	Omschrijving	Tandenborstel schaal	Mondzorgstaafje schaal
Q400	Q4 24-uurs mondzorgset met moisturiser	2x 1 tandenborstel met afzuiging, 1 mondzorgstaafje met afzuiging, 1 DenTips, 1 moisturiser	4x 1 mondzorgstaafje met afzuiging, 1 DenTips, 1 moisturiser
Q800	Q8 24-uurs mondzorgset met moisturiser	2x 1 tandenborstel met afzuiging, 1 mondzorgstaafje met afzuiging, 2 DenTips, 1 moisturiser	1x 1 mondzorgstaafje met afzuiging, 2 DenTips, 1 moisturiser



**Medline International B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[netherlands@medline.com](mailto:netherlands@medline.com)

**Medline International Netherlands B.V.**  
Nieuwe Stationsstraat 10  
6811 KS Arnhem  
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900  
[www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)  
[nl-customerservice@medline.com](mailto:nl-customerservice@medline.com)

**Medline International Belgium BV**  
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8  
1060 Saint-Gilles  
Commercial address: Culliganlaan 2G  
1831 Diegem (Machelen)  
België  
Tel: +32 2 808 74 93  
[www.medline.eu/be](http://www.medline.eu/be)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

\*Deze producten zijn klasse I niet-steriele medische hulpmiddelen bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

\*\*Dit product is een klasse I niet-steriel medisch hulpmiddel bedoeld om gebruikt te worden door zorgprofessionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Alle VAPrevent producten zijn geproduceerd door Medline Industries, LP.

Deze producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen de gebruiksaanwijzingen.

We behouden ons het recht voor eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2021 Medline en DenTips zijn geregistreerde handelsmerken van Medline Industries, LP. VAPrevent is een handelsmerk van Medline Industries, LP. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA. ML427\_NL 09/2021.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Shanghai International Holding  
Corp. GmbH (Europe)  
Eiffelstraße 80  
20537 Hamburg, Germany



Coned Medical Co. Ltd.  
No. 38 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Guli Town  
215532 Changshu City, Jiangsu Province, P.R. China

