

VAPrevent®

Alcance o conforto do paciente, cumprimento dos requisitos pelo pessoal e a prevenção de infecções




Soluções de Higiene Oral



Prevenção da PAV

A Pneumonia Associada à Ventilação (PAV) é uma das principais causas de morte em pacientes criticamente doentes. É por isso que uma boa higiene oral é essencial para manter a flora oral saudável e menos infecções. O portfólio de higiene oral da Medline inclui Kits de 24 horas que contêm tudo aquilo necessário para uma higiene oral suficiente ao longo de 24 horas, bem como bandejas individuais, que são ideais para doentes com necessidades específicas de higiene oral. As bandejas também são adequadas para os pacientes que estão a ser transferidos da UCI e que não precisam de um Kit de Higiene Oral de 24 horas completo. Os produtos da Medline ajudam-no a manter a conformidade com as orientações de higiene oral dos seus doentes mais vulneráveis, enquanto combatem a PAV e a Pneumonia Associada aos Cuidados de Saúde (PACS) nas suas instalações.

**A investigação revela
que os protocolos de
higiene oral podem
reduzir a PAV em
46%.¹**



Os enfermeiros na Europa acham que não têm ferramentas adequadas para proporcionar uma higiene oral aos seus pacientes.²



A PAV afeta 5 a 40% dos pacientes ventilados há mais de 2 dias.³



Os estudos sugerem que a PAV aumenta a estadia na UCI em 6 ou 10 dias.⁴



Os investigadores afirmam que a PAV pode custar entre €10 800 e €51 000 a tratar.⁵

Índice

Kits de 24 horas	5
-------------------------	----------

Kits de bandeja única	6
------------------------------	----------

Artigos individuais	7
----------------------------	----------

Kits de 24 horas atinja os mais elevados níveis de conformidade

Os Kits de 24 Horas da Medline proporcionam todos os componentes necessários para um dia completo de higiene oral num paciente e vêm embalados numa prática embalagem dispensadora. Os dois tipos de bandeja diferentes têm um código de cores para ajudar os profissionais de saúde a saberem rapidamente qual têm de usar e também permite que as outras pessoas possam verificar facilmente se foi realizada uma higiene correta. Mais ainda, a embalagem dispensadora tem três soluções práticas de armazenamento graças à tira de papel que permite pendurar o kit na parede ou num ventilador, ou pode ser colocada na mesinha de cabeceira.

Código	Descrição	Kits com Escova de Dentes	Kits com Zaragatoa
Q800*	Q8 Kit de higiene oral 24 horas com hidratante	2x 1 escova de dentes com sucção, 1 zaragatoa com sucção, 2 Zaragatoas DenTips, 1 hidratante	1x 1 zaragatoa com sucção, 2 Zaragatoas DenTips, 1 hidratante



Dica: Pode combinar os Kits de Higiene Oral 24 Horas com o nosso Elixir Anti-Placa Bacteriana.

Kits individuais projetados para serem práticos e capazes de melhorar os processos

O kit contém todos os artigos de que precisa.



O copo é fornecido como local ideal para deitar a solução prescrita para realizar a higiene oral.



Kit individual de higiene oral standard*

O kit contém:

- 2 zaragatoas orais verdes DenTips tratadas com dentífrico
- 1 saqueta de elixir Medline (7 ml)
- 1 saqueta de hidratante oral Medline (3 g).

MDS096013MEU	Kit de Higiene Oral VAPprevent standard	100 unid./caixa (100 kits/caixa)
--------------	---	-------------------------------------



Kit individual de higiene oral com zaragatoas com sucção*

O kit contém:

- 2 zaragatoas com sucção tratadas com dentífrico
- 1 zaragatoa oral DenTips.

Também disponível com elixir e hidratante oral

MDS09651300EU	Kit VAPprevent sem solução com zaragatoas de sucção	100 unid./caixa (100 kits/caixa)
MDS096513MEU	Kit VAPprevent com zaragatoas de sucção e solução	100 unid./caixa (100 kits/caixa)



Kit individual de higiene oral com escova de dentes com sucção*

O kit contém:

- 1 Escova de dentes com sucção não tratada
- 1 zaragatoa oral DenTips azul não tratada.

Também disponível com elixir e hidratante oral

MDS09657200EU	Kit VAPprevent sem solução com escova de dentes com sucção	100 unid./caixa (100 kits/caixa)
MDS096572MEU	Kit VAPprevent com escova de dentes com sucção	100 unid./caixa (100 kits/caixa)

Acessórios



Conector de tubo de sucção flexível**

O conector de tubo flexível com duas extremidades fêmea elimina a necessidade de cortar os tubos para encaixar ferramentas de sucção.

VAPCONNECT	Conector de tubo de sucção	25 unid./embalagem (1000 unid./caixa)
------------	----------------------------	--



Yankauer flexível com conector fêmea

Esses yankauers são adequados para uso durante a aspiração oral, laringoscopia assistida por sucção e descontaminação das vias aéreas.

Y1800F	Yankauer flexível com conector fêmea, com comprimento de 250 mm e diâmetro de 18 CH	50 unid./caixa
Y2200F	Yankauer flexível com conector fêmea, com comprimento de 250 mm e diâmetro de 22 CH	50 unid./caixa

Artigos individuais para implementar protocolos passo a passo

Zaragatoas Oraís DenTips®*

As DenTips Azuis são usadas para remover a acumulação de muco na boca do paciente. As DenTips Verdes, com esponja tratada com dentífrico, permitem limpar melhor os tecidos orais.

MDS096202EU	Zaragatoa azul embalada individualmente	Não tratada	500 unid./caixa (500 zaragatoas/caixa)
MDS096206EU	Zaragatoas azuis embrulhadas num saco de 20	Não tratada	50 unid./caixa (1000 zaragatoas/caixa)
MDS096502EU	Zaragatoa verde embalada individualmente	Tratada	500 unid./caixa (500 zaragatoas/caixa)
MDS096504EU	Zaragatoas verdes embrulhadas num saco de 10	Tratada	100 unid./caixa (1000 zaragatoas/caixa)



Para ativar o dentífrico, utilize a saliva do paciente ou uma pequena quantidade de água.

Zaragatoa com sucção e escova de dentes*

As zaragatoas com sucção e escovas de dentes podem ser ligadas a uma linha de sucção normal e controladas através da válvula de polegar.

MDS096525EU	Zaragatoa com sucção embalada individualmente	Tratada	100 unid./caixa (100 zaragatoas/caixa)
MDS096575EU	Escova de dentes com aspiração embalada individualmente	Não tratada	100 unid./caixa (100 escovas de dentes/caixa)



Escovas de dentes

As escovas de dentes para adultos e mini com cerdas de nylon exceccionalmente macias são suaves para os dentes e gengivas e proporcionam uma limpeza oral eficaz.

MDS096082	Escova de dentes para adulto	72 unid./caixa
TB001	Mini escova de dentes	500 unid./caixa 100 unid./embalagem



Hidratante Oral

A aplicação do Hidratante Oral da Medline com a DenTips nos lábios e tecido oral do paciente protege-o contra a secura.


MDS096803E	Hidratante Oral	100 unid./caixa
------------	-----------------	-----------------



Elixir Anti-Placa Bacteriana

O Elixir Anti-Placa Bacteriana da Medline ajuda a remover a placa bacteriana. Contém 0,12% de clorexidina, xilitol e CPC, que promove um hálito limpo, fresco e agradável. Além disso, a sua utilização contínua reforça a eficácia da escovagem e remoção da placa bacteriana, ajudando a melhorar a higiene das gengivas.

CHG12	Elixir Anti-Placa Bacteriana Medline	70 unid./caixa
-------	--------------------------------------	----------------



A equipa da Medline faz a diferença

**Soluções
de elevada
qualidade**



**Desenhos
orientados pela
conformidade**



**Serviço
excecional**



**Empenhados
com os nossos
clientes**



**Conhecimentos
em higiene do
paciente**



Medline International Portugal Unipessoal LDA

Avenida do Brasil, 43-3º Direito

1700-062 Lisboa

Portugal

Telemóvel: +351 800 110 253

www.medline.eu/pt

Encomendas: pt-pedidos@medline.com

Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

Referências:

1. Sona, C. S., Zack, J. E., Schallom, M. E., McSweeney, M., McMullen, K., Thomas, J., Coopersmith, C. M., Boyle, W. A., Buchman, T. G., Mazuski, J. E., & Schuerer, D. J. E. (2008b). The Impact of a Simple, Low-cost Oral Care Protocol on Ventilator-associated Pneumonia Rates in a Surgical Intensive Care Unit. *Journal of Intensive Care Medicine*, 24(1), 54–62. <https://doi.org/10.1177/0885066608326972>.
2. Rello, J. et al. Oral care practices in intensive care units: A survey of 59 European ICUs. *Intensive Care Medicine* 33, 1066–1070 (2007).
3. Papazian, L., Klompas, M., & Luyt, C. E. (2020). Ventilator-associated pneumonia in adults: a narrative review. *Intensive Care Medicine*, 46(5), 888–906. <https://doi.org/10.1007/s00134-020-05980-0>.
4. Safdar N, Crnich CJ, Maki DG (2005). The pathogenesis of ventilator-associated pneumonia: its relevance to developing effective strategies for prevention. *Respiratory Care* 50(6):725–741.
5. Leistner R, Kankura L, Bloch A, Sohr D, Gastmeier P, Geffers C (2013). Attributable costs of ventilator-associated lower respiratory tract infection (LRTI) acquired on intensive care units: a retrospectively matched cohort study. *Antimicrobial Resistance and Infection Control* 2(1):13.

*Estes produtos são dispositivos médicos classe I não-estéreis, destinados a ser utilizados por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

**Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Yankauer flexível com conector fêmea são dispositivos médicos de classe IIa destinados a serem usados por profissionais de saúde. Antes de usar, consulte as instruções e precauções na rotulagem correspondente.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2025 Medline e DenTips são marcas comerciais registadas da Medline Industries, LP. VAPPrevent é uma marca registada da Medline Industries, LP. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, EUA. ML427_PT 07/2025.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, França



Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)
Eiffelstraße 80
20537 Hamburg, Germany



0197 (TÜV Rheinland)