

VAPrevent®

Conforto do paciente, cumprimento dos requisitos pelo pessoal e prevenção de infecções



**Soluções de
higiene oral**

Artigos individuais a implementar protocolos passo a passo



Zaragatoas Orais DenTips®*

As DenTips Azuis são usadas para remover a acumulação de muco na boca do paciente. As DenTips Verdes, com esponja tratada com dentífrico, permitem limpar melhor os tecidos orais. Para ativar o dentífrico, utilize a saliva do paciente ou uma pequena quantidade de água. As zaragatoas orais Podem ser utilizadas na limpeza oral em combinação com um elixir, hidratante oral ou com outras soluções.

MDS096202EU	Zaragatoa embalada individualmente	500 unid./caixa (500 zaragatoas/caixa)
MDS096206EU	Zaragatoas embrulhadas num saco de 20	50 unid./caixa (1000 zaragatoas/caixa)
MDS096502EU	Zaragatoa embalada individualmente	500 unid./caixa (500 zaragatoas/caixa)
MDS096504EU	Zaragatoas embrulhadas num saco de 10	100 unid./caixa (1.000 zaragatoas/caixa)



Zaragatoa com sucção e escova de dentes*

As zaragatoas com sucção e escovas de dentes podem ser ligadas a uma linha de sucção normal e controladas através da válvula de polegar. Inclui uma esponja tratada com dentífrico e é utilizada na limpeza oral quando não é necessária uma escova de dentes. A escova de dentes super macia com esponja é usada no desbridamento mecânico dos dentes e das gengivas. A função de sucção ajuda a remover as secreções e a cabeça em ângulo das nossas ferramentas de sucção ajuda a alcançar a parte posterior da boca para uma limpeza mais profunda.

MDS096525EU	Zaragatoa embalada individualmente	100 unid./caixa (100 zaragatoas/caixa)
MDS096575EU	Escova de dentes embalada individualmente	100 unid./caixa (100 escovas de dentes/caixa)



Escovas de dentes

As escovas de dentes para adultos e mini com cerdas de nylon excepcionalmente macias são suaves para os dentes e gengivas e proporcionam uma limpeza oral eficaz.

MDS096082	Escova de dentes para adulto	72 unid./caixa
TB001	Mini escova de dentes	500 unid./caixa 100 unid./embalagem



Hidratante Oral

A aplicação do Hidratante Oral da Medline com a DenTips nos lábios e tecido oral do paciente protege-o contra a secura.

MDS096803E	Hidratante Oral	100 unid./caixa
------------	-----------------	-----------------




Elixir Anti-Placa Bacteriana

O Elixir Anti-Placa Bacteriana da Medline ajuda a remover a placa bacteriana. Contém 0,12% clorexidina e xilitol que promovem um hálito limpo, fresco e agradável. Além disso, a sua utilização contínua reforça a escovagem e ajuda a melhorar a higiene das gengivas.

MDSCHG15	Elixir Anti-Placa Bacteriana Medline	70 unid./caixa
----------	--------------------------------------	----------------

Kits de bandeja única práticos e capazes de melhorar os processos

O kit contém todos os artigos de que precisa.



O copo é fornecido como local ideal para deitar a solução prescrita para realizar a higiene oral.



Kit individual de higiene oral standard*

O kit contém:

- 2 zaragatoas orais verdes DenTips tratadas com dentífrico
- 1 saqueta de elixir Medline (15 ml)
- 1 saqueta de hidratante oral Medline (3 g).

MDS096013MEU	Kit de Higiene Oral VAPprevent standard	100 unid./caixa 100 kits/caixa
--------------	---	-----------------------------------



Kit individual de higiene oral com zaragatoas com sucção*

O kit contém:

- 2 zaragatoas com sucção tratadas com dentífrico
- 1 zaragatoa oral DenTips.

Também disponível com elixir e hidratante oral



MDS09651300EU	Kit VAPprevent sem solução com zaragatoas de sucção	100 unid./caixa 100 kits/caixa
MDS096513MEU	Kit VAPprevent com zaragatoas de sucção e solução	100 unid./caixa 100 kits/caixa



Kit individual de higiene oral com escova de dentes com sucção*

O kit contém:

- 1 escova de dentes não tratada e com sucção
- 1 zaragatoa oral DenTips azul não tratada.

Também disponível com elixir e hidratante oral



MDS09657200EU	Kit VAPprevent sem solução com escova de dentes com sucção	100 unid./caixa 100 kits/caixa
MDS096572MEU	Kit VAPprevent com escova de dentes com sucção	100 unid./caixa 100 kits/caixa

Acessórios



Conector de tubo de sucção flexível**

O conector de tubo flexível com duas extremidades fêmea elimina a necessidade de cortar os tubos para encaixar ferramentas de sucção.

VAPCONNECT	Conector de tubo de sucção	25 unid./embalagem (1000 unid./caixa)
------------	----------------------------	--

Os Kits de 24 Horas garantem os mais elevados níveis de conformidade.

Os Kits de 24 Horas da Medline proporcionam todos os componentes necessários para um dia completo de higiene oral num paciente e vêm embalados numa prática embalagem dispensadora. Os dois tipos de bandeja diferentes têm um código de cores para ajudar os profissionais de saúde a saberem rapidamente qual têm de usar e também permite que as outras pessoas possam verificar facilmente se foi realizada uma higiene correta. Mais ainda, a embalagem dispensadora tem três soluções práticas de armazenamento graças à tira de plástico/papel que permite pendurar o kit na parede ou num ventilador, ou pode ser colocada na mesinha de cabeceira.

Código	Descrição	Bandeja para Escova de Dentes	Bandeja para Zaragatoa
Q400	Q4 Kit de higiene oral 24 horas com hidratante	2x 1 escova de dentes com sucção, 1 zaragatoa com sucção, 1 DenTips, 1 hidratante	4x 1 zaragatoa com sucção, 1 DenTips, 1 hidratante
Q800	Q8 Kit de higiene oral 24 horas com hidratante	2x 1 escova de dentes com sucção, 1 zaragatoa com sucção, 2 DenTips, 1 hidratante	1x 1 zaragatoa com sucção, 2 DenTips, 1 hidratante



Medline International Portugal Unipessoal LDA
 Avenida do Brasil, 43-3º Direito
 1700-062 Lisboa
 Portugal
 Linha Azul: +351 808 291 921
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

*Estes produtos são dispositivos médicos classe I não estéreis destinados ao uso por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

**Este produto é um dispositivo médico não estéril de classe I destinado a ser usado por profissionais de saúde. Antes de utilizar, consultar as instruções e precauções na respetiva rotulagem.

Os produtos VAPprevent são todos fabricados pela Medline Industries, LP.

Estes produtos são dispositivos médicos. Antes da utilização, consultar as instruções para ficar ao corrente de avisos ou precauções.

Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2021 Medline e DenTips são marcas comerciais registadas da Medline Industries, LP. VAPprevent é marca registada da Medline Industries, LP. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, EUA. ML427_PT 10/2021.

