



WÄHLEN SIE DIE GEEIGNETEN MEDLINE OP-HANDSCHUHE FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

OP-HANDSCHUHE LATEX

STANDARD-SORTIMENT

	Eingriffe	Textur	Dicke	Farbe	Größe	Artikelnummer	Packungseinheit
Signature Latex Leistung + Schutz	Allgemeinchirurgie	Griffigkeit: Glatt	0.23 mm	Hellbraun	5,5-9	MSG5455-MSG5490	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
Signature Latex Micro Hervorragendes Tastgefühl	Allgemeinchirurgie, Augenchirurgie, vaskuläre und plastische Chirurgie	Griffigkeit: Glatt	≥ 0.18 mm	Hellbraun	5,5-9	MSG5855-MSG5890	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
Signature Latex Essential Leichter Anziehen und höherer Schutz	Allgemeinchirurgie, obere Schicht beim Tragen doppelter Handschuhe	Griffigkeit: Glatt	0.21 mm	Creme/ transparent	5,5-9	MSG5955-MSG5990	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
OR Standard PF Die wirtschaftliche Alternative	Allgemeinchirurgie	Leicht texturiert	0.22 mm	Creme/ transparent	5,5-9	MSG5255-MSG5290	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

SPEZIELLE HANDSCHUHE

Signature Latex Grip Texturiert für eine bessere Griffigkeit	Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Augenheilkunde	Texturiert	0.24 mm	Creme/ transparent	5,5-9	MSG2955-MSG2990	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
Signature Latex Ortho Extra Stark für mehr Schutz	Orthopädie, Traumatologie und risikoreiche Operationen	Leicht texturiert	0.31 mm	Braun	6.0-9	MSG5660-MSG5690	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
Signature Latex Green Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit Innenbeschichtung aus Aloe vera	Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und risikoreiche Operationen	Griffigkeit: Glatt	0.20 mm	Dunkelgrün	5,5-9	MSG5555-MSG5590	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

LATEX GEPUDERT

OR Standard Der bewährte gepuderte OP-Handschuh	Allgemeinchirurgie	Leicht texturiert	0.20 mm	Weiß	5,5-9	MSG4155-MSG4190	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
---	--------------------	-------------------	---------	------	-------	-----------------	---------------------------------

SYNTHETISCHE OP-HANDSCHUHE

STANDARD-SORTIMENT

	Eingriffe	Material	Textur	Dicke	Farbe	Größe	Artikelnummer	Packungseinheit
Neolon® 2G Polychloropren der 2. Generation	 Allgemeinchirurgie, ideal geeignet für Allergiker und als Unterziehhandschuh bei doppelter Behandschuhung	Polychloropren	Leicht texturiert	0.23 mm	Braun	5.5-9	MSG6055-MSG6090	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
SensiCare® PI Evolution Polyisopren-Mischung	 Allgemeinchirurgie	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0.23 mm	Creme/ transparent	5.5-9	MSG9555-MSG9590	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
SensiCare® PI Die Leistung von Latex ohne das Risiko von Latexallergien	 Allgemeinchirurgie	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0.23 mm	Creme/ transparent	5.5-9	MSG9055-MSG9090	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
SensiCare® PI Micro Hervorragendes Tastgefühl	 Allgemeinchirurgie, Neurologie, Augen Chirurgie, vaskuläre und plastische Chirurgie	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0.20 mm	Creme/ transparent	5.5-9	MSG9655-MSG9690	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

SPEZIELLE HANDSCHUHE

DermAssure™ Green Hergestellt ohne chemische Beschleuniger	 Allgemeinchirurgie, ideal für Allergiker, erhöhter Schutz für Anwendung mit Zytostatika	Polychloropren	Griffigkeit: Glatt	0.20 mm	Dunkelgrün	5.5-9	MSG6555I-MSG6590I	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
SensiCare® PI Ortho Extra Dicke, extra Schutz	 Orthopädie, Traumatologie und risikoreiche Operationen	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0.31 mm	Creme/ transparent	6.0-9	MSG9460-MSG9490	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
SensiCare® PI Green with Aloe Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit pflegender Innenbeschichtung	 Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und risikoreiche Operationen	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0.20 mm	Dunkelgrün	5.5-9	MSG9255-MSG9290	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
SensiCare® Shield Synthetische Röntgenschutzhandschuhe	 Bei fluoroskopischen Eingriffen zum Schutz der Hände vor Streustrahlung	Polyisopren und Wolfram	Leicht texturiert	0.30 mm	Schwarz	6.5-9	MSG3965-MSG3990	5 Paar/Box, 20 Paar/Karton

Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt Klasse IIa. Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung oder das Etikett.

CE 2797 (BSI)   Medline International France SAS
1 rue de la Vallée
44100 Cholet Cedex 03 France



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com