



# Produktübersicht OP-Handschuhe

Wählen Sie Ihre OP-Handschuhe ganz nach Ihren Bedürfnissen:

## OP-Handschuhe Latex

### Standard-Sortiment

	Eingriffe	Textur	Fingerdicke	Farbe	Größe	Artikelnummer	Packungseinheit
<b>Signature Latex</b> Leistung und Schutz	Allgemeinchirurgie	Griffigkeit: Glatt	0,22 mm	Hellbraun	5,5 – 9	MSG5455 – MSG5490	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>Signature Latex Micro</b> Hervorragendes Tastgefühl	Allgemeinchirurgie, Augenchirurgie, vaskuläre und plastische Chirurgie	Griffigkeit: Glatt	0,20 mm	Hellbraun	5,5 – 9	MSG5855 – MSG5890	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>Signature Latex Essential</b> Leichteres Anziehen und höherer Schutz	Allgemeinchirurgie, obere Schicht beim Tragen doppelter Handschuhe	Griffigkeit: Glatt	0,23 mm	Creme/transparent	5,5 – 9	MSG5955 – MSG5990	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>OR Standard PF</b> Die wirtschaftliche Alternative	Allgemeinchirurgie	Leicht texturiert	0,21 mm	Creme/transparent	5,5 – 9	MSG5255 – MSG5290	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

### Spezielle Handschuhe

<b>Signature Latex Green</b> Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit Innenbeschichtung aus Aloe vera	Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und risikoreiche Operationen	Griffigkeit: Glatt	0,19 mm	Dunkelgrün	5,5 – 9	MSG5555 – MSG5590	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
---	---	--------------------	---------	------------	---------	-------------------	---------------------------------

### Latex gepudert

<b>OR Standard</b> Der bewährte gepuderte OP-Handschuh	Allgemeinchirurgie	Leicht texturiert	0,21 mm	Weiß	5,5 – 9	MSG4155 – MSG4190	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
---	--------------------	-------------------	---------	------	---------	-------------------	---------------------------------

# Synthetische OP-Handschuhe

Die Leistung von Latex ohne das Risiko von Latexallergien

## Standard-Sortiment

	Eingriffe	Material	Textur	Fingerdicke	Farbe	Größe	Artikelnummer	Packungseinheit
<b>Neolon® 2G</b> Polychloropren der 2. Generation 	Allgemeinchirurgie, ideal geeignet für Allergiker und als Unterziehhandschuh bei doppelter Behandschuhung	Polychloropren	Leicht texturiert	0,22 mm	Braun	5,5 – 9	MSG6055 – MSG6090	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>SensiCare® PI Evolution</b> Mischung aus Polyisopren (60 %) und Polychloropren (40 %) 	Allgemeinchirurgie	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0,21 mm	Creme/transparent	5,5 – 9	MSG9555 – MSG9590	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>SensiCare® PI</b> Extra Schutz durch höhere Fingerdicke 	Allgemeinchirurgie	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0,23 mm	Creme/transparent	5,5 – 9	MSG9055 – MSG9090	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>SensiCare® PI Micro</b> Hervorragendes Tastgefühl 	Allgemeinchirurgie, Neurologie, Augen Chirurgie, vaskuläre und plastische Chirurgie	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0,20 mm	Creme/transparent	5,5 – 9	MSG9655 – MSG9690	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

## Spezielle Handschuhe

<b>DermAssure™ Green</b> Hergestellt ohne chemische Beschleuniger 	Allgemeinchirurgie, ideal für Allergiker, erhöhter Schutz für Anwendung mit Zytostatika	Polychloropren	Griffigkeit: Glatt	0,21 mm	Dunkelgrün	5,5 – 9	MSG6555I – MSG6590I	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>SensiCare® PI Green with Aloe</b> Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit pflegender Innenbeschichtung 	Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und risikoreiche Operationen	Polyisopren	Griffigkeit: Glatt	0,21 mm	Dunkelgrün	5,5 – 9	MSG9255 – MSG9290	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton

**Für weitere Informationen** können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).



**Medline International Germany GmbH**  
 Medline-Straße 1-3  
 47533 Kleve  
 Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0  
 Fax: +49 2821 7510-7802

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
 1 Place de Longemalle  
 1204 Genf  
 Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
 Fax: +41 848 244 100

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
 c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
 Parkring 2  
 1010 Wien  
 Österreich

Tel: +43 800 201 878  
 Fax: +43 800 201 879

[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

FOLLOW US  

Diese Produkte sind Medizinprodukte der Klasse IIa. Bitte lesen Sie vor der Nutzung die Bedienungshinweise sowie Hinweise auf der Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML225-DE 04/2020.



Medline International France SAS  
 5, rue Charles Lindbergh  
 44110 Châteaubriant, France

