



# Guía de referencias de guantes quirúrgicos

## Guantes quirúrgicos de látex

### Descripción del producto

Descripción del producto	Cirugías	Textura	Grosor	Color	Tallas	Referencia	Invasado
<b>Signature Latex</b> Rendimiento + Protección	General	Suave	0.22 mm	Beige	5.5 - 9	MSG5455 - MSG5490	50/dispensador, 200/caja
<b>Signature Latex Micro</b> Excelente Sensibilidad Táctil	General Neurocirugía, Vascular, Plástica, Oftalmología	Suave	0.20 mm	Beige	5.5 - 9	MSG5855 - MSG5890	50/dispensador, 200/caja
<b>Signature Latex Essential</b> Mejor calzado y una mayor flexibilidad	Cirugía general, Se puede utilizar como guante exterior al realizar la técnica de doble enguantado	Suave	0.23 mm	Crema/traslúcido	5.5 - 9	MSG5955 - MSG5990	50/dispensador, 200/caja
<b>OR Standard PF</b> Látex sin polvo	General	Ligeramente texturado	0.21 mm	Crema/traslúcido	5.5 - 9	MSG5255 - MSG5290	50/dispensador, 200/caja

### Especialidades





<b>Signature Latex Green</b> Guante interior verde oscuro con Aloe	Cardiaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo	Suave	0.19 mm	Verde Oscuro	5.5 - 9	MSG5555 - MSG5590	50/dispensador, 200/caja
---	---	-------	---------	--------------	---------	-------------------	-----------------------------

### Látex con polvo



<b>OR Standard</b> Látex con polvo	General	Ligeramente texturado	0.21 mm	Blanco	5.5 - 9	MSG4155 - MSG4190	50/dispensador, 200/caja
---------------------------------------	---------	--------------------------	---------	--------	---------	-------------------	-----------------------------

# Guantes quirúrgicos sin látex

## Descripción del producto

	Cirugías	Material	Textura	Grosor	Color	Tallas	Referencia	Envasado
<b>Neolon® 2G</b> Policloropreno estándar 	Cirugía General, ideal para profesionales con piel sensible y para realizar técnica de doble enguantado	Policloropreno	Ligeramente texturado	0.22 mm	Marrón	5.5 – 9	MSG6055 – MSG6090	50/dispensador, 200/caja
<b>SensiCare® PI Evolution</b> Combinación de PI 	General	Poliisopreno	Suave	0.21 mm	Crema/traslúcido	5.5 – 9	MSG9555 – MSG9590	50/dispensador, 200/caja
<b>SensiCare® PI</b> El mismo rendimiento del látex sin sus repercusiones 	General	Poliisopreno	Suave	0.23 mm	Crema/traslúcido	5.5 – 9	MSG9055 – MSG9090	50/dispensador, 200/caja
<b>SensiCare® PI Micro</b> Mayor Sensibilidad Táctil 	General, Neurocirugía, Vascular, Plástica, Oftalmología	Poliisopreno	Suave	0.20 mm	Crema/traslúcido	5.5 – 9	MSG9655 – MSG9690	50/dispensador, 200/caja

## Especialidades

<b>DermAssure™ Green</b> Fabricado sin aceleradores químicos 	Cirugía general, ideal para pieles sensibles y uso con químicos	Policloropreno	Suave	0.21 mm	Verde Oscuro	5.5 – 9	MSG6555I – MSG6590I	50/dispensador, 200/caja
<b>SensiCare® PI Green with Aloe</b> Guante interior verde oscuro con Aloe 	Cardiaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo	Poliisopreno	Suave	0.21 mm	Verde Oscuro	5.5 – 9	MSG9255 – MSG9290	50/dispensador, 200/caja



**Medline International Iberia S.L.U**  
 Parque Empresarial San Fernando  
 Avenida de Castilla 2  
 Edificio Munich, Planta Baja  
 28830 San Fernando de Henares  
 Madrid  
 España  
 Tfno: +34 900 600 602  
 Fax: +34 900 600 603  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
[es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

Estos productos son productos sanitarios de clase IIa. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.



Medline International France SAS  
 5, rue Charles Lindbergh  
 44110 Châteaubriant, France



Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. ML225-ES 04/2020.