

GUÍA DE REFERENCIAS DE GUANTES QUIRÚRGICOS

GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Cirugías	Textura	Grosor	Color	Tallas	Referencia	Envasado
Signature Latex Rendimiento + Protección	General	Suave	0.23 mm	Beige	5.5-9	MSG5455-MSG5490	50/dispensador, 200/caja
Signature Latex Micro Excelente Sensibilidad Táctil	General Neurocirugía, Vascular, Plástica, Oftalmología	Suave	≥ 0.18 mm	Beige	5.5-9	MSG5855-MSG5890	50/dispensador, 200/caja
Signature Latex Essential Mejor calzado y una mayor flexibilidad	Cirugía general, Se puede utilizar como guante exterior al realizar la técnica de doble enguantado	Suave	0.21 mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG5955-MSG5990	50/dispensador, 200/caja
OR Standard PF Látex sin polvo	General	Ligeramente texturado	0.22 mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG5255-MSG5290	50/dispensador, 200/caja

ESPECIALIDADES

Signature Latex Grip Textura exterior reforzada para una mejor adherencia	General, Ortopedia, Neurocirugía	Texturado	0.24 mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG2955-MSG2990	50/dispensador, 200/caja
Signature Latex Ortho Mayor grosor, mayor protección	Ortopedia, Trauma, Alto Riesgo	Ligeramente texturado	0.31 mm	Marrón	6.0-9	MSG5660-MSG5690	50/dispensador, 200/caja
Signature Latex Green Guante interior verde oscuro con Aloe	Cardiaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo	Suave	0.20 mm	Verde Oscuro	5.5-9	MSG5555-MSG5590	50/dispensador, 200/caja

LÁTEX CON POLVO

OR Standard Látex con polvo	General	Ligeramente texturado	0.20 mm	Blanco	5.5-9	MSG4155-MSG4190	50/dispensador, 200/caja
---------------------------------------	---------	-----------------------	---------	--------	-------	-----------------	-----------------------------

GUANTES QUIRÚRGICOS SIN LÁTEX

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

	Cirugías	Material	Textura	Grosor	Color	Tallas	Referencia	Envasado
Neolon® 2G Policloropreno estándar	Cirugía General, ideal para profesionales con piel sensible y para realizar técnica de doble enguantado	Policloropreno	Ligeramente texturado	0.23 mm	Marrón	5.5-9	MSG6055-MSG6090	50/dispensador, 200/caja
SensiCare® PI Evolution Combinación de PI	General	Poliisopreno	Suave	0.23 mm	Blanco	5.5-9	MSG9555-MSG9590	50/dispensador, 200/caja
SensiCare® PI El mismo rendimiento del látex sin sus repercusiones	General	Poliisopreno	Suave	0.23 mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG9055-MSG9090	50/dispensador, 200/caja
SensiCare® PI Micro Mayor Sensibilidad Táctil	General, Neurocirugía, Vascular, Plástica, Oftalmología	Poliisopreno	Suave	0.20 mm	Crema/traslúcido	5.5-9	MSG9655-MSG9690	50/dispensador, 200/caja

ESPECIALIDADES

DermAssure™ Green Fabricado sin aceleradores químicos	Cirugía general, ideal para pieles sensibles y uso con químicos	Policloropreno	Suave	0.20 mm	Verde Oscuro	5.5-9	MSG6555I-MSG6590I	50/dispensador, 200/caja
SensiCare® PI Ortho Mayor grosor para una alta protección	Ortopedia, Trauma, Alto Riesgo	Poliisopreno	Suave	0.31 mm	Crema/traslúcido	6.0-9	MSG9460-MSG9490	50/dispensador, 200/caja
SensiCare® PI Green with Aloe Guante interior verde oscuro con Aloe	Cardíaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo	Poliisopreno	Suave	0.20 mm	Verde Oscuro	5.5-9	MSG9255-MSG9290	50/dispensador, 200/caja
SensiCare® Shield Atenuación radiológica	Para proteger las manos durante procedimientos fluoroscópicos de la radiación directa o dispersa	Poliisopreno y Tungsteno	Ligeramente texturado	0.30 mm	Negro	6.5-9	MSG3965-MSG3990	5/dispensador, 20/caja

Este producto es un producto sanitario de clase IIa. Antes de utilizarlo, consulte las instrucciones de uso y precauciones del etiquetado correspondiente.

CE 2797 (BSI)  Medline International Iberia S.L.U. 11, rue de la Courbe
44100 Nantes Cedex 03, France



Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es
es-atencioncliente@medline.com

**ALWAYS
ON.**