



# PORTFOLIO GANTS DE CHIRURGIE

## GANTS DE CHIRURGIE LATEX

### PORTFOLIO STANDARD

	Types de chirurgie	Surface	Epaisseur	Couleur	Taille	Référence	Conditionnement
<b>Signature Latex</b> Performance et Protection	Générale	Grip lisse	0.23 mm	Marron clair	5.5-9	MSG5455-MSG5490	50/boîte, 200/carton
<b>Signature Latex Micro</b> Meilleure Sensibilité Tactile	Générale, neurologique, vasculaire, plastique et ophtalmologique.	Grip lisse	≥ 0.18 mm	Marron clair	5.5-9	MSG5855-MSG5890	50/boîte, 200/carton
<b>Signature Latex Essential</b> Meilleur enfilage et plus de flexibilité	Générale. Peut être utilisé en tant que gant supérieur lors d'un double gantage.	Grip lisse	0.21 mm	Crème	5.5-9	MSG5955-MSG5990	50/boîte, 200/carton
<b>OR Standard PF</b> Gant d'intervention latex, non-poudré	Générale	Grip légèrement texturé	0.22 mm	Crème	5.5-9	MSG5255-MSG5290	50/boîte, 200/carton

### GANTS SPÉCIAUX





<b>Signature Latex Grip</b> Gant totalement texturé pour une meilleure préhension	Générale, orthopédique, neurologique, ophtalmologique	Grip texturé	0.24 mm	Translucide	5.5-9	MSG2955-MSG2990	50/boîte, 200/carton
<b>Signature Latex Ortho</b> Plus Epais pour Plus de Protection	Orthopédique, traumatologie, intervention à haut risque	Grip légèrement texturé	0.31 mm	Marron	6.0-9	MSG5660-MSG5690	50/boîte, 200/carton
<b>Signature Latex Green</b> Sous-gant vert foncé à l'Aloé Vera	Cardiaque, traumatologie, orthopédique, intervention à haut risque	Grip lisse	0.20 mm	Vert foncé	5.5-9	MSG5555-MSG5590	50/boîte, 200/carton

### GANT POUDRÉ EN LATEX





<b>OR Standard</b> Gant en latex poudré	Générale	Grip légèrement texturé	0.20 mm	Blanc	5.5-9	MSG4155-MSG4190	50/boîte, 200/carton
--	----------	-------------------------	---------	-------	-------	-----------------	----------------------

# GANTS DE CHIRURGIE SANS LATEX

## PORTFOLIO STANDARD

	Types de chirurgie	Matériau	Surface	Epaisseur	Couleur	Taille	Référence	Conditionnement
<b>Neolon® 2G</b> Polychloroprène standard 	Générale. Solution idéale pour les professionnels à la peau sensible et pour le double gantage	Polychloroprène	Grip légèrement texturé	0.23 mm	Marron	5.5-9	MSG6055-MSG6090	50/boîte, 200/carton
<b>SensiCare® PI Evolution</b> Polyisoprène 	Générale	Polyisoprène	Grip lisse	0.23 mm	Crème	5.5-9	MSG9555-MSG9590	50/boîte, 200/carton
<b>SensiCare® PI</b> Même performance que le latex sans les protéines allergènes 	Générale	Polyisoprène	Grip lisse	0.23 mm	Crème	5.5-9	MSG9055-MSG9090	50/boîte, 200/carton
<b>SensiCare® PI Micro</b> Meilleure Sensibilité Tactile 	Générale, neurologie, vasculaire, plastique, ophtalmologique	Polyisoprène	Grip lisse	0.20 mm	Crème	5.5-9	MSG9655-MSG9690	50/boîte, 200/carton

## GANTS SPÉCIAUX

<b>DermAssure™ Green</b> Sans accélérateur chimique 	Générale. Solution idéale pour les peaux sensibles et allergiques aux accélérateurs chimiques	Polychloroprène	Grip lisse	0.20 mm	Vert foncé	5.5-9	MSG6555-MSG6590	50/boîte, 200/carton
<b>SensiCare® PI Ortho</b> Plus Epais pour Plus de Protection 	Orthopédie générale, traumatologie, intervention à haut risque	Polyisoprène	Grip lisse	0.31 mm	Crème	6.0-9	MSG9460-MSG9490	50/boîte, 200/carton
<b>SensiCare® PI Green with Aloe</b> Sous-gant vert foncé avec aloé véra, pour les procédures spécifiques 	Cardiaque, traumatologie, orthopédique, intervention à haut risque	Polyisoprène	Grip lisse	0.20 mm	Vert foncé	5.5-9	MSG9255-MSG9290	50/boîte, 200/carton
<b>SensiCare® Shield</b> Radio-atténuateur 	Pour les procédures avec des expositions à des radiations	Polyisoprène et tungstène	Grip légèrement texturé	0.30 mm	Noir	6.5-9	MSG3965-MSG3990	5/boîte, 20/carton

Ces produits sont des dispositifs de Classe IIa. Veuillez lire les précautions d'emploi avant utilisation.

CE 2797 (BSI)  Medline International France SAS



Medline International France SAS  
 Le Val St-Quentin  
 2 Rue René Caudron  
 Bâtiment 13F  
 78960 Voisins-le-Bretonneux  
 France  
 Tel: +33 1 30 05 34 00  
 Fax: +33 1 30 05 34 43  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[fr-customerservice@medline.com](mailto:fr-customerservice@medline.com)

Medline International Belgium SPRL  
 Pegasuslaan 5  
 B-1831 Diegem  
 Belgique  
 Tel: +32 2 808 7493  
 Fax: +32 2 808 7495  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[be-customerservice@medline.com](mailto:be-customerservice@medline.com)

Medline International Switzerland Sàrl  
 A-One Business Center  
 Z.A. la pièce N°1 - A5  
 1180 Rolle  
 Suisse  
 Tel. +41 848 244 433  
 Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)