



Guida per ordinare i guanti chirurgici

Guanti chirurgici in lattice

Standard portfolio

	Procedure	Grip dita	Spessore dita	Colore	Misure	Informazioni per l'ordine	Confezionamento
Signature Latex Prestazioni + Protezione	Generali	Liscio	0.22 mm	Marrone chiaro	5.5 - 9	MSG5455 - MSG5490	50/dispenser, 200/cartone
Signature Latex Micro Miglior Sensibilità Tattile	Generali, Neurochirurgiche, Vascolari, Plastica, Oculistica	Liscio	0.20 mm	Marrone chiaro	5.5 - 9	MSG5855 - MSG5890	50/dispenser, 200/cartone
Signature Latex Essential Maggiore calzabilità e flessibilità	Generali, utilizzare come sopra guanto	Liscio	0.23 mm	Crema/ traslucido	5.5 - 9	MSG5955 - MSG5990	50/dispenser, 200/cartone
OR Standard PF Depolverato basic	Generali	Leggermente micro ruvido	0.21 mm	Crema/ traslucido	5.5 - 9	MSG5255 - MSG5290	50/dispenser, 200/cartone

Specialistici

Signature Latex Green Sottoguanto verde scuro con Aloe	Cardiache, Traumatologiche, Ortopediche, Alto Rischio	Liscio	0.19 mm	Verde scuro	5.5 - 9	MSG5555 - MSG5590	50/dispenser, 200/cartone
--	--	--------	---------	-------------	---------	-------------------	------------------------------

Lattice con polvere

OR Standard Lattice polverato basic	Generali	Leggermente micro ruvido	0.21 mm	Bianco	5.5 - 9	MSG4155 - MSG4190	50/dispenser, 200/cartone
---	----------	-----------------------------	---------	--------	---------	-------------------	------------------------------

Guanti chirurgici sintetici

Standard portfolio

	Procedure	Materiale	Grip dita	Spessore dita	Colore	Misure	Informazioni per l'ordine	Confezionamento
Neolon® 2G Policloroprene standard 	Generali: ideale come sottoganto e per cute sensibile	Policloroprene	Leggermente micro ruvido	0.22 mm	Marrone	5.5 - 9	MSG6055 - MSG6090	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Evolution Sintetico Mix 	Generali	Poliisoprene	Liscio	0.21 mm	Crema/translucido	5.5 - 9	MSG9555 - MSG9590	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Performante come il lattice ma senza proteine 	Generali	Poliisoprene	Liscio	0.23 mm	Crema/translucido	5.5 - 9	MSG9055 - MSG9090	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Micro Miglior Sensibilità Tattile 	Generali, Neurologiche, Vascolari, Plastica, Oculistica	Poliisoprene	Liscio	0.20 mm	Crema/translucido	5.5 - 9	MSG9655 - MSG9690	50/dispenser, 200/cartone

Specialistici

DermAssure™ Green Privo di acceleratori chimici 	Generali: ideale per cute sensibile	Policloroprene	Liscio	0.21 mm	Verde scuro	5.5 - 9	MSG6555I - MSG6590I	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Green with Aloe Sottoganto verde scuro con Aloe 	Cardiache, Traumatologiche, Ortopediche, Alto Rischio	Poliisoprene	Liscio	0.21 mm	Verde scuro	5.5 - 9	MSG9255 - MSG9290	50/dispenser, 200/cartone



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
 Piazzale della Resistenza 3
 50018 Scandicci
 Firenze
 Italia
 Tel.: +39 55 776 65 11
 Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
 1 Place de Longemalle
 1204 Ginevra
 Svizzera
 Tel. +41 848 244 433
 Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Questi prodotti sono dispositivi medici di classe IIa. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML225-IT 04/2020.



Medline International France SAS
 5, rue Charles Lindbergh
 44110 Châteaubriant, France

