

GUIDA PER ORDINARE I GUANTI CHIRURGICI

GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE

STANDARD PORTFOLIO

	Procedure	Grip dita	Spessore dita	Colore	Misure	Informazioni per l'ordine	Confezionamento
Signature Latex Prestazioni + Protezione (triplo strato)	Generali	Liscio	0.23 mm	Marrone chiaro	5.5-9	MSG5455-MSG5490	50/dispenser, 200/cartone
Signature Latex Micro Miglior Sensibilità Tattile (triplo strato)	Generali, Neurochirurgiche, Vascolari, Plastica, Oculistica	Liscio	≥ 0.18 mm	Marrone chiaro	5.5-9	MSG5855-MSG5890	50/dispenser, 200/cartone
Signature Latex Essential Maggiore calzabilità e flessibilità (triplo strato)	Generali, utilizzare come sopra guanto	Liscio	0.21 mm	Crema/translucido	5.5-9	MSG5955-MSG5990	50/dispenser, 200/cartone
OR Standard PF Depolverato basic	Generali	Leggermente micro ruvido	0.22 mm	Crema/translucido	5.5-9	MSG5255-MSG5290	50/dispenser, 200/cartone

SPECIALISTICI

Signature Latex Grip Extra Textur per un miglior Grip	Chirurgia generale, ortopedia, neuro, oftalmica	Testurizzato	0.24 mm	Crema/translucido	5.5-9	MSG2955-MSG2990	50/dispenser, 200/cartone
Signature Latex Ortho Extra protezione con ultraspessore	Orto, Traumatologia, Alto Rischio	Leggermente micro ruvido	0.31 mm	Marrone	6.0-9	MSG5660-MSG5690	50/dispenser, 200/cartone
Signature Latex Green Sottoguanto verde scuro con Aloe	Cardiache, Traumatologiche, Ortopediche, Alto Rischio	Liscio	0.20 mm	Verde scuro	5.5-9	MSG5555-MSG5590	50/dispenser, 200/cartone

LATTICE CON POLVERE

OR Standard Lattice polverato basic	Generali	Leggermente micro ruvido	0.20 mm	Bianco	5.5-9	MSG4155-MSG4190	50/dispenser, 200/cartone
---	----------	--------------------------	---------	--------	-------	-----------------	---------------------------

GUANTI CHIRURGICI SINTETICI

STANDARD PORTFOLIO

	Procedure	Materiale	Grip dita	Spessore dita	Colore	Misure	Informazioni per l'ordine	Confezionamento
Neolon® 2G Policloroprene standard	Generali: ideale come sottoguanto e per cute sensibile	Policloroprene	Leggermente micro ruvido	0.23 mm	Marrone	5.5-9	MSG6055-MSG6090	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Evolution Sintetico Mix	Generali	Poliisoprene	Liscio	0.23 mm	Bianco	5.5-9	MSG9555-MSG9590	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Vantaggi del lattice senza lattice	Generali	Poliisoprene	Liscio	0.23 mm	Crema/translucido	5.5-9	MSG9055-MSG9090	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Micro Miglior Sensibilità Tattile	Generali, Neurologiche, Vascolari, Plastica, Oculistica	Poliisoprene	Liscio	0.20 mm	Crema/translucido	5.5-9	MSG9655-MSG9690	50/dispenser, 200/cartone

SPECIALISTICI

DermAssure™ Green Privo di acceleratori chimici	Generali: ideale per cute sensibile	Policloroprene	Liscio	0.20 mm	Verde scuro	5.5-9	MSG6555I-MSG6590I	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Ortho Spessore Extra - Protezione Extra	Cardiache, Traumatologiche, Ortopediche, Alto Rischio	Poliisoprene	Liscio	0.31 mm	Crema/translucido	6.0-9	MSG9460-MSG9490	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® PI Green con Aloe Sottoguanto verde scuro con Aloe	Cardiache, Traumatologiche, Ortopediche, Alto Rischio	Poliisoprene	Liscio	0.20 mm	Verde scuro	5.5-9	MSG9255-MSG9290	50/dispenser, 200/cartone
SensiCare® Shield Attenuazione radiazioni	Procedure fluoroscopiche che richiedono esposizione a radiazioni	Poliisoprene e Tungsteno	Leggermente micro ruvido	0.30 mm	Nero	6.5-9	MSG3965-MSG3990	5/dispenser, 20/cartone

Questo prodotto è un Dispositivo Medico di Classe IIa. Prima dell'utilizzo, consultare attentamente le istruzioni e i principi precauzionali riportati sulle relative etichette.

CE 2797 (BSI)  Medline International France SAS



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com