



Chirurgische handschoenen - bestelinformatie

Chirurgische latex handschoenen

Standaard assortiment

	Procedures	Textuur	Dikte	Kleur	Maat	Bestelinformatie	Verpakking
Signature Latex Prestatie + Bescherming	Algemeen	Grip: Glad	0.22 mm	Lichtbruin	5.5 - 9	MSG5455 - MSG5490	50/doos, 200/omdoos
Signature Latex Micro Uitstekende Tastgevoeligheid	Algemeen, Neuro, Vasculair, Plastisch, Oogheelkunde	Grip: Glad	0.20 mm	Lichtbruin	5.5 - 9	MSG5855 - MSG5890	50/doos, 200/omdoos
Signature Latex Essential Gemakkelijk aan te trekken & Flexibiliteit	Algemeen. Tophandschoen bij gebruik van dubbele handschoenen	Grip: Glad	0.23 mm	Crème/ doorzichtig	5.5 - 9	MSG5955 - MSG5990	50/doos, 200/omdoos
OR Standard PF Latex poedervrij	Algemeen	Grip: Licht geruwd	0.21 mm	Crème/ doorzichtig	5.5 - 9	MSG5255 - MSG5290	50/doos, 200/omdoos

Speciaal assortiment

Signature Latex Green Donkergroene onderhandschoen met Aloë Vera	Cardiologisch, Trauma, Orthopedisch, Hoog-Risico	Grip: Glad	0.19 mm	Donkergroen	5.5 - 9	MSG5555 - MSG5590	50/doos, 200/omdoos
---	---	------------	---------	-------------	---------	-------------------	------------------------

Latex, gepoederd

OR Standard Gepoederd Latex	Algemeen	Grip: Licht geruwd	0.21 mm	Wit	5.5 - 9	MSG4155 - MSG4190	50/doos, 200/omdoos
---------------------------------------	----------	--------------------	---------	-----	---------	-------------------	------------------------

Latexvrije chirurgische handschoenen

Standaard assortiment

	Procedures	Materiaal	Textuur	Dikte	Kleur	Maat	Bestelinformatie	Verpakking
Neolon® 2G Standaard polychloropreen	Algemeen. Tophandschoen bij gebruik van dubbele handschoenen	Polychloropreen	Grip: Licht geruwd	0.22 mm	Bruin	5.5 – 9	MSG6055 – MSG6090	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI Evolution PI mengsel	Algemeen	Polyisopreen	Grip: Glad	0.21 mm	Crème/ doorzichtig	5.5 – 9	MSG9555 – MSG9590	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI De prestaties van latex zonder het eiwit	Algemeen	Polyisopreen	Grip: Glad	0.23 mm	Crème/ doorzichtig	5.5 – 9	MSG9055 – MSG9090	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI Micro Voor Betere Tastgevoeligheid	Algemeen, Neuro, Vasculair, Plastisch, Oogheelkunde	Polyisopreen	Grip: Glad	0.20 mm	Crème/ doorzichtig	5.5 – 9	MSG9655 – MSG9690	50/doos, 200/omdoos

Speciaal assortiment

DermAssure™ Green Gemaakt zonder chemische versnellers	Algemene: ideaal voor de gevoelige huid, chemicaliën	Polychloropreen	Grip: Glad	0.21 mm	Donkergroen	5.5 – 9	MSG6555I – MSG6590I	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI Green with Aloe Speciale donkergroene onderhandschoen	Cardiologisch, Trauma, Orthopedisch, Hoog-Risico	Polyisopreen	Grip: Glad	0.21 mm	Donkergroen	5.5 – 9	MSG9255 – MSG9290	50/doos, 200/omdoos



Medline International Netherlands B.V.

Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL

Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495

www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Deze producten zijn klasse IIa medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML225-NL 04/2020.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

