

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN - BESTELINFORMATIE

CHIRURGISCHE LATEX HANDSCHOENEN

STANDAARD ASSORTIMENT

	Procedures	Textuur	Dikte	Kleur	Maat	Bestelinformatie	Verpakking
Signature Latex Prestatie + Bescherming	Algemeen	Grip: Glad	0.23 mm	Lichtbruin	5.5-9	MSG5455-MSG5490	50/doos, 200/omdoos
Signature Latex Micro Uitstekende Tastgevoeligheid	Algemeen, Neuro, Vasculair, Plastisch, Oogheelkunde	Grip: Glad	≥ 0.18 mm	Lichtbruin	5.5-9	MSG5855-MSG5890	50/doos, 200/omdoos
Signature Latex Essential Gemakkelijk aan te trekken & Flexibiliteit	Algemeen. Tophandschoen bij gebruik van dubbele handschoenen.	Grip: Glad	0.21 mm	Crème/ doorzichtig	5.5-9	MSG5955-MSG5990	50/doos, 200/omdoos
OR Standard PF Latex poedervrij	Algemeen	Grip: Licht geruwd	0.22 mm	Crème/ doorzichtig	5.5-9	MSG5255-MSG5290	50/doos, 200/omdoos

SPECIAAL ASSORTIMENT

Signature Latex Grip Extra Textuur Voor Meer Grip	Algemeen, orthopedisch, neurochirurgie, oogheelkunde	Met textuur	0.24 mm	Doorzichtig	5.5-9	MSG2955-MSG2990	50/doos, 200/omdoos
Signature Latex Ortho Extra dik, extra bescherming	Orthopedisch, Trauma, Hoog-Risico	Grip: Licht geruwd	0.31 mm	Bruin	6.0-9	MSG5660-MSG5690	50/doos, 200/omdoos
Signature Latex Green Donkergroene onderhandschoen met Aloë Vera	Cardiologisch, Trauma, Orthopedisch, Hoog-Risico	Grip: Glad	0.20 mm	Donkergroen	5.5-9	MSG5555-MSG5590	50/doos, 200/omdoos

LATEX, GEPOEDERD

OR Standard Gepoederd Latex	Algemeen: ideaal voor de gevoelige huid, gebruik met chemicaliën	Grip: Licht geruwd	0.20 mm	White	5.5-9	MSG4155-MSG4190	50/doos, 200/omdoos
---------------------------------------	--	--------------------	---------	-------	-------	-----------------	------------------------

LATEXVRIJE CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

STANDAARD ASSORTIMENT

	Procedures	Materiaal	Textuur	Dikte	Kleur	Maat	Bestelinformatie	Verpakking
Neolon® 2G Standaard polychloropreen	Algemeen. Tophandschoen bij gebruik van dubbele handschoenen	Polychloropreen	Grip: Licht geruwd	0.23 mm	Bruin	5.5-9	MSG6055-MSG6090	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI Evolution PI mengsel	Algemeen	Polyisopreen	Grip: Glad	0.23 mm	Crème/ doorzichtig	5.5-9	MSG9555-MSG9590	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI De prestaties van latex zonder het eiwit	Algemeen	Polyisopreen	Grip: Glad	0.23 mm	Crème/ doorzichtig	5.5-9	MSG9055-MSG9090	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI Micro Voor Betere Tastgevoeligheid	Algemeen, Neuro, Vasculair, Plastisch, Oogheelkunde	Polyisopreen	Grip: Glad	0.20 mm	Crème/ doorzichtig	5.5-9	MSG9655-MSG9690	50/doos, 200/omdoos

SPECIAAL ASSORTIMENT

DermAssure™ Green Gemaakt zonder chemische versnellers	Algemene: ideaal voor de gevoelige huid, chemicaliën	Polychloropreen	Grip: Glad	0.20 mm	Donkergroen	5.5-9	MSG6555I-MSG6590I	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI Ortho Extra Dik, Extra Bescherming	Algemeen orthopedisch, trauma, Hoog-Risico	Polyisopreen	Grip: Glad	0.31 mm	Crème/ doorzichtig	6.0-9	MSG9460-MSG9490	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® PI Green with Aloe Speciale donkergroene onderhandschoen	Cardiologisch, Trauma, Orthopedisch, Hoog-Risico	Polyisopreen	Grip: Glad	0.20 mm	Donkergroen	5.5-9	MSG9255-MSG9290	50/doos, 200/omdoos
SensiCare® Shield Verzwakt straling	Fluoroscopische procedures om handen te beschermen tegen strooistraling	Polyisopreen en wolfram	Grip: Licht geruwd	0.30 mm	Zwart	6.5-9	MSG3965-MSG3990	5/doos, 20/omdoos

Dit product is een klasse IIa medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en de voorzorgsmaatregelen.

CE 2797 (BSI)  Medline International France SAS
1100 Chemin de la Vallée
34100 Montpellier, France



Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel.: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel.: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

ALWAYS ON.