

Produktübersicht OP-Handschuhe



Synthetische OP-Handschuhe



	SensiCare® Neoprene Polychloropren der 2. Generation	SensiCare® PI Evolution Mischung aus Polyisopren (60 %) und Polychloropren (40 %)	SensiCare® PI Extra Schutz durch höhere Fingerdicke	SensiCare® PI Micro Hervorragendes Tastgefühl	DermAssure™ Green Hergestellt ohne chemische Beschleuniger	SensiCare® PI Green mit Aloe Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit pflegender Innenbeschichtung
Artikelnummer	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
Größe	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9
Material	Polychloropren	Polyisopren	Polyisopren	Polyisopren	Polychloropren	Polyisopren
Fingerdicke	0,22 mm	0,21 mm	0,23 mm	0,20 mm	0,21 mm	0,21 mm
Textur	Leicht texturiert	Griffigkeit: Glatt	Griffigkeit: Glatt	Griffigkeit: Glatt	Griffigkeit: Glatt	Griffigkeit: Glatt
Farbe	Braun	Creme/transparent	Creme/transparent	Creme/transparent	Dunkelgrün	Dunkelgrün
Packungseinheit	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
Eingriffe	Allgemeinchirurgie, ideal geeignet für Allergiker und als Unterziehhandschuh bei doppelter Behandschuhung	Allgemeinchirurgie	Allgemeinchirurgie	Allgemeinchirurgie, Neurologie, Augen Chirurgie, vaskuläre und plastische Chirurgie	Allgemeinchirurgie, ideal für Allergiker, erhöhter Schutz für Anwendung mit Zytostatika	Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und risikoreiche Operationen

OP-Handschuhe Latex



	Signature Latex Leistung und Schutz	Signature Latex Micro Hervorragendes Tastgefühl	Signature Latex Essential Leichter Anziehen und höherer Schutz	Signature Latex OR Die wirtschaftliche Alternative	Signature Latex Green Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit Innenbeschichtung aus Aloe vera
Artikelnummer	MSG5455 – MSG5490	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7295	MSG5555 – MSG5590
Größe	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9,5	5,5 – 9
Fingerdicke	0,22 mm	0,20 mm	0,23 mm	0,21 mm	0,19 mm
Textur	Griffigkeit: Glatt	Griffigkeit: Glatt	Griffigkeit: Glatt	Leicht texturiert	Griffigkeit: Glatt
Farbe	Hellbraun	Hellbraun	Creme/transparent	Creme/transparent	Dunkelgrün
Packungseinheit	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
Eingriffe	Allgemeinchirurgie	Allgemeinchirurgie, Augen Chirurgie, vaskuläre und plastische Chirurgie	Allgemeinchirurgie, obere Schicht beim Tragen doppelter Handschuhe	Allgemeinchirurgie	Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und risikoreiche Operationen

Make a
material
difference





Make a material difference





Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802
de.medline.eu
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100
de.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
de.medline.eu
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Die Handschuhe MSG72xx sind Medizinprodukte der Klasse IIa, zertifiziert durch DEKRA Certification B.V. (Benannte Stelle Nummer 0344).

Diese Produkte sind Medizinprodukte der Klasse IIa. Bitte lesen Sie vor der Nutzung die Bedienungshinweise sowie Hinweise auf der Verpackung.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML225_DE 05/2021.



HBM Medical
Colliemore House, Colliemore Road, Dalkey, Co.
Dublin, Ireland

CE 0344 (DEKRA Certification B.V.)



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

CE 2797 (BSI)