

# Produktübersicht OP-Handschuhe



## Synthetische OP-Handschuhe




	<b>SensiCare® Neoprene</b> Polychloropren der 2. Generation	<b>SensiCare® PI Evolution</b> Mischung aus Polyisopren (60 %) und Polychloropren (40 %)	<b>SensiCare® PI</b> Extra Schutz durch höhere Fingerdicke	<b>SensiCare® PI Micro</b> Hervorragendes Tastgefühl	<b>DermAssure™ Green</b> Hergestellt ohne chemische Beschleuniger	<b>SensiCare® PI Green mit Aloe</b> Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit pflegenden Innenbeschichtung
<b>Artikelnummer</b>	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
<b>Größe</b>	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9
<b>Material</b>	Polychloropren	Polyisoprenmischung	Polyisopren	Polyisopren	Polychloropren	Polyisopren
<b>Fingerdicke</b>	0,19 mm	0,20 mm	0,23 mm	0,20 mm	0,19 mm	0,21 mm
<b>Textur</b>	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt	Glatt
<b>Farbe</b>	Hellbraun	Creme	Creme	Creme	Dunkelgrün	Dunkelgrün
<b>Packungseinheit</b>	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>Eingriffe</b>	Allgemeinchirurgie, ideal geeignet für Allergiker und als Unterziehhandschuh bei doppelter Behandschuhung	Allgemeinchirurgie	Allgemeinchirurgie	Allgemeinchirurgie, Neurologie, Augen Chirurgie, vaskuläre und plastische Chirurgie	Allgemeinchirurgie, ideal für Allergiker, erhöhter Schutz für Anwendung mit Zytostatika	Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und risikoreiche Operationen

## OP-Handschuhe Latex



	<b>Signature Latex Micro</b> Hervorragendes Tastgefühl	<b>Signature Latex Essential</b> Leichter Anziehen und höherer Schutz	<b>Signature Latex OR</b> Die wirtschaftliche Alternative	<b>Signature Latex Green</b> Dunkelgrüner Unterziehhandschuh mit Innenbeschichtung aus Aloe vera
<b>Artikelnummer</b>	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7290	MSG5555 – MSG5590
<b>Größe</b>	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9	5,5 – 9
<b>Fingerdicke</b>	0,20 mm	0,23 mm	0,22 mm	0,19 mm
<b>Textur</b>	Glatt	Glatt	Leicht texturiert	Glatt
<b>Farbe</b>	Hellbraun	Creme	Creme	Dunkelgrün
<b>Packungseinheit</b>	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton	50 Paar/Box, 200 Paar/Karton
<b>Eingriffe</b>	Allgemeinchirurgie, Augen Chirurgie, vaskuläre und plastische Chirurgie	Allgemeinchirurgie, obere Schicht beim Tragen doppelter Handschuhe	Allgemeinchirurgie	Kardiologie, Traumatologie, Orthopädie und risikoreiche Operationen



Make a  
**material  
difference**





# Make a material difference



FOLLOW US  




**Medline International Germany GmbH**  
Medline-Straße 1-3  
47533 Kleve  
Deutschland



Tel.: +49 2821 7510-0  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA  
1204 Genf  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
[www.medline.eu/ch](http://www.medline.eu/ch)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich  
Tel: +43 800 201 878  
[www.medline.eu/at](http://www.medline.eu/at)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

Die Handschuhe MSG72xx sind Medizinprodukte der Klasse IIa, zertifiziert durch BSI (2797).  HBM Medical  
Collamore House, Collamore Road, Dalkey, Co.  
Dublin, Ireland  2797 (BSI)

Diese Produkte sind Medizinprodukte der Klasse IIa. Bitte lesen Sie vor der Nutzung die Bedienungshinweise sowie Hinweise auf der Verpackung.  Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML225\_DE 10/2023.