

# Guía de referencias de guantes quirúrgicos



## Guantes quirúrgicos sin látex




	<b>SensiCare® Neoprene</b> Policloropreno estándar	<b>SensiCare® PI Evolution</b> Combinación de PI	<b>SensiCare® PI</b> El mismo rendimiento del látex sin sus repercusiones	<b>SensiCare® PI Micro</b> Mayor Sensibilidad Táctil	<b>DermAssure™ Green</b> Fabricado sin aceleradores químicos	<b>SensiCare® PI Green con Aloe</b> Guante interior verde oscuro con Aloe
<b>Referencia</b>	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
<b>Tallas</b>	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
<b>Material</b>	Policloropreno	Mixtura de Poliisopreno	Poliisopreno	Poliisopreno	Policloropreno	Poliisopreno
<b>Grosor</b>	0.19 mm	0.20 mm	0.23 mm	0.20 mm	0.19 mm	0.21 mm
<b>Textura</b>	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave
<b>Color</b>	Marrón claro	Crema	Crema	Crema	Verde Oscuro	Verde Oscuro
<b>Envasado</b>	50/dispensador, 200/caja	50/dispensador, 200/caja	50/dispensador, 200/caja	50/dispensador, 200/caja	50/dispensador, 200/caja	50/dispensador, 200/caja
<b>Cirugías</b>	Cirugía General, ideal para profesionales con piel sensible y para realizar técnica de doble guante	General	General	General, Neurocirugía, Vascular, Plástica, Oftalmología	Cirugía general, ideal para pieles sensibles y uso con químicos	Cardíaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo

## Guantes quirúrgicos de látex



	<b>Signature Latex Micro</b> Excelente Sensibilidad Táctil	<b>Signature Latex Essential</b> Mejor calzado y una mayor flexibilidad	<b>Signature Latex OR</b> Látex sin polvo	<b>Signature Latex Green</b> Guante interior verde oscuro con Aloe
<b>Referencia</b>	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7290	MSG5555 – MSG5590
<b>Tallas</b>	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
<b>Grosor</b>	0.20 mm	0.23 mm	0.22 mm	0.19 mm
<b>Textura</b>	Suave	Suave	Microtexturado	Suave
<b>Color</b>	Marrón claro	Crema	Crema	Verde Oscuro
<b>Envasado</b>	50/dispensador, 200/caja	50/dispensador, 200/caja	50/dispensador, 200/caja	50/dispensador, 200/caja
<b>Cirugías</b>	General Neurocirugía, Vascular, Plástica, Oftalmología	Cirugía general, Se puede utilizar como guante exterior al realizar la técnica de doble guante	General	Cardíaca, Trauma, Ortopedia, Alto Riesgo





# Make a material difference





**Medline International Iberia S.L.U**



Parque Empresarial San Fernando  
Edificio Munich, Planta Baja, local B  
Avenida de Castilla 2  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602

[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)

Pedidos: [es-pedidos@medline.com](mailto:es-pedidos@medline.com)

Atención al Cliente: [es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

Los guantes MSG72xx son producto sanitario clase IIa certificados por BSI (2797).  HBM Medical  
Colliemore House, Colliemore Road, Dalkey, Co.  
Dublin, Ireland  2797 (BSI)

Los Guantes Quirúrgicos de Medline son Producto Sanitario Clase IIa. Previo a su uso, por favor consulte las instrucciones y precauciones en la etiqueta correspondiente.



Medline International France SAS  
5 Rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France

 2797 (BSI)

Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pudiera haber en este folleto.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP. ML225\_ES 08/2023.