

Portfolio gants de chirurgie



Gants de chirurgie sans latex




	SensiCare® Neoprene Polychloroprène standard	SensiCare® PI Evolution Polyisoprène	SensiCare® PI Même performance que le latex sans les protéines allergènes	SensiCare® PI Micro Meilleure Sensibilité Tactile	DermAssure™ Green Sans accélérateur chimique	SensiCare® PI Green with Aloe Sous-gant vert foncé avec aloe vera, pour les procédures spécifiques
Référence	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
Taille	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Matériau	Polychloroprène	Hybride Polyisoprène	Polyisoprène	Polyisoprène	Polychloroprène	Polyisoprène
Épaisseur	0.19 mm	0.20 mm	0.23 mm	0.20 mm	0.19 mm	0.21 mm
Surface	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
Couleur	Marron clair	Crème	Crème	Crème	Vert foncé	Vert foncé
Conditionnement	50/boîte, 200/carton	50/boîte, 200/carton	50/boîte, 200/carton	50/boîte, 200/carton	50/boîte, 200/carton	50/boîte, 200/carton
Types de chirurgie	Générale. Solution idéale pour les professionnels à la peau sensible et pour le double gantage	Générale	Générale	Générale, neurologie, vasculaire, plastique, ophtalmologique	Générale. Solution idéale pour les peaux sensibles et allergiques aux accélérateurs chimiques	Cardiaque, traumatologie, orthopédique, intervention à haut risque

Gants de chirurgie latex



	Signature Latex Micro Meilleure Sensibilité Tactile	Signature Latex Essential Meilleur enfilage et plus de flexibilité	Signature Latex OR Gant d'intervention latex, non-poudré	Signature Latex Green Sous-gant vert foncé à l'Aloé Vera
Référence	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7290	MSG5555 – MSG5590
Taille	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Épaisseur	≥0.18 mm	≥0.21 mm	0.22 mm	0.19 mm
Surface	Lisse	Lisse	Micro texturé	Lisse
Couleur	Marron clair	Crème	Crème	Vert foncé
Conditionnement	50/boîte, 200/carton	50/boîte, 200/carton	50/boîte, 200/carton	50/boîte, 200/carton
Types de chirurgie	Générale, neurologique, vasculaire, plastique et ophtalmologique	Générale. Peut être utilisé en tant que gant supérieur lors d'un double gantage	Générale	Cardiaque, traumatologie, orthopédique, intervention à haut risque


Make a
material
difference





Make a material difference



FOLLOW US  







Medline International France SAS
2 Rue Rene Caudron
Batiment 13F
Parc D Affaires Le Val Saint Quentin
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 130 05 34 34
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
www.medline.eu/be
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associés SA
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

Les gants d'intervention MSG72xx sont des Dispositifs médicaux de classe IIa certifiés par BSI (2797).  HBM Medical
Collemore House, Collemore Road, Dalkey, Co.
Dublin, Ireland  2797 (BSI)

Les gants de chirurgie Medline sont des Dispositifs Médicaux de Classe IIa. Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.
© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. ML225_FR 08/2023.