

Guida per ordinare i guanti chirurgici



Guanti chirurgici sintetici



	SensiCare® Neoprene Policloroprene standard	SensiCare® PI Evolution Sintetico Mix	SensiCare® PI Performante come il lattice ma senza proteine	SensiCare® PI Micro Miglior Sensibilità Tattile	DermAssure™ Green Privo di acceleratori chimici	SensiCare® PI Green with Aloe Sottoguento verde scuro con Aloe
Codice articolo	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
Misure	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Materiale	Policloroprene	Poliisoprene	Poliisoprene	Poliisoprene	Policloroprene	Poliisoprene
Spessore dita	0.22 mm	0.21 mm	0.23 mm	0.20 mm	0.21 mm	0.21 mm
Grip dita	Leggermente micro ruvido	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio	Liscio
Colore	Marrone	Crema/translucido	Crema/translucido	Crema/translucido	Verde scuro	Verde scuro
Confezionamento	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone
Procedure	Generali: ideale come sottoguento e per cute sensibile	Generali	Generali	Generali, Neurologiche, Vascolari, Plastica, Oculistica	Generali: ideale per cute sensibile	Cardiache, Traumatologiche, Ortopediche, Alto Rischio

Guanti chirurgici in lattice



	Signature Latex Prestazioni + Protezione	Signature Latex Micro Miglior Sensibilità Tattile	Signature Latex Essential Maggiore calzabilità e flessibilità	Signature Latex OR Depolverato basic	Signature Latex Green Sottoguento verde scuro con Aloe
Codice articolo	MSG5455 – MSG5490	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7295	MSG5555 – MSG5590
Misure	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9.5	5.5 – 9
Spessore dita	0.22 mm	0.20 mm	0.23 mm	0.21 mm	0.19 mm
Grip dita	Liscio	Liscio	Liscio	Leggermente micro ruvido	Liscio
Colore	Marrone chiaro	Marrone chiaro	Crema/translucido	Crema/translucido	Verde scuro
Confezionamento	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone
Procedure	Generali	Generali, Neurochirurgiche, Vascolari, Plastica, Oculistica	Generali, utilizzare come sopra guanto	Generali	Cardiache, Traumatologiche, Ortopediche, Alto Rischio





Make a material difference



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale



Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

it.medline.eu
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle, c/o MN & Associates SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

it.medline.eu
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

I guanti MSG72xx sono Dispositivi Medici di classe IIa, certificati da DEKRA Certification B.V. (Organismo Notificato numero 0344).

Questi prodotti sono dispositivi medici di classe IIa. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML225_IT 05/2021.



HBM Medical
Collemore House, Collemore Road, Dalkey, Co.
Dublin, Ireland

CE 0344 (DEKRA Certification B.V.)



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

CE 2797 (BSI)