

Guida per ordinare i guanti chirurgici



Guanti chirurgici sintetici



	SensiCare® Neoprene Policloroprene standard	SensiCare® PI Evolution Sintetico Mix	SensiCare® PI Performante come il lattice ma senza proteine	SensiCare® PI Micro Miglior Sensibilità Tattile	DermAssure™ Green Privo di acceleratori chimici	SensiCare® PI Green con Aloe Sottoguanto verde scuro con Aloe
Codice articolo	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
Misure	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Materiale	Policloroprene	Miscela polisoprene	Poliisoprene	Poliisoprene	Policloroprene	Poliisoprene
Spessore dita	0.19 mm	0.20 mm	0.23 mm	0.20 mm	0.19 mm	0.21 mm
Grip dita	Liscia	Liscia	Liscia	Liscia	Liscia	Liscia
Colore	Marrone chiaro	Crema	Crema	Crema	Verde scuro	Verde scuro
Confezionamento	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone
Procedure	Chirurgia generale: ideale come sottoguanto e per cute sensibile	Chirurgia generale	Chirurgia generale	Chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia plastica ed oculistica	Chirurgia generale: ideale per cute sensibile	Procedure di cardiocirurgia, ortopedia, traumatologia, chirurgia ad alto rischio

Guanti chirurgici in lattice



	Signature Latex Micro Miglior Sensibilità Tattile	Signature Latex Essential Maggiore calzabilità e flessibilità	Signature Latex OR Lattice depolverato	Signature Latex Green Sottoguanto verde scuro con Aloe
Codice articolo	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7290	MSG5555 – MSG5590
Misure	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Spessore dita	0.20 mm	0.23 mm	0.22 mm	0.19 mm
Grip dita	Liscia	Liscia	Micro testurizzata	Liscia
Colore	Marrone chiaro	Crema	Crema	Verde scuro
Confezionamento	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone	50/dispenser, 200/cartone
Procedure	Chirurgia generale, neurochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia plastica, oculistica	Chirurgia generale, utilizzare come sopra guanto	Chirurgia generale	Procedure di cardiocirurgia, ortopedia, traumatologia, chirurgie ad alto rischio

Make a
material
difference





Make a material difference



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11
www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

I guanti MSG72xx sono Dispositivi Medici di classe IIa, certificati da BSI (2797).  HBM Medical
Coliemore House, Coliemore Road, Dalkey, Co.
Dublin, Ireland  2797 (BSI)

I guanti chirurgici Medline sono dispositivi medici di classe IIa. Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le precauzioni sull'etichette prodotto.  Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. ML225_IT 10/2023.