

Chirurgische handschoenen - bestelinformatie



Latexvrije chirurgische handschoenen



	SensiCare® Neoprene Standaard polychloropreen	SensiCare® PI Evolution PI mengsel	SensiCare® PI De prestaties van latex zonder het eiwit	SensiCare® PI Micro Voor Betere Tastgevoeligheid	DermAssure™ Green Gemaakt zonder chemische versnellers	SensiCare® PI Green with Aloe Speciale donkergroene onderhandschoen
Bestelinformatie	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
Maat	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Materiaal	Polychloropreen	Polyisopreen	Polyisopreen	Polyisopreen	Polychloropreen	Polyisopreen
Dikte	0.22 mm	0.21 mm	0.23 mm	0.20 mm	0.21 mm	0.21 mm
Textuur	Grip: Licht geruwd	Grip: Glad	Grip: Glad	Grip: Glad	Grip: Glad	Grip: Glad
Kleur	Bruin	Crème/doorzichtig	Crème/doorzichtig	Crème/doorzichtig	Donkergroen	Donkergroen
Verpakking	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos
Procedures	Algemeen. Tophandschoen bij gebruik van dubbele handschoenen	Algemeen	Algemeen	Algemeen, Neuro, Vasculair, Plastisch, Oogheelkunde	Algemene: ideaal voor de gevoelige huid, chemicaliën	Cardiologisch, Trauma, Orthopedisch, Hoog-Risico

Chirurgische latex handschoenen



	Signature Latex Prestatie + Bescherming	Signature Latex Micro Uitstekende Tastgevoeligheid	Signature Latex Essential Gemakkelijk aan te trekken & Flexibiliteit	Signature Latex OR Latex poedervrij	Signature Latex Green Donkergroene onderhandschoen met Aloë Vera
Bestelinformatie	MSG5455 – MSG5490	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7295	MSG5555 – MSG5590
Maat	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9.5	5.5 – 9
Dikte	0.22 mm	0.20 mm	0.23 mm	0.21 mm	0.19 mm
Textuur	Grip: Glad	Grip: Glad	Grip: Glad	Grip: Licht geruwd	Grip: Glad
Kleur	Lichtbruin	Lichtbruin	Crème/doorzichtig	Crème/doorzichtig	Donkergroen
Verpakking	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos	50/doos, 200/omdoos
Procedures	Algemeen	Algemeen, Neuro, Vasculair, Plastisch, Oogheelkunde	Algemeen. Tophandschoen bij gebruik van dubbele handschoenen	Algemeen	Cardiologisch, Trauma, Orthopedisch, Hoog-Risico

Make a
material
difference





Make a material difference





Medline International B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
medline.eu
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
nl.medline.eu
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium BV
Legal seat: Place Marcel Broodthaers 8
1060 Saint-Gilles
Commercial address: Culliganlaan 2G
1831 Diegem (Machelen)
België
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
nl.medline.eu
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

MSG72xx handschoenen zijn klasse IIa medische hulpmiddelen gecertificeerd door DEKRA Certification B.V. (notified body nummer 0344).



HBM Medical
Colliemore House, Colliemore Road, Dalkey, Co.
Dublin, Ireland




0344 (DEKRA Certification B.V.)

Deze producten zijn klasse IIa medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubouillant, France



2797 (BSI)

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten in deze brochure te verbeteren.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML225_NL 05/2021.