

Guia de referências de luvas cirúrgicas



Luvas cirúrgicas sem latex



	SensiCare® Neoprene Policloropreno Standard	SensiCare® PI Evolution Combinação de PI	SensiCare® PI O redimento do látex sem proteínas de látex	SensiCare® PI Micro Maior sensibilidade tátil	DermAssure™ Green Fabricada sem aceleradores químicos	SensiCare® PI Green with Aloe Luva interior verde escuro
Referência	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
Tamanho	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Material	Policloropreno	Mistura de Poliisopreno	Poliisopreno	Poliisopreno	Policloropreno	Poliisopreno
Espessura	0.19 mm	0.20 mm	0.23 mm	0.20 mm	0.19 mm	0.21 mm
Textura	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave
Cor	Marron claro	Creme	Creme	Creme	Verde Escuro	Verde Escuro
Embalagem	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa
Cirurgias	Cirurgia Geral, Peles Sensíveis e para o uso de luva dupla	Cirurgia Geral	Cirurgia Geral	Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Vascular, Plástica e Oftalmologia	Cirurgia Geral. Ideal para peles sensíveis e utilização com produtos químicos	Cirurgia Cardíaca, Ortopedia e Traumatologia. Cirurgia de Alto Risco

Luvas cirúrgicas de latex



	Signature Latex Micro Excelente Sensibilidade Tátil	Signature Latex Essencial Revestimento de Nitrilo que facilita o calçar da luva e uma maior flexibilidade	Signature Latex OR Látex sem Pó	Signature Latex Green Luva interna verde com Aloe
Referência	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7290	MSG5555 – MSG5590
Tamanho	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Espessura	0.20 mm	0.23 mm	0.22 mm	0.19 mm
Textura	Suave	Suave	Micro texturizado	Suave
Cor	Marron claro	Creme	Creme	Verde Escuro
Embalagem	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa
Cirurgias	Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Vascular, Plástica, Oftalmologia	Cirurgia geral como luva exterior durante a utilização de luva dupla	Cirurgia Geral	Cirurgia Cardíaca, Ortopedia e Traumatologia. Alto Risco

Make a
material
difference





Make a material difference



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Telemóvel: +351 800 110 253
www.medline.eu/pt
Encomendas: pt-pedidos@medline.com
Atenção ao Cliente: pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

As luvas MSG72xx são dispositivos médicos de classe IIa certificados por BSI(2797).  BSM Medical
Cullinstown House, Cullinstown Road, Dalkey, Co.
Dublin, Ireland  2797 (BSI)

As luvas cirúrgicas Medline são dispositivos médicos de classe IIa. Antes de usar, consulte as instruções e precauções na rotulagem correspondente.  Medline International France SAS
2 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France  2797 (BSI)

Reservamos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. ML225_PT 08/2023.