

Guia de referências de luvas cirúrgicas



Luvas cirúrgicas sem latex



	SensiCare® Neoprene Policloropreno Standard	SensiCare® PI Evolution Combinação de PI	SensiCare® PI O redimento do látex sem proteínas	SensiCare® PI Micro Maior sensibilidade tátil	DermAssure™ Green Fabricada sem aceleradores químicos	SensiCare® PI Green with Aloe Luva interior verde escuro
Referência	MSG6355 – MSG6390	MSG9555 – MSG9590	MSG9055 – MSG9090	MSG9655 – MSG9690	MSG6555 – MSG6590	MSG9255 – MSG9290
Tamanho	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9
Material	Polychloroprene	Polyisoprene	Polyisoprene	Polyisoprene	Polychloroprene	Polyisoprene
Espessura	0.22 mm	0.21 mm	0.23 mm	0.20 mm	0.21 mm	0.21 mm
Textura	Ligeiramente Rugosa	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave
Cor	Castanha	Creme	Creme	Creme	Verde Escuro	Verde Escuro
Embalagem	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa
Cirurgias	Cirurgia Geral, Peles Sensíveis e para o uso de luva dupla	Cirurgia Geral	Cirurgia Geral	Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Vascular, Plástica e Oftalmologia	Cirurgia Geral. Ideal para peles sensíveis e utilização com produtos químicos	Cirurgia Cardíaca, Ortopedia e Traumatologia. Cirurgia de Alto Risco

Luvas cirúrgicas de latex



	Signature Latex Rendimento + Proteção	Signature Latex Micro Excelente Sensibilidade Tátil	Signature Latex Essencial Revestimento de Nitrilo que facilita o calçar da luva e uma maior flexibilidade	Signature Latex OR Látex sem Pó	Signature Latex Green Luva interna verde com Aloe
Referência	MSG5455 – MSG5490	MSG5855 – MSG5890	MSG5955 – MSG5990	MSG7255 – MSG7295	MSG5555 – MSG5590
Tamanho	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9	5.5 – 9.5	5.5 – 9
Espessura	0.22 mm	0.20 mm	0.23 mm	0.21 mm	0.19 mm
Textura	Suave	Suave	Suave	Ligeiramente Rugosa	Suave
Cor	Beje	Beje	Creme	Creme	Verde Escuro
Embalagem	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa	50/Dispensadora, 200/Caixa Externa
Cirurgias	Cirurgia Geral	Cirurgia Geral, Neurocirurgia, Vascular, Plástica, Oftalmologia	Cirurgia geral como luva exterior durante a utilização de luva dupla	Cirurgia Geral	Cirurgia Cardíaca, Ortopedia e Traumatologia. Alto Risco







Make a material difference



Medline International Portugal Unipessoal LDA
Avenida do Brasil, 43-3º Direito
1700-062 Lisboa
Portugal
Linha Azul: +351 808 291 921
Fax: +351 808 291 922
www.medline.eu/pt
pt-atencaocliente@medline.com

FOLLOW US  

As luvas MSG72xx são dispositivos médicos de classe IIa certificados por DEKRA Certification B.V. (número do organismo notificado 0344).

Estes produtos são dispositivos médicos classe IIa. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.

Reservamos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ocorrer nesta brochura.

© 2021 Medline Industries, Inc. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, Inc. ML225_PT 09/2021.



HBM Medical
Collimore House, Collimore Road, Dalkey, Co.
Dublin, Ireland

CE 0344 (DEKRA Certification B.V.)



Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

CE 2797 (BSI)