

Poche de froid périnéale instantanée



Pour garantir confort et soulager la douleur

Le saviez-vous ?

Une grande majorité des femmes souffre de traumatismes périnéaux lors d'un accouchement par voie basse. Jusqu'à neuf primipares sur 10 donnant naissance par voie basse souffriront d'une déchirure, de plaies ou subiront une épisiotomie. Les traumatismes périnéaux sont largement associés à des douleurs et des complications post-natales.¹

Que faisons-nous face à ce problème ?

La poche de froid instantané périnéale de Medline apaise les douleurs et réduit l'inflammation à la suite d'une naissance par voie basse ou par césarienne. Ce produit peut être directement appliqué sur la région périnéale afin de garantir un confort maximum grâce au froid.

Avantages et caractéristiques

- Grande capacité d'absorption de l'avant vers l'arrière
- Extrêmement facile à appliquer et à retirer
- Bande adhésive pour un positionnement sûr
- Destiné à un usage unique



Informations de commande

Référence	Description	Dimension	Référence du conditionnement
CPACKP	Poche de froid périnéale	11,4 x 36,2 cm (4,5 x 14,5 po.)	24

Conseil d'utilisation

Appliquez cette poche moins de 20 minutes par utilisation afin d'éviter toute lésion nerveuse, tissulaire et cutanée.



Pour plus d'informations, scannez le code QR, contactez votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web à l'adresse www.medline.eu/fr

¹<https://www.rcog.org.uk/for-the-public/perineal-tears-and-episiotomies-in-childbirth/perineal-tears-during-childbirth>

Ce produit est un dispositif médical de classe IIa non stérile destiné à l'usage des professionnels de santé. Avant utilisation, consulter et respecter les instructions et les précautions d'emploi sur l'étiquette correspondante.



LOTUS NL B.V.
Koningin Julianaplein 10
1e Verd. 2595AA, La Haye, Pays-Bas
1639 (SGS Belgique SA)

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur susceptible d'apparaître dans cette brochure.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, États-Unis.
ML1351_FR 01/2023