

# Pack de Frio Instantâneo Perineal



Para conforto e alívio da dor

## Sabia que?

A maioria das mulheres sofrem traumatismo perineal durante o parto vaginal normal. Até 9 em cada 10 mães pela primeira vez que deram à luz por parto vaginal irão sentir desconforto provocado pela episiotomia ou pelo rasgo. O traumatismo perineal está amplamente associado a dor e complicações após o parto.<sup>1</sup>

## De que forma estamos a responder a isto?

O Pack de Frio Instantâneo Perineal da Medline ajuda a aliviar o dorido e a reduzir o inchaço após o trabalho de parto ou cirurgia. Este produto pode ser aplicado diretamente na zona perineal para proporcionar o máximo de conforto graças ao frio.

## Principais vantagens e características

- Confere absorvência adicional graças a uma zona frente-trás comprida
- Extremamente fácil de aplicar e remover
- Tira adesiva para garantir uma colocação segura
- Destinado a utilização única



## Informações de encomenda

Referência	Descrição	Dimensões	Número do componente do pack
CPACKP	Pack de Gelo Perineal	11,4 x 36,2 cm (4.5 x 14.5 in)	24

## Dica de boas práticas

A aplicação deste pack durante menos de 20 minutos de cada vez ajuda a evitar lesões nos nervos, tecidos e pele.



Para mais informações, leia o código QR, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website em [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)

<sup>1</sup><https://www.rcog.org.uk/for-the-public/perineal-tears-and-episiotomies-in-childbirth/perineal-tears-during-childbirth>

Este produto é um dispositivo médico classe IIa não estéril destinado a ser utilizado por profissionais de saúde. Antes da utilização, consulte as instruções e precauções no respetivo rótulo.



LOTUS NL B.V.  
Koningin-Julianaplein 10  
1e Verd. 2595AA, Haia, Países Baixos



1639 (SGS Bélgica)

Todos os direitos reservados. Reservamo-nos o direito de corrigir quaisquer erros que possam ter ocorrido.

© 2023 Medline Industries, LP. Medline é uma marca comercial registada da Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, EUA.  
ML1351\_PT 01/2023