




CUIDADO AVANZADO
DE HERIDAS


PLUROGEL[®]

APÓSITO PARA HERIDAS Y QUEMADURAS



Tecnología[™] Matriz Micelar

UN TRATAMIENTO ÚNICO PARA EL CUIDADO DE LAS HERIDAS.



PluroGel Matriz Micelar

PluroGel mantiene la humedad en la herida y controla la pérdida de líquido, ayudando a proteger el tejido sano y a suavizar los desechos de la herida.



PluroGel es un apósito tensioactivo concentrado, ideal para tratar quemaduras y heridas. Utiliza la Tecnología™ Matriz Micelar. Ayuda a la regeneración de células a la vez que mantiene un ambiente húmedo óptimo de curación para heridas húmedas lo que promueve el desbridamiento autolítico. PluroGel protege el tejido sano y además elimina los residuos que deja la herida.

El confort del paciente es lo primero

100% soluble en agua

PluroGel ablanda los residuos de la herida y permite su fácil enjuague, creando una experiencia positiva en los cambios de apósito.

Fórmula suave y no irritante

Permite una experiencia sin dolor para el paciente.

Mejor adherencia a las heridas

PluroGel mantiene su consistencia, lo que le permite permanecer en su sitio ofreciendo una mejor protección.



MANTIENE LA CONSISTENCIA

Anatomía de una micela

ILUSTRACIÓN DE UNA MICELA

PluroGel contiene micelas tensioactivas. La superficie hidrófila de las micelas se une con el agua, facilitando su movimiento en el entorno de la herida. El exudado y los residuos de la herida se absorben dentro del núcleo hidrófobo, lo que permite una limpieza eficaz de la herida.



Información sobre pedidos



Referencia	Descripción	Envase
0102-170050	PluroGel 50 en frasco	24/caja
0102-170400	PluroGel 400 en frasco	6/caja



Referencia	Descripción	Envase
0102-100050	PluroGel PSSD 50 en frasco	24/caja
0102-101050	PluroGel PSSD 50 en tubo	12/caja
0102-100400	PluroGel PSSD 400 en frasco	6/caja

- PluroGel PBWD (referencias 0102-170050 y 0102-170400) es un producto sanitario clase IIa no estéril.
- PluroGel PSSD (referencias 0102-100050, 0102-101050 y 0102-100400) con sulfadiazina de plata es un producto sanitario clase III.

Estos productos se destinan para ser usados por profesionales sanitarios. Antes de usar, consulte las instrucciones y precauciones en su etiquetado correspondiente.

Para más información contacte con su representante de ventas o visite nuestra web www.medline.eu/es.



**ALWAYS
ON.**

Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Avenida de Castilla, 2
Edificio Munich, Planta Baja
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tfno: +34 900 600 602
Fax: +34 900 600 603
www.medline.eu/es