

QuickSuite®

OP-Tischabdeckungs-Sets



**Mehr
Effizienz.
Mehr
Sicherheit.**



OP-Wechselzeiten verkürzen und Patientensicherheit erhöhen

Die QuickSuite® OP-Tischabdeckungs-Sets von Medline helfen Ihnen, die Herausforderungen im OP zu meistern:

Mehr Effizienz

QuickSuite® bestehen aus verschiedenen Einwegkomponenten, die eine hygienisch einwandfreie Aufbereitung des Operationstisches ermöglichen. Durch die schnelle und effiziente Abdeckung des OP-Tisches können kostbare Wechselzeiten reduziert werden. Zudem entfallen sowohl Waschkosten als auch zusätzliche Kosten für Leinenwäsche sowie die zeitintensive Aufbereitung von OP-Tischoberflächen.

Mehr Sicherheit


QuickSuite® Komponenten sind Einwegprodukte, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden. Medline bietet Ihnen eine Auswahl an verschiedenen Produkten, darunter die hochabsorbierende Sahara OP-Tischabdeckung. Diese hält die Haut des Patienten trocken und schützt sie so vor Hautmazeration. Die flüssigkeitsundurchlässige Unterseite der Sahara OP-Tischabdeckung bietet zudem zuverlässigen Schutz auch für OP-Tischoberflächen.

OP-Tischabdeckung Sahara

Feuchtigkeit ist eine der häufigsten Ursachen für die Bildung von Hautmazerationen und -verletzungen. Die Sahara OP-Tischabdeckungen absorbieren über die gesamte Fläche bis zu 3,7 Liter Flüssigkeit pro Quadratmeter⁽¹⁾ und reduzieren somit diese Risiken.

VORTEILE

- Schnelle Aufnahme von Flüssigkeit durch Polymertechnologie zum Schutz der Haut
- Drei unterschiedliche Größen für verschiedene Anwendungsgebiete: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm und 100 x 310 cm
- Gesteptes Muster für optimale Flüssigkeitsverteilung
- Weiche Oberfläche für Patientenkomfort
- Geringes Risiko für Kreuzkontaminationen, da es sich um ein Einwegprodukt handelt
- Geringe Fusselbildung
- Die rutschfeste Variante der Sahara OP-Tischabdeckung eignet sich besonders für Eingriffe mit gekipptem OP-Tisch



⁽¹⁾Daten auf Anfrage

Wählen Sie Ihr Set

Medline bietet verschiedene Komponenten und Sets an und ermöglicht somit effektive, auf Ihren OP zugeschnittene Lösungen.

Artikelnummer	Sahara OP-Tischabdeckung			Umlagerungstuch		Armlehnenbezug	Armlehnenbezug mit elastischem Gummizug	Abdeckung Kopfauflage		Körpurgurt für Patienten	Verpackungseinheit (St./Karton)
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	100 x 310 cm	102 x 152 cm	152 x 198 cm			38 x 39 cm	45 x 55 cm		
DYND4060SBE	x										20
DYND4090SBE		x									20
QSS01 ⁽²⁾			x								20
DYNDDS4060E				x							50
DYNDDS6078E					x						48
QSACOVER						x					100
DYKQSHPC1CEA								x			300
QSHPC									x		300
ORS01										x	24
DYKQSUITEL2CEA		x		x							24
DYKQSUITEL2CEASB ⁽²⁾		x		x							24
DYKQSUITEL3CEA		x		x		x					16
DYKQSUITEL4CEA		x		x		x		x			16
DYKQS01	x			x		x					30
DYKQSC01 ⁽³⁾		x		x			x			x	16

⁽²⁾Diese Artikel haben keine rutschfeste Unterseite, alle anderen "Sahara" OP-Tischabdeckungen verfügen über eine rutschfeste Unterseite.

⁽³⁾Dieses Produkt enthält drei Einweg-Unterlagen.

Wählen Sie das passende Zubehör

Zusätzlich zu den einzelnen Abdeckkomponenten und Tischabdeckungs-Sets bietet Medline für die Sicherheit und den Komfort des Patienten weiteres Zubehör für den perioperativen Einsatz, wie zum Beispiel die Einweg-Patientendecke:



VORTEILE

- Atmungsaktive, reißfeste und sanft zur Haut, nicht reizende Patientenwärmedecke
- Zweiteiliger Einweg-Körpurgurt zur Unterstützung einer stabilen Patientenlagerung



Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Packfaktor (St./Karton)
DORB01 ⁽⁴⁾	Einweg-Patientendecke	110 x 210 cm	30
ORS01	Einweg-Körpurgurt	83.5 x 10 cm	24

⁽⁴⁾Die Patientendecke kann in einem Wärmeschrank erwärmt werden und erhöht so zusätzlich den Komfort für den Patienten. Jede Patientendecke ist zudem einzeln verpackt.

Verbessern Sie die OP-Effizienz



Mehr Sicherheit.

Verringern Sie das Risiko von Kreuzkontamination durch die absorbierende Sahara OP-Tischabdeckung.



Mehr Effizienz.

Verkürzen Sie die Wechselzeiten durch die leicht zu handhabenden, perfekt auf Ihre Bedürfnisse angepassten Sets.



Reduzierte Kosten.

Vermeiden Sie Kosten, die mit der Nutzung und Aufbereitung von Mehrweg-Wäsche verbunden sind und schützen Sie Ihre OP-Ausrüstung.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de



Medline International Germany GmbH
Medline-Straße 1-3
47533 Kleve
Deutschland

Tel.: +49 2821 7510-0
Fax: +49 2821 7510-7802

www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genf
Schweiz

Tel: +41 848 244 433
Fax: +41 848 244 100

www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879

www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Alle Produkte (mit Ausnahme von DORB01) sind nicht sterile Medizinprodukte der Klasse I und zur Anwendung durch medizinische Fachkräfte bestimmt. Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen oder das Etikett.

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML129-DE 05/2020.