

# Kits cobertores de mesa quirúrgica QuickSuite®

Kit todo en uno para mesa de quirófano



**Mejore la  
eficacia  
promoviendo  
la seguridad.**



## Reduce los tiempos de cambio entre cirugías y promueve la seguridad del paciente.

Los Kits protectores de mesa quirúrgica de Medline QuickSuite® constan de diferentes componentes desechables para preparar la mesa antes de la cirugía y hacer el cambio rápido para la siguiente. QuickSuite® le ayuda a vencer algunos de los desafíos más importantes en un quirófano.

### Impulse la eficiencia

Los Kits cobertores de mesa quirúrgica QuickSuite® contienen todo lo necesario para la preparación del siguiente procedimiento rápido y eficazmente.

### Promueva la seguridad

Los artículos QuickSuite® son de un solo uso y se desechan después del procedimiento, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada. Con QuickSuite® dispone de una gama de productos que incluye nuestra sábana Sahara súper absorbente que consigue mantener al paciente seco y cómodo. La capa impermeable de nuestra sábana Sahara protege a su vez la mesa, ya que impide el contacto con los líquidos.

### Costes más bajos


Los diferentes kits QuickSuite® tienen todo lo necesario para la preparación de la mesa y ayuda a eliminar los costes de lavado así como los costes de reemplazo para ropa de cama y protectores de colchón de la mesa.

## Reduzca la humedad con la sábana absorbente cobertora de mesa quirúrgica Sahara.

El exceso de humedad es una de las principales causas de la maceración y rotura de la piel. Las pruebas demuestran que la sábana absorbente cobertora de mesa quirúrgica Sahara absorbe el 2.056% de su peso o más de 3,7 litros/m<sup>2</sup> de fluido<sup>(1)</sup> ayudando a reducir el riesgo mediante el control de la humedad.

### VENTAJAS

- La tecnología de polímero del núcleo aleja rápidamente la humedad, manteniendo la integridad de la piel.
- Tres diferentes tamaños para diferentes usos: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm y 100 x 310 cm
- Superficie suave y acolchada
- El diseño desechable reduce el riesgo de contaminación cruzada por bacterias.
- Menor desprendimiento de pelusa
- Sahara antideslizante es ideal para procedimientos quirúrgicos que requieran una posición inclinada.



<sup>(1)</sup>Datos en archivo

## Elija su kit QuickSuite.

Medline le ofrece diferentes posibilidades para satisfacer sus necesidades.

Referencia	Sábana cobertora absorbente Sahara			Sábana de transferencia		Cobertores de brazos 72.5 x 33.5 cm	Cobertor de brazo ajustado 57 x 31 cm	Cobertor de posicionador de cabeza		Correa para cuerpo de paciente 83.5 x 10 cm	Envasado (Uds/caja)
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	100 x 310 cm	102 x 152 cm	152 x 198 cm			38 x 39 cm	45 x 55 cm		
DYND4060SBE	x										20
DYND4090SBE		x									20
QSS01 <sup>(2)</sup>			x								20
DYNDDS4060E				x							50
DYNDDS6078E					x						48
QSACOVER						x					100
DYKQSHPC1CEA								x			300
QSHPC									x		300
ORS01										x	24
DYKQSUITEL2CEA		x		x							24
DYKQSUITEL2CEASB <sup>(2)</sup>		x		x							24
DYKQSUITEL3CEA		x		x		x					16
DYKQSUITEL4CEA		x		x		x		x			16
DYKQSO1	x			x		x					30
DYKQSCO1 <sup>(3)</sup>		x		x			x			x	16

<sup>(2)</sup>Estas referencias cuentan con su capa inferior no antideslizante, para el resto de referencias de Sábana Sahara su capa inferior es antideslizante.  
<sup>(3)</sup>Esta referencia incluye tres empapadores desechables.

## Elección de accesorios compatibles.

Además de nuestros componentes desechables y kits, Medline ofrece más componentes para el confort y la integridad del paciente durante procedimientos de diagnóstico y cirugías en periodos preoperatorios y quirúrgicos.



### VENTAJAS

- Sin desprendimiento de pelusa
- Transpirable
- Fuerte resistencia a los desgarros
- Delicadeza sin irritaciones
- Desechable, lo que minimiza la contaminación cruzada entre pacientes



Referencia	Descripción	Dimensiones	Envasado (Uds/caja)
DORB01 <sup>(4)</sup>	Manta para pacientes desechable	110 x 210 cm	30
ORS01	Cintas de sujeción corporal	83.5 x 10 cm	24

<sup>(4)</sup>Este producto ofrece beneficios adicionales pudiéndose atemperar en una cabina de calentamiento. Además viene empaquetado independientemente en bolsa de polietileno.

# Mejore su quirófano



## Promueva la seguridad.

Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con la sábana absorbente cobertora de mesa quirúrgica Sahara.



## Mejore la eficiencia.

Reduzca el tiempo de cambio entre cirugías con los packs adaptados.



## Reduzca costes.

Elimine residuos con los kits adaptados y evite costes asociados a productos reutilizables.

Para obtener más información sobre nuestros productos, póngase en contacto con su representante de Medline o visite nuestra página web: [www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)



Medline International Iberia S.L.U  
Parque Empresarial San Fernando  
Avenida de Castilla 2  
Edificio Munich, Planta Baja  
28830 San Fernando de Henares  
Madrid  
España  
Tfno: +34 900 600 602  
Fax: +34 900 600 603  
[www.medline.eu/es](http://www.medline.eu/es)  
[es-atencioncliente@medline.com](mailto:es-atencioncliente@medline.com)

FOLLOW US  

Estos productos (excepto DORB01) son productos sanitarios clase I no estéril destinados a ser usados por profesionales sanitarios. Antes de su uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

 Medline International France SAS  
5, rue Charles Lindbergh  
44110 Châteaubriant, France



Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir cualquier error que pueda haberse producido.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML129-ES 02/2020.