

QuickSuite®-setit leikkaustasoille

Valmiit setit leikkaussaliin



MEDI PLAST®

**Tehokkuutta.
Turvallisuutta.**



Nopeuta leikkaussalin valmistelua potilaiden välillä. Paranna potilasturvallisuutta.

Medlinen QuickSuite-setit sisältävät valikoiman kertakäyttöisiä tuotteita, joiden avulla leikkaustaso voidaan valmistella ennen toimenpidettä ja siistiä nopeasti toimenpiteen jälkeen seuraavaa potilasta varten. QuickSuite auttaa vastaamaan leikkaussalien haasteisiin:

Parantaa tehokkuutta

QuickSuite-setit sisältävät kaiken, mitä tarvitaan leikkaustason nopeaan ja tehokkaaseen valmisteluun seuraavaa toimenpidettä varten.

Edistää turvallisuutta

QuickSuite-tuotteet ovat kertakäyttöisiä ja hävitetään toimenpiteen jälkeen, mikä vähentää ristikontaminaation vaaraa. QuickSuite-tuotteet, kuten erittäin imukykyinen Sahara leikkaustason suoja, auttavat pitämään ihon kuivana ja parantavat potilaan mukavuutta. Sahara lakanan läpäisemätön kerros suojaa leikkaustasoa estämällä nestekontaktia.

Vähentää kustannuksia


Eriaiset QuickSuite-setit sisältävät kaiken, mitä leikkaustason valmistelussa tarvitaan. Ne auttavat säästämään pyykinpesukuluissa sekä lakanoiden ja leikkaustason pehmusteiden uusimiskuluissa.

Vähennä kosteutta: imukykyinen Sahara-leikkaustason suoja.

Liiallinen kosteus on yksi suurimmista syistä siihen, että iho haurastuu ja rikkoutuu. Imukykyinen Sahara-leikkaustason suoja imee tutkitusti jopa 2,056 prosenttia massastaan eli yli 3,7 litraa/m² nestettä.⁽¹⁾ Hyvä kosteuden hallinta vähentää ihon rikkoutumisen riskiä.

HYÖDYT

- Polymeeriteknologia poistaa kosteuden nopeasti ja auttaa pitämään ihon ehjänä.
- Kolme eri kokoa eri käyttötarkoituksiin: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm ja 100 x 310 cm.
- Saharassa on pehmeäksi kuvioitu pinta.
- Kertakäyttöinen tuote vähentää bakteerien leviämisen vaaraa.
- Sahara on vähänukkainen.
- Sahara Grippy soveltuu hyvin leikkauksiin, joissa potilas on kallistettuna.



⁽¹⁾Asiakirja-aineisto

Valitse setit tarpeisiisi.

Medlinen valikoimasta löydät tuotteet ja setit kaikkiin tarpeisiin.

Article No.	Imukykyinen Sahara-lakana			Nostolakana		Käsitukien suojat 72,5 x 33,5 cm	Muotoiltu käsitetuen suoja 57 x 31 cm	Päätuen suoja		Vartalohihna potilaalle 83,5 x 10 cm	Pakkaus (kpl/pak)
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	100 x 310 cm	102 x 152 cm	152 x 198 cm			38 x 39 cm	45 x 55 cm		
DYND4060SBE	x										20
DYND4090SBE		x									20
QSS01 ⁽²⁾			x								20
DYNDDS4060E				x							50
DYNDDS6078E					x						48
QSACOVER						x					100
DYKQSHPC1CEA								x			300
QSHPC									x		300
ORS01										x	24
DYKQSUITEL2CEA		x		x							24
DYKQSUITEL2CEASB ⁽²⁾		x		x							24
DYKQSUITEL3CEA		x		x		x					16
DYKQSUITEL4CEA		x		x		x		x			16
DYKQS01	x			x		x					30
DYKQSCO1 ⁽³⁾		x		x			x			x	16

⁽²⁾Nämä tuotteet sisältävät liukastaustaisen lakanan. Kaikissa muissa Sahara-lakanoissa on liukumaton tausta.

⁽³⁾Tämä tuote sisältää 3 kertakäyttöistä alussuojaa.

Valitse yhteensopivat lisäosat.

Kertakäyttöisten tuotteiden ja settien lisäksi löydät Medlineltä myös muita tuotteita, jotka parantavat potilasmukavuutta ja antavat suojaa tutkimusten ja leikkausten aikana, ennen toimenpidettä sekä sen jälkeen.



HYÖDYT

- Vähänukkainen
- Hengittävä
- Vahva ja repeytymätön
- Pehmeä ja ihoa ärsyttämätön
- Kertakäyttöinen, ehkäisee ristikontaminaatiota potilaiden välillä



Tuotenumero	Kuvaus	Koko	Pakkaus (kpl/pak)
DORB01 ⁽⁴⁾	Kertakäyttöpeitto potilaalle	110 x 210 cm	30
ORS01	Kertakäyttöinen vartalohihna	83,5 x 10 cm	24

⁽⁴⁾Lisäetuna tuote voidaan lämmittää lämpökaapissa. Toimitetaan yksittäispakattuna polyeteenipussissa.

Toimivampi leikkaussali.



Turvallisuutta.

Vähennä ristikontaminaation vaaraa imukykyisellä Sahara-leikkaustason suojalla.



Paranna tehokkuutta.

Nopeuta leikkaussalin valmistelua helpoilla, räätälöidyillä seteillä.



Vähennä kustannuksia.

Vähennä jätettä räätälöidyillä seteillä ja vältä pestäviin lakanoihin liittyvät kulut.

Lisätietoa tuotteista saat omalta yhteyshenkilöltäsi tai osoitteesta: www.medline.eu/uk



Distributed by

Medioplast Fenno Oy
Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa
Puh: 09 276 360
info@mediplastfenno.fi
www.mediplast.com
www.mediplastfenno.fi

FOLLOW US  

Nämä tuotteet (paitsi DORB01) ovat luokan I epästeriilejä lääkinällisiä tuotteita, jotka on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Lue käyttöohjeet ja varoitukset pakkauksesta ennen käyttöä.

Varaamme oikeuden korjata tässä esitteessä mahdollisesti esiintyviä virheitä.

© 2020 Medline on Medline Industries, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML129-FI 05/2020.

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

