

QuickSuite® Kits de protection de table pour le bloc opératoire

Kit de protection tout-en-un



**Efficacité et
sécurité
améliorées.**



Réduit le temps d'installation du bloc opératoire et améliore la sécurité du patient.

Les kits de protection de table QuickSuite® comprennent un panel de composants à usage unique prévus pour la préparation et le nettoyage de la table d'opération. QuickSuite® vous fait gagner du temps lors de ces deux étapes.

Gain de temps

Les kits de protection de table d'opérations QuickSuite® contiennent tous les éléments nécessaires à l'installation et au nettoyage de la table d'opération pour un enchaînement rapide des interventions.

Sécurité accrue

Les composants QuickSuite® sont à usage unique, ce qui réduit considérablement les risques de contaminations croisées. QuickSuite® comprend la protection de table ultra absorbante Sahara. Cette protection assure un environnement sec au patient lors de l'intervention. Le revêtement externe imperméable de la protection préserve la table d'opération des fluides.

Réduction des coûts


Les différents kits QuickSuite® vous permettent de réaliser des économies sur le linge de bloc, avec principalement la réduction des coûts liés au lavage et au remplacement des draps.

Réduction de l'humidité avec la protection ultra absorbante Sahara.

L'humidité est l'une des causes majeures du développement de problèmes de peau chez les patients. Sur la base de nombreux tests, il a été observé que la protection de table Sahara absorbe 2056% de sa masse en liquide, c'est à dire plus de 3.7 litres/m².⁽¹⁾ Ainsi la protection de table ultra absorbante QuickSuite® permet d'optimiser le confort du patient lors de la procédure en protégeant la peau de l'humidité et en réduisant les risques de lésions cutanées.

AVANTAGES

- Technologie à base de polymère super absorbant - protège la peau de l'humidité et réduit le risque de lésions cutanées
- Trois tailles différentes pour différents usages : 102 x 230 cm, 102 x 152 cm et 100 x 310 cm
- Matelassé pour une surface lisse
- Dispositif médical à usage unique, ce qui diminue les risques de contaminations croisées
- Faible relargage particulaire
- Protection antidérapante idéale pour les procédures chirurgicales requérant une position inclinée



⁽¹⁾Données archivées

Choisissez les composants de votre kit.

Medline offre une large gamme de composants et kits pour répondre à tous vos besoins.

Référence	Protection de table ultra absorbante Sahara			Drap de transfert		Appui-bras	appui-bras ajustable	Champ de tête		Sangle patient	Conditionnement (unité / carton)
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	100 x 310 cm	102 x 152 cm	152 x 198 cm	72.5 x 33.5 cm	57 x 31 cm	38 x 39 cm	45 x 55 cm	83.5 x 10 cm	
DYND4060SBE	x										20
DYND4090SBE		x									20
QSS01 ⁽²⁾			x								20
DYNDDS4060E				x							50
DYNDDS6078E					x						48
QSACOVER						x					100
DYKQSHPC1CEA								x			300
QSHPC									x		300
ORS01										x	24
DYKQSUITEL2CEA		x		x							24
DYKQSUITEL2CEASB ⁽²⁾		x		x							24
DYKQSUITEL3CEA		x		x		x					16
DYKQSUITEL4CEA		x		x		x		x			16
DYKQS01	x			x		x					30
DYKQSC01 ⁽³⁾		x		x			x			x	16

⁽²⁾Ces produits comprennent une feuille avec une surface glissante. Les autres feuilles sont anti-dérapantes.

⁽³⁾Cette référence comprend 3 alèses à usage unique.

Choisissez vos accessoires.

En complément de nos protections de table et de nos kits, Medline propose des accessoires pour le confort du patient pendant les examens et interventions chirurgicales en pré-opératoire et post-opératoire.



AVANTAGES

- Faible relargage particulaire
- Respirante
- Solide, résistant à la déchirure
- Doux et non irritant
- Usage unique, réduction des contaminations croisées



Référence	Description	Taille	Conditionnement (unité / carton)
DORB01 ⁽⁴⁾	Couverture Patient à usage unique	110 x 210 cm	30
ORS01	Sangle patient à usage unique	83.5 x 10 cm	24

⁽⁴⁾Emballés individuellement dans un sac de PE.

Optimisez votre bloc opératoire



Sécurité accrue.

Diminuez les risques de contaminations croisées avec la protection de table ultra absorbante Sahara.



Efficacité optimale.

Gain de temps dans le processus d'installation du bloc opératoire entre les chirurgies.



Réduction des coûts.

Nos kits réduisent les déchets et suppriment les coûts de nettoyage et de stérilisation des draps réutilisables.

Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter votre Responsable Commercial ou visiter notre site internet sur : www.medline.eu/fr



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/fr
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle
1204 Genève
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Ces produits (sauf DORB01) sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles. Avant utilisation, consulter les instructions et les précautions à respecter sur l'étiquette correspondante.

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur éventuelle.

@ 2020 Medline Industries, Inc. Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML129-FR 06/2020.