



**EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ
AMÉLIORÉES.**

QuickSuite® Kits de protection de table pour le bloc opératoire
Kit de protection tout-en-un

RÉDUIT LE TEMPS D'INSTALLATION DU BLOC OPÉRATOIRE ET AMÉLIORE LA SÉCURITÉ DU PATIENT.

Les kits de protection de table QuickSuite® comprennent un panel de composants à usage unique prévus pour la préparation et le nettoyage de la table d'opération. QuickSuite® vous fait gagner du temps lors de ces deux étapes.

Gain de temps

Les kits de protection de table d'opérations QuickSuite® contiennent tous les éléments nécessaires à l'installation et au nettoyage de la table d'opération pour un enchaînement rapide des interventions.

Sécurité accrue

Les composants QuickSuite® sont à usage unique, ce qui réduit considérablement les risques de contaminations croisées. QuickSuite® comprend la protection de table ultra absorbante Sahara. Cette protection assure un environnement sec au patient lors de l'intervention. Le revêtement externe imperméable de la protection préserve la table d'opération des fluides.


Réduction des coûts

Les différents kits QuickSuite® vous permettent de réaliser des économies sur le inge de bloc, avec principalement la réduction des coûts liés au lavage et au remplacement des draps.

RÉDUCTION DE L'HUMIDITÉ AVEC LA PROTECTION ULTRA ABSORBANTE SAHARA.

L'humidité est l'une des causes majeures du développement de problèmes de peau chez les patients. Selon des tests réalisés, la protection de table Sahara absorbe 2056% de sa masse en liquide, c'est à dire plus de 3.7 litres/m². Ainsi la protection de table ultra absorbante QuickSuite® permet d'optimiser le confort du patient lors de la procédure en protégeant la peau de l'humidité et en réduisant les risques de lésions cutanées.

- » La composition de la protection offre un coefficient d'absorption important et assure le maintien au sec du patient
- » Deux tailles disponibles en fonction de la procédure chirurgicale : 102 x 230cm et 102 x 152cm
- » Une structure matelassée offrant une surface confortable et agréable au toucher
- » Dispositif médical à usage unique, ce qui diminue les risques de contaminations croisées
- » La qualité de fabrication du produit apporte un très faible relargage particulaire
- » La protection de table Sahara possède un revêtement externe avec un grip idéal pour les procédures chirurgicales requérant une position inclinée



CHOISISSEZ LES COMPOSANTS DE VOTRE KIT.

Medline offre une large gamme de composants et kits pour répondre à tous vos besoins.

Référence	Protection de table ultra absorbante SAHARA		Drap de transfert		Appui-bras 72.5x33.5cm	Champ de tête 38x39cm	Conditionnement (unité / carton)
	102x152cm	102x230cm	102x152cm	152x198cm			
DYND4060SBE	x						20
DYND4090SBE		x					20
DYNDDS4060E			x				50
DYNDDS6078E				x			48
DYKQSUITEL2CEA-SB		x	x				24
DYKQSUITEL2CEA		x	x				24
DYKQSUITEL3CEA		x	x		x		16
DYKQSUITEL4CEA		x	x		x	x	16
DYKQSHPC1CEA						x	300
QSACOVER					x		100
DYKQS01	x		x		x		30

Tous les kits ont une protection Sahara avec un revêtement externe antidérapant. Le kit DYKQSUITEL2CEA-SB inclut une protection Sahara sans revêtement antidérapant.

OPTIMISEZ VOTRE BLOC OPÉRATOIRE



SÉCURITÉ ACCRUE

Diminuez les risques de contaminations croisées avec la protection de table ultra absorbante Sahara.



EFFICACITÉ OPTIMALE

Gain de temps dans le processus d'installation et de nettoyage du bloc opératoire entre les chirurgies.



RÉDUCTION DES COÛTS

Nos kits réduisent les déchets et suppriment les coûts de nettoyage et de stérilisation des draps réutilisables.

Pour en savoir plus, contactez votre responsable commercial ou visitez notre site www.medline.eu/fr



ALWAYS ON

Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.eu/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/fr
ch-customerservice@medline.com

³ Données archivées

Ces produits sont des dispositifs médicaux de classe I non stériles.

©2017 Medline est une marque déposée de Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML129-FR03/AG 11/2017.