

QuickSuite® Kits copertura tavolo operatorio

All-in-One



**Aumenta
l'efficienza.
Garantisce la
sicurezza.**



Riduce il tempo di preparazione della sala tra un intervento e l'altro garantendo la sicurezza del paziente.

QuickSuite® kit copertura tavolo operatorio di Medline è composto da una serie di componenti monouso per la preparazione del tavolo operatorio e per una rapida procedura di pulizia al termine dell'intervento chirurgico. QuickSuite® vi aiuta ad affrontare le sfide più difficili della sala operatoria tra cui:

Aumenta l'Efficienza

QuickSuite® Copertura Tavolo operatorio è composto da tutto ciò che occorre per preparare in modo veloce il tavolo operatorio.

Garantisce la Sicurezza

I componenti di QuickSuite® sono monouso, aiutandovi a ridurre i rischi di contaminazioni crociate. Con QuickSuite® avete a disposizione una gamma di prodotti, incluso il Telo tavolo Sahara Superassorbente, che agiscono per mantenere il paziente asciutto grazie alla gestione dell'umidità. Lo strato impermeabile del telo Sahara protegge il tavolo operatorio da eventuali fuoriuscite di liquidi.

Riduce i Costi


I differenti kits QuickSuite® offrono tutto ciò che occorre per proteggere il tavolo operatorio aiutandovi ad eliminare i costi legati al riprocessamento ed alla sostituzione di tessuti e traverse assorbenti per il tavolo operatorio.

Ridurre l'umidità: telo tavolo assorbente Sahara.

L'umidità eccessiva è una delle cause di macerazione e lesione della cute. I tests effettuati dimostrano che il telo superassorbente Sahara ha una capacità assorbente del 2056 % del proprio peso ovvero più di 3.7 litri/m² di fluidi⁽¹⁾, aiutando così a ridurre il rischio di lesione della cute attraverso la gestione dell'umidità.

VANTAGGI

- Tecnologia con polimero core che allontana rapidamente l'umidità, mantenendo la cute integra.
- Tre diverse dimensioni per utilizzi differenti: 102 x 230cm, 102 x 152 cm e 100 x 310 cm
- Trapuntato per una superficie più morbida
- Monouso: aiuta a ridurre la contaminazione crociata tra pazienti
- Basso linting (dispersione particellare)
- Sahara Grippy (superficie antiscivolo) è ideale per interventi chirurgici che richiedono una posizione inclinata.



⁽¹⁾Dati su file

Scegli il tuo kit.

Medline offre differenti kits e componenti per soddisfare ogni tua esigenza.

Codice prodotto	Telo assorbente Sahara tavolo operatorio			Telo posizionamento/trasferimento paziente		Copri braccioli	Copri braccioli elastici	Copri poggiatesta		Cinghia paziente per il corpo	Confezionamento (pz/conf)
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	100 x 310 cm	102 x 152 cm	152 x 198 cm	72.5 x 33.5 cm	57 x 31 cm	38 x 39 cm	45 x 55 cm	83.5 x 10 cm	
DYND4060SBE	x										20
DYND4090SBE		x									20
QSS01 ⁽²⁾			x								20
DYNDDS4060E				x							50
DYNDDS6078E					x						48
QSACOVER						x					100
DYKQSHPC1CEA								x			300
QSHPC									x		300
ORS01										x	24
DYKQSUITEL2CEA		x		x							24
DYKQSUITEL2CEASB ⁽²⁾		x		x							24
DYKQSUITEL3CEA		x		x		x					16
DYKQSUITEL4CEA		x		x		x		x			16
DYKQS01	x			x		x					30
DYKQSCO1 ⁽³⁾		x		x			x			x	16

⁽²⁾Questi codici includono fondo liscio del telo. Tutti i restanti codici del telo includono il fondo anti scivolo.

⁽³⁾Questo codice include 3 traverse assorbenti monouso.

Scegli i tuoi accessori compatibili.

In aggiunta agli articoli sfusi monouso e kit, Medline offre ulteriori componenti utili per il confort e la privacy del paziente durante gli interventi chirurgici, nel periodo post operatorio e le visite ambulatoriali.



VANTAGGI

- Basso linting (dispersione particellare)
- Traspirante
- Robusto, resistente allo strappo
- Soffice ed anallergico
- Monouso: aiuta a ridurre la contaminazione crociata tra pazienti



Codice prodotto	Descrizione	Misura	Confezionamento (pz/conf)
DORB01 ⁽⁴⁾	Coperta paziente monouso	110 x 210 cm	30
ORS01	Cinghia paziente monouso	83.5 x 10 cm	24

⁽⁴⁾Questo prodotto può essere riscaldato. E' anche disponibile confezionato singolarmente.

Migliora la tua sala operatoria



Garantisci la sicurezza.

Riduci i rischi di contaminazione crociata con il telo assorbente Sahara.



Aumenta l'efficienza.

Riduci il tempo tra un intervento e l'altro con kits ideati per le tue esigenze.



Riduci i costi.

Elimina i costi di gestione dei teli riutilizzabili.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it



Medline International Italy s.r.l. Unipersonale

Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia

Tel.: +39 55 776 65 11
Fax: +39 55 34 01 12

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl

1 Place de Longemalle
1204 Ginevra
Svizzera

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100

www.medline.eu/it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Questi prodotti (tranne DORB01) sono dispositivi medici di classe I non sterile che devono essere utilizzati esclusivamente da personale medico. Prima dell'uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate in etichetta.

Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML129-IT 05/2020.

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France

