



**VERBETER EFFICIËNTIE
BEVORDER VEILIGHEID.**



QuickSuite® OK-tafel afdeksets
Alles-in-één OK-tafel afdekset

HOGERE OMLOOPSNELHEID VAN DE OK. BETERE PATIËNTVEILIGHEID.

Medline's QuickSuite® OK tafel afdeksets bevatten een assortiment van disposable producten die gebruikt worden voor en na een ingreep om de OK tafel klaar te zetten en zo snel mogelijk weer gereed te hebben voor de volgende ingreep. QuickSuite® helpt u een aantal van uw grootste OK uitdagingen te overwinnen door u te helpen met:

Efficiëntie

QuickSuite® OK-tafel sets bevatten alles wat u nodig heeft om de OK tafel efficiënt en snel klaar te zetten voor de volgende ingreep.

Bevordering veiligheid

QuickSuite® artikelen zijn voor éénmalig gebruik waardoor het risico op kruisbesmetting wordt geminimaliseerd. Met QuickSuite® krijg je een verzameling van producten - waaronder ons Sahara Super absorberende OK tafel afdeklaken - die samenwerken om de patiënt droog en comfortabel te houden. De ondoordringbare laag van ons Sahara laken beschermt de OK tafel omdat het laken aanraking tussen de OK tafel en vloeistoffen voorkomt.

Lagere kosten


De verschillende QuickSuite® sets hebben alles wat je nodig hebt voor het klaarzetten van de OK tafel. Dit bespaart schoonmaakkosten en kosten voor het vervangen van het linnen beddengoed en OK onderleggers.

VERMINDER VOCHT: SAHARA ABSORBEREND OK TAFEL AFDEKLAKEN

Excessief vocht is één van de grootste oorzaken van het week worden of beschadigen van de huid. Testen tonen aan dat de Sahara Absorberende OK tafel afdeklakens een absorptievermogen hebben van 2056% van de eigen massa of meer dan 3.7 liter/m² vocht – wat helpt het risico te verminderen door middel van vochtbeheer.

VOORDELEN

- Core polymeertechnologie transporteert vocht snel weg, behoudt de integriteit van de huid.
- Drie verschillende maten voor verschillende gebruik: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm en 100 x 310 cm
- Gewatteerd voor een zacht oppervlak
- Ontwerp voor één-malig gebruik creëert een laag risico voor het herbergen van bacteriën.
- Pluist weinig
- Sahara Grippy is ideaal voor chirurgische ingrepen in een gekantelde positie.



⁽¹⁾Data on file

KIES UW AFDEKSETS

Medline biedt verschillende componenten en sets aan om aan al uw behoeften te voldoen.

Article No.	Sahara absorberend operatie tafel afdeklaken			Tillaken		Armsteun hoezen 72.5 x 33.5 cm	Kussensloop		Verpakking (st/doos)
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	100 x 310 cm	102 x 152 cm	152 x 198 cm		38 x 39 cm	45 x 55 cm	
DYND4060SBE	x								20
DYND4090SBE		x							20
QSS01 ⁽²⁾			x						20
DYND54060E				x					50
DYND56078E					x				48
QSACOVER						x			100
DYKQSHPC1CEA							x		300
QSHPC								x	300
DYKQSUITEL2CEA		x		x					24
DYKQSUITEL2CEASB ⁽²⁾		x		x					24
DYKQSUITEL3CEA		x		x		x			16
DYKQSUITEL4CEA		x		x		x	x		16
DYKQ501	x			x		x			30

⁽²⁾These items include a slippery backsheet. All other Sahara sheets include a non-slip backsheet.

HOUD UW PATIËNT WARM EN COMFORTABEL: MEDLINE PATIËNTENDEKEN

Als aanvulling op onze componenten en kits voor eenmalig gebruik biedt Medline een disposable patientendeken aan. Deze deken geeft de patiënt comfort en warmte voor, tijdens en na de onderzoeken of ingreep.



Article No.	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking (st/doos)
DORB01 ⁽³⁾	Disposable Patiëntendeken	110 x 210 cm	30

⁽³⁾Individueel verpakt in een PE zak

VOORDELEN

- Pluist weinig
- Ademend
- Kan opgewarmd worden in een opwarmkast
- Sterk, scheurbestendig
- Zacht en irriteert niet
- Voor eenmalig gebruik om kruisbesmetting te voorkomen

VERBETER UW OPERATIEKAMER




BEVORDER VEILIGHEID

Verklein de kans op kruisbesmetting met het Sahara absorberende OK tafel afdeklaken.



VERBETER EFFICIËNTIE

Verminder de tijd om uw OK gereed te maken voor een nieuwe ingreep met sets die naar uw wens aan te passen zijn.



VERMINDER KOSTEN

Elimineer afval met behulp van aan te passen sets die bijkomende kosten van herbruikbaar beddengoed voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Medline vertegenwoordiger, of bezoek ons op www.medline.eu/nl



**ALWAYS
ON.**

Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland

Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
België

Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

These products (except DORB01) are class I non-sterile medical devices intended to be used by healthcare professionals.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

© 2019 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML129-NL06/JM 06/2019.