

QuickSuite® OK-tafel afdeksets

Alles-in-één OK-tafel afdekset



**Verbeter
efficiëntie
bevorder
veiligheid.**



Hogere wisselsnelheid van de ok. Betere patiëntveiligheid.

Medline's QuickSuite® OK tafel afdeksets bevatten een assortiment van disposable producten die gebruikt worden voor en na een ingreep om de OK tafel klaar te zetten en zo snel mogelijk weer gereed te hebben voor de volgende ingreep. QuickSuite® kan U daar mee helpen:

Efficiëntie

QuickSuite® OK-tafel sets bevatten alles wat u nodig heeft om de OK tafel efficiënt en snel klaar te maken voor de volgende ingreep.

Bevordering veiligheid

QuickSuite® artikelen zijn voor éénmalig gebruik waardoor het risico op kruisbesmetting wordt geminimaliseerd. Met QuickSuite® krijg je een verzameling van producten - waaronder ons Sahara Super absorberende OK tafel afdeklaken - die samenwerken om de patiënt droog en comfortabel te houden. De ondoordringbare laag van ons Sahara laken beschermt de OK tafel omdat het laken aanraking tussen de OK tafel en vloeistoffen voorkomt.

Lagere kosten


De verschillende QuickSuite® sets hebben alles wat je nodig hebt voor het klaarzetten van de OK tafel. Dit bespaart schoonmaakkosten en kosten voor het vervangen van het linnen beddengoed en OK onderleggers.

Verminder vocht: Sahara absorberend OK tafel afdeklaken.

Excessief vocht is één van de grootste oorzaken van het wek worden of beschadigen van de huid. Testen tonen aan dat de Sahara Absorberende OK tafel afdeklakens een absorptievermogen hebben van 2056% van de eigen massa of meer dan 3.7 liter/m² vocht⁽¹⁾ – wat helpt het risico te verminderen door middel van vochtbeheer.

VOORDELEN

- Core polymeertechnologie transporteert vocht snel weg, behoudt de integriteit van de huid.
- Drie verschillende maten voor verschillende gebruik: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm en 100 x 310 cm
- Gewatteerd voor een zacht oppervlak
- Ontwerp voor één-malig gebruik creëert een laag risico voor het herbergen van bacteriën.
- Pluist weinig
- Sahara Grippy is ideaal voor chirurgische ingrepen in een gekantelde positie.



⁽¹⁾Gegevens in ons bestand

Kies uw afdeksets.

Medline biedt verschillende componenten en sets aan om aan al uw behoeften te voldoen.

Article No.	Sahara absorberend operatie tafel afdeklaken			Tillaken		Armsteun hoezen	Passende armsteun bedekking	Kussensloop		Patiënt veiligheids-riem	Verpakking (st/doos)
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	100 x 310 cm	102 x 152 cm	152 x 198 cm	72.5 x 33.5 cm	57 x 31 cm	38 x 39 cm	45 x 55 cm	83.5 x 10 cm	
DYND4060SBE	x										20
DYND4090SBE		x									20
QSS01 ⁽²⁾			x								20
DYNDDS4060E				x							50
DYNDDS6078E					x						48
QSACOVER						x					100
DYKQSHPC1CEA								x			300
QSHPC									x		300
ORS01										x	24
DYKQSUITEL2CEA		x		x							24
DYKQSUITEL2CEASB ⁽²⁾		x		x							24
DYKQSUITEL3CEA		x		x		x					16
DYKQSUITEL4CEA		x		x		x		x			16
DYKQS01	x			x		x					30
DYKQSCO1 ⁽³⁾		x		x			x			x	16

⁽²⁾Deze items bevatten een gladde onderkant. Alle andere Sahara-vellen bevatten een antislip achterkant.

⁽³⁾Dit item bevat 3 wegwerp onderleggers.

Kies uw compatibele accessoires.

Naast onze wegwerp componenten en kits, Medline biedt enkele andere componenten voor het comfort van de patiënt en zedigheid tijdens onderzoeken en operaties, in de perioperatieve en postoperatieve perioden.



VOORDELEN

- Pluist weinig
- Ademend
- Sterk, scheurbestendig
- Zacht en irriteert niet
- Voor eenmalig gebruik om kruisbesmetting te voorkomen



Article No.	Omschrijving	Afmetingen	Verpakking (st/doos)
DORB01 ⁽⁴⁾	Disposable Patiëntendeken	110 x 210 cm	30
ORS01	Wegwerp lichaams riem	83.5 x 10 cm	24

⁽⁴⁾Dit product biedt als bijkomend voordeel dat het verwarmd kan worden in de verwarmingskast. Bovendien is het individueel verpakt in een PE-zak.

Verbeter uw operatiekamer



Bevorder veiligheid.

Verklein de kans op kruisbesmetting met het Sahara absorberende OK tafel afdeklaken.



Verbeter efficiëntie.

Verminder de tijd om uw OK gereed te maken voor een nieuwe ingreep met sets die naar uw wens aan te passen zijn.



Verminder kosten.

Elimineer afval met behulp van aan te passen sets die bijkomende kosten van herbruikbaar beddengoed voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Medline vertegenwoordiger, of bezoek ons op www.medline.eu/nl



Medline International Netherlands B.V.
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
Nederland
Tel: +31 88 00 11 900
Fax: +31 88 00 11 929
www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
België
Tel: +32 2 808 7493
Fax: +32 2 808 7495
www.medline.eu/nl
be-customerservice@medline.com

FOLLOW US  

Deze producten (behalve DORB01) zijn niet-steriele medische hulpmiddelen van klasse I bedoeld voor gebruik door gezondheidszorg professionals. Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de verpakking.

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline is een geregistreerd handelsmerk van Medline Industries, Inc. ML129-NL 03/2020.