

QuickSuite Operationsbords underlägg

Allt i ett set!

MEDI PLAST®



**Förbättrar
effektiviteten.
Främjar
säkerheten.**



Minska tiden för iordningställande i operationssalen. Främja patientsäkerheten.

Medlines QuickSuite Op. bordsset innehåller ett urval av engångsartiklar som används för att iordningställa operationsbordet preoperativt - såväl som postoperativt. QuickSuite hjälper er att överkomma operationssalens största utmaningar genom att:

Frigöra effektivitet

QuickSuite OP bords set innehåller allt du behöver för att iordningställa operationsbordet inför operationen snabbt och effektivt.

Främjar Säkerhet

QuickSuite består av engångsprodukter som avyttras efter ingreppet och därmed minskar risken för krosskontaminering. Med QuickSuite Op bords set ingår ett urval av artiklar såsom vårt Sahara absorberande Op bords underlägg bestående av superabsorbenter - vilka samverkar för att hålla patienten torr och komforten hög. Den impermeabla baksidan på Sahara bordsunderlägg skyddar OP bordet för genomvättning.

Sänker kostnaderna


De olika typerna av QuickSuite set innehåller allt du behöver för att iordningsställa operationsbordet. Det i sin tur leder till att sänka tvättkostnaderna samt tilläggskostnaderna för extra linnen och op bords underlägg.

Minska fukt: sahara absorberande op bords underlägg.

Hög mängd vätska är en av orsakerna till hud maceration och nedbrytning. Tester visar att Sahara Absorberande Op. bordsset lakan absorberar 2056% sin vikt eller över 3,7 liter/m² vätska.¹

FÖRDELAR

- Består huvudsakligen av ett polymertekniskt material som leder bort fukten så att huden hålls intakt
- Tre olika storlekar för olika användningsområden: 102 x 230 cm, 102 x 152 cm och 100 x 310 cm
- Kviltat för att ytan ska vara slät
- Framtaget för engångsbruk, för minskad risk för bakteriansamlingar
- Lågluddande
- Sahara Grippy är idealiskt vid kirurgiska ingrepp som fordrar att patienten ligger i tippat läge.



⁽¹⁾Information på begäran.

Välj det set som passar er verksamhet bäst.

Välj det set som passar er verksamhet bäst ! Medline erbjuder olika komponenter och set för att tillgodose alla era behov.

Artikelnummer	Sahara absorberande bordslakan			Drag/lyftlakan		Armbords-skydd	Anpassat armbords-skydd	Överdrag huvudpositioneringskudde		Fastspänningsrem för patient	Paketering (ea/cs)
	102 x 152 cm	102 x 230 cm	100 x 310 cm	102 x 152 cm	152 x 198 cm			38 x 39 cm	45 x 55 cm		
DYND4060SBE	x										20
DYND4090SBE		x									20
QSS01 ⁽²⁾			x								20
DYNDDS4060E				x							50
DYNDDS6078E					x						48
QSACOVER						x					100
DYKQSHPC1CEA								x			300
QSHPC									x		300
ORS01										x	24
DYKQSUITEL2CEA		x		x							24
DYKQSUITEL2CEASB ⁽²⁾		x		x							24
DYKQSUITEL3CEA		x		x		x					16
DYKQSUITEL4CEA		x		x		x		x			16
DYKQS01	x			x		x					30
DYKQSCO1 ⁽³⁾		x		x			x			x	16

⁽²⁾Dessa artiklar inkluderar ett lakan med glatt baksida. Övriga Sahara-lakan inkluderar ett lakan med halksäker baksida

⁽³⁾Denna artikel inkluderar 3 engångsunderlägg.

Välj dina kompatibla tillbehör.

Förutom våra engångsprodukter och -sats, tillhandahåller Medline ett antal andra produkter för patientkomfort och anständighet i samband med undersökningar och behandlingar under peri- och postoperativa perioder.



FÖRDELAR

- Lågluddande
- Andas
- Starkt, rivhållfast
- Mjukt, irriterar inte
- För engångsbruk, minimerar smittspridningen mellan patienter



Artikelnummer	Beskrivning	Taille	Paketering (ea/cs)
DORB01 ⁽⁴⁾	Patienttäckes för engångsbruk	110 x 210 cm	30
ORS01	Fastspänningsrem för engångsbruk	83.5 x 10 cm	24

⁽⁴⁾Den här produkten kan även värmas upp i värmeskåp. Den levereras även som enskilt förpackat i en polyetenpåse.

Utveckla din operationssal



Främja säkerhet.

Minska risken för Korskontamination med hjälp av Sahara absorberande bordsunderlägg.



Förbättra effektiviteten.

Minska tiden det tar att iordningställa operationssalen med lätta kundanpassade set.



Minska kostnaderna.

Minska avfallet med hjälp av kundanpassade OP bordsset och undvik tilläggskostnader som flergångsmaterial innebär.

För mer information fråga er lokala Medline representant eller besök oss på www.mediplast.com



Medioplast AB
Box 1004
212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

FOLLOW US  

De här produkterna, (förutom DORPB01) är osterila klass I produkter som är avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Innan användning se produktens instruktioner och förhållningsregler.

 Medline International France SAS
5, rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som kan förekomma i denna broschyr.

© 2020 Medline Industries, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, Inc. ML129-SE 03/2020.